

Ordine

Preventivo

Conto visione

c-max pa

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

c-max pa

Montascale pieghevole a ruote con seggiolina

A PARTIRE DA € 5.750,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2628675

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote a sedile

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.003

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Poggiatesta ribaltabile
- Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
- Cintura di sicurezza per bacino
- Freni per l'arresto automatico sui gradini
- Batterie da 12V/5 Ah sigillate al piombo
- Carica batterie automatico da 12V

**Dati tecnici**

Portata massima utente	160 Kg
Lunghezza totale min-max	43 - 68 cm (braccioli)
Profondità totale	78,5 cm / 63 cm (con pedana e seduta chiuse)
Altezza totale min-max	109 - 144 cm
Dimensioni seduta	lunghezza 35 x profondità 42 x altezza 50 cm
Velocità min-max *	8 - 23 scalini al minuto
Raggio di sterzata min	80 cm
Altezza scalino superabile fino a	21 cm / 22,5 cm (su richiesta)
Funzione Smart step 2.0	Sì
Autonomia con una carica fino a	15 - 30 piani (circa 600 scalini)
Peso / tipo pacco batteria	4,1 kg / 2 x 12 V, 5 AH, GEL-PIOMBO
Peso / tipo propulsore	18,1 kg / 24 V, 275 W, DC
Peso totale	36,1 kg

* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 24.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/c-max-pa.

Configurazione di base

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
300346	c-max pa Portata 160 kg	Pz.	5.750,00 €

Accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
300031	Invertitore di corrente per ricarica sul veicolo	Pz.	235,00 €
300003	Pacco batteria completo intercambiabile	Pz.	475,00 €
300134	Cintura di sicurezza per bacino con bretellaggio	Pz.	235,00 €
300023	Poggiatesta regolabile	Pz.	235,00 €
300151	Maggiorazione dell'alzata di 1,5 cm. per superare scalini fino a 22,5 cm. di altezza	Set	320,00 €
300260	Supporto per bombola di ossigeno	Pz.	283,00 €
300181 + 300194	Dispositivo di ancoraggio da montare sull'autoambulanza per il trasporto del c-max pa e perni di bloccaggio	Set	1050,00 €
300025	Cavo per la ricarica in auto (12V)	Pz.	89,00 €
300026	Cavo per la ricarica su camion (24V)	Pz.	89,00 €
300044	Manici più lunghi di 20 cm	Pz.	238,00 €
300127	Cintura addominale	Pz.	98,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 24.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/c-max-pa.