

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467Miniwalk **NEW**

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Miniwalk

PREZZO BASE: 1.950,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2577307

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Stabilizzatore mobile in postura eretta

codice ISO: 03.48.21.081

Aggiuntivi

Dispositivo di freno (paio)

codice ISO: 03.48.21.201

Sostegno per arto superiore (paio)

codice ISO: 03.48.21.204

Divaricatore

codice ISO: 03.48.21.207

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore


meyland-smith
 mobility and more

Telaio

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MW106061	MINIWALK 1 NEW, telaio turchese (lunghezza interna gamba 31-49 cm)	Pz.	1.550,00 €
MW106062	MINIWALK 2 NEW, telaio turchese (lunghezza interna gamba 31-64 cm)	Pz.	1.550,00 €

Anello toracico

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M011101	Anello toracico Ø 70 cm	Pz.	375,00 €
M011105	Anello toracico Ø 90 cm	Pz.	375,00 €

Molle

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M106170	Molle verdi con portata da 10 a 15 kg	Pz.	25,00 €
M106171	Molle argento con portata da 15 a 20 kg	Pz.	25,00 €
M106172	Molle nere con portata oltre 20 kg	Pz.	25,00 €

Accessori


Codice ISO	Descrizione	U.M.	Imponibile
M106070	Ruote antiribaltamento	Paio	170,00 €
M104302	Guide esterne per i piedi	Paio	530,00 €
M106085	Supporti per le anche	Pz.	430,00 €
M106094	Dispositivo anti-retromarcia	Paio	230,00 €
M106090	Regolazione della resistenza sui freni posteriori	Paio	144,00 €
M106157	Divisorio per le gambe	Pz.	420,00 €
M106997	Ruote anteriori con blocco direzionale per misura S	Paio	170,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/miniwalk.

Deambulatori




Passo 1: misurazione altezza dell'inguine



Determinare l'altezza dall'inguine a terra, per impostare la relativa altezza della seduta. Nel caso in cui l'utente sia seduto in carrozzina consigliamo di utilizzare un metro flessibile e rilevare due misure: bacino-ginocchio, ginocchio-tallone.

Passo 2: misurazione circonferenza toracica



Utilizzando un metro flessibile, prendere la circonferenza del torace posizionandolo sotto le braccia (come da figura).

Nota: la misura indicata corrisponderà alla circonferenza interna dell'anello toracico.

Passo 3: misurazione del peso corporeo



Nota: il peso rilevato determina la scelta del tipo molla

Misura rilevata: _____ cm

Misura rilevata: _____ cm

Peso rilevato: _____ kg

Come effettuare le regolazioni del deambulatore

- 1) Regolare l'altezza dell'anello toracico
- 2) Regolare l'altezza della seduta
- 3) Regolare la profondità della seduta
- 4) Regolare l'inclinazione dell'impugnatura anteriore

Tabella riepilogativa componenti

	Miniwalk Misura1	Miniwalk Misura2
Altezza sella	31-49 cm	31-64 cm
Portata max.	40 kg	40 kg
Molla (colore)		
10-15 kg <i>verde</i>	si	si
15-20 kg <i>argento</i>	si	si
20-45 kg <i>nero</i>	si	si
Anello toracico		
70 cm	si	si
90 cm	si	si

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/miniwalk.