

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467Meywalk 2000 **NEW**

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

A PARTIRE DA 2.270,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2577386

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta
codice ISO: 03.78.09.003

Aggiuntivi

Dispositivo di freno (paio)	codice ISO: 03.48.21.201
Sostegno per arto superiore (paio)	codice ISO: 03.48.21.204
Divaricatore	codice ISO: 03.48.21.207

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore


meyland-smith
mobility and more
Telaio

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MW104500	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Small - VERDE (lunghezza interna gamba 48-66 cm)	Pz.	1.870,00 €
MW104175	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Medium - BLU (lunghezza interna gamba 62-86 cm)	Pz.	2.160,00 €
MW104173	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Large - BLU (lunghezza interna gamba 76-100 cm)	Pz.	2.160,00 €

Anello toracico

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M011101	Anello toracico Ø 70 cm	Pz.	375,00 €
M011105	Anello toracico Ø 90 cm	Pz.	375,00 €
M011109	Anello toracico Ø 105 cm	Pz.	375,00 €
M011113	Anello toracico Ø 120 cm	Pz.	375,00 €
M011118	Anello toracico Ø 130 cm	Pz.	375,00 €

Molle

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M104291	Molle bianche con portata da 20 a 45 kg	Pz.	25,00 €
M104292	Molle gialle con portata da 45 a 65 kg	Pz.	25,00 €
M104293	Molle blu con portata da 65 a 80 kg	Pz.	25,00 €
M104294	Molle rosse con portata oltre 80 kg	Pz.	25,00 €
M104295	Molle silver con portata da 100 kg	Pz.	25,00 €

CONFIGURAZIONE MINIMA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/meywalk-2000.


Accessori				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
M104023	Dispositivo anti-retromarcia per mis. S, M, L	Pa	235,00 €	
M104530	Divisorio per le gambe per mis. S	Pz.	420,00 €	
M104044	Divisorio per le gambe per mis. M, L	Pz.	420,00 €	
M104110	Kit di riduzione altezza (- 8 cm)	Pa	89,00 €	
M104166	Regolazione della resistenza sui freno posteriori per mis. M, L	Pa	148,00 €	
M104167	Ruote antiribaltamento per mis. S, M, L	Pa	190,00 €	
M104550	Impugnature anteriore senza seduta per mis. S	Pa	192,00 €	
M104179	Impugnatura anteriore senza seduta per mis. M, L	Pz.	192,00 €	
M013075	Supporti per le anche per mis. S, M, L	Pa	398,00 €	
M104511	Ruote ant. con blocco direzionale per mis. S (accessorio)	Pa	170,00 €	
M104997	Ruote ant. con blocco direzionale per mis M, L (accessorio)	Pa	230,00 €	
M104159	Piastra riduttiva/adattatore per installazione anello da 70 cm su supporto toracale da 90 CM	Set	23,00 €	
M104301	Guide per le gambe in plastica nera	Set	530,00 €	
M110010	Estensione della leva del freno (definire la lunghezza)	Set	74,00 €	
M010250	Sella Confort	Pz.	330,00 €	
M127260	Supporto di aggancio per la sella della bicicletta	Pz.	32,00 €	
M104790	Imbragatura taglia media/grande (incluso supporto)	Set	570,00 €	
M104540	Imbragatura taglia small (incluso supporto)	Set	570,00 €	
M011762	Maniglia di spinta e frenata per accompagnatore per mis. Small	Pz.	348,00 €	
M104304	Cestino (montato sulla maniglia)	Pz	215,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/meywalk-2000.

Deambulatori




Passo 1: misurazione altezza dell'inguine



Determinare l'altezza dall'inguine a terra, per impostare la relativa altezza della seduta. Nel caso in cui l'utente sia seduto in carrozzina consigliamo di utilizzare un metro flessibile e rilevare due misure: bacino-ginocchio, ginocchio-tallone.

Passo 2: misurazione circonferenza toracica



Utilizzando un metro flessibile, prendere la circonferenza del torace posizionandolo sotto le braccia (come da figura).

Nota: la misura indicata corrisponderà alla circonferenza interna dell'anello toracico.

Passo 3: misurazione del peso corporeo



Nota: il peso rilevato determina la scelta del tipo molla

Misura rilevata: _____ cm

Misura rilevata: _____ cm

Peso rilevato: _____ kg

Come effettuare le regolazioni del deambulatore

- 1) Regolare l'altezza dell'anello toracico
- 2) Regolare l'altezza della seduta
- 3) Regolare la profondità della seduta
- 4) Regolare l'inclinazione dell'impugnatura anteriore

Tabella riepilogativa componenti

	Meywalk 2000 Small	Meywalk 2000 Medium	Meywalk 2000 Large	Meywalk 4 Medium	Meywalk 4 Large
Altezza sella	48-66 cm	62-86 cm	76-100 cm	62-87 cm	83-106 cm
Portata max.	100 kg	100 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Molla (colore)					
20-45 kg <i>bianco</i>	si	si	si	si	si
45-65 kg <i>giallo</i>	si	si	si	si	si
65-80 kg <i>blu</i>	si	si	si	si	si
oltre 80 kg <i>rosso</i>	si	si	si	si	si
Anello toracico					
70 cm	si	-	-	si	si
90 cm	si	si	si	si	si
105 cm	si	si	si	si	si
120 cm	-	si	si	si	si
130 cm	-	si	si	si	si

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/meywalk-2000.