

Ordine Preventivo Conto visione

solo e solo+

Black edition

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

**solo e solo+**

Propulsore per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

**A PARTIRE DA € 5.600,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2628680

**Riconducibilità per omogeneità funzionale a:**

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno  
codice ISO secondo **DM 27/08/99 n. 332: 12.21.27.006**

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)  
codice ISO secondo **DPCM 12/01/17 Allegato 5: 12.24.09.006**

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

**Configurazione di base**

- Coppia di ruote estraibili motorizzate con freno automatico
- Comando ergonomico programmabile
- Pacco batterie piombo silicio
- Caricabatterie elettronico automatico
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina



Dati tecnici	SOLO 210 kg	SOLO+
Portata max utente + carrozzina + SOLO	210 kg	250 kg
Peso max utente	160 kg	200 kg
Diametro ruote	24"	24"
Velocità max avanti - indietro fino a *	6-3km/h	6-3km/h
Pendenza superabile fino a **	20%	15%
Autonomia con una carica fino a **	35 km, ioni di Litio 25 km, piombo-silicio	15 km, ioni di litio
Peso/tipo pacco batteria	4,2 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO 5,8 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH Piombo silicio	4,2 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO
Peso/tipo ruota motorizzata	2 x 9 kg / 2 x 28,8 V, 150 W, DC	2 x 9 kg / 2 x 28,8 V, 150 W, DC
Peso comando	0,7 kg	0,7 kg
Peso totale	24,2 kg	24,2 kg


\* Velocità regolabile in modo lineare

\*\* L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 06.11.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/propulsore-solo/](http://www.medimec.it/propulsore-solo/).

Configurazione di base			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
335400	SOLO con pacco batterie agli ioni di litio, portata complessiva 210 kg - 28,8V/16Ah	Pz.	5.980,00 €
335450	SOLO con pacco batterie piombo-silicio, portata complessiva 210 kg - 24V/16Ah	Pz.	5.600,00 €
335350	SOLO+ con pacco batterie agli ioni di litio, portata complessiva 250 kg - 28,8V/16Ah	Pz.	8.500,00 €

Dati carrozzina		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:



Regolazioni
<b>Comando lato sinistro</b> <b>Comando lato destro (di serie)</b>
<b>A</b> Distanza dal centro Joystick allo schienale (in cm):
<b>B</b> Altezza parte superiore comando da seduta - senza cuscino (in cm):
<b>C</b> Altezza anteriore della seduta (in cm):
<b>D</b> Altezza posteriore della seduta (in cm):
<b>E</b> Personalizzazione posizione dx e sx Joystick :

Ruote			
Tipo	Prezzo / Pa.	Opzioni	Prezzo / Pa.
335405 24 x 1" estraibili in gomma piena (standard)	incl.	335105 Protezione raggi 24" blu	250,00 €
335406 24 x 1 3/8" estraibili in gomma piena	incl.	335106 Protezione raggi 24" grigio	250,00 €
335452 24 x 1" estraibili e pneumatiche	120,00 €		
335409 24 x 1 3/8" estraibili e pneumatiche	120,00 €		

Attenzione! L'applicazione del sistema SOLO su carrozzine con freni a tamburo richiede la rimozione degli stessi e le ruote originali non risultano più compatibili.

Gancio		Prezzo / Pz.
<b>GANCIOPR</b> Gancio di serie		incl.
<b>310015</b> Gancio combinato per montascale a ruote mod. s-max		415,00 €

Comando		Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
<b>Standard</b> Joystick con impugnatura standard	incl.	<b>Supporto per comando accompagnatore (standard)</b>	
<b>Joystick con impugnatura speciale</b>		<b>SPC</b> Supporto posteriore del comando per accompagnatore	208,00 €
<b>335313</b> a T per tetra 34 mm	116,00 €	<b>330018</b> Sistema di aggancio del comando sul tavolino	405,00 €
<b>335314</b> a T per tetra 20 mm	116,00 €	<b>Dispositivo guida facilitata per accompagnatore "SMART CONTROL"</b>	
<b>SK050</b> a U per tetra	230,00 €	<b>335414</b> <b>Comando accompagnatore</b>	
<b>330100</b> Softball Ø 70 mm	33,00 €	SMART CONTROL	
<b>330101</b> Sfera dura Ø 40 mm	33,00 €	<b>335415</b> <b>Supporto per comando accompagnatore</b>	980,00 €
<b>330102</b> Sfera dura Ø 50 mm	33,00 €	SMART CONTROL	
<b>330109</b> Piramide appiattita	79,00 €	<b>Regolazione guida</b>	
<b>335408</b> Comando con guida facilitata	160,00 €	<b>Standard</b>	incl.
		<b>Personalizzata</b> (indicare parametri):	incl.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 06.11.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/propulsore-solo/](http://www.medimec.it/propulsore-solo/).

## Compatibilità con ruote originali

		Prezzo / Pz.
<b>MED05</b>	Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con solo	90,00 €

## Sicurezza

		Prezzo / Pa.
<b>ROTANT</b>	Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili	208,00 €

Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

## Accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
<b>300031</b>	Invertitore di corrente per la ricarica delle batterie in auto	Pz.	235,00 €
<b>MED48R</b>	Barra stabilizzatrice asportabile	Pz.	94,50 €

## Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.