



Meywalk 2000



VELA Meywalk 2000 Large



VELA Meywalk 2000 Medium



VELA Meywalk 2000 Small

VELA Meywalk 2000 è una serie di deambulatori progettati per essere dei validi supporti per aiutare a stimolare e sviluppare il modello di camminata di bambini e adulti. Supporto ottimale in tutte le fasi della camminata, Meywalk 2000 incoraggia la mobilità e l'indipendenza. La capacità di muoversi liberamente e senza aiuto è fondamentale per lo sviluppo delle capacità sociali e interpersonali e per la salute e il comfort dell'utente.

VELA Meywalk 2000 è disponibile in 3 misure e si adatta a bambini da circa sei anni fino all'età adulta. Il deambulatore ha sospensioni a molla che consentono al sedile e all'anello toracico di seguire i movimenti dell'utente, incoraggiando un'andatura migliore e più naturale, fornendo al contempo un supporto ottimale durante le fasi della camminata.

Il sedile e l'anello toracico del deambulatore sono facilmente regolabili per adattarsi alle dimensioni dell'utente e all'altezza della parte superiore del corpo. L'unità del sedile può essere abbassata utilizzando una barra oscillante, rendendo più facile per l'utente salire e scendere in sicurezza dal deambulatore e riducendo lo sforzo per gli assistenti.

Camminando con un VELA Meywalk 2000, gli utenti non dipendono dai loro avambracci per sostenere il peso, il che incoraggia la partecipazione sociale. Supporto e stabilità aggiuntivi possono essere trovati nella barra integrata che può essere regolata in base alle necessità dell'utente.

Stare in posizione eretta ogni giorno ha una profonda influenza sulla forza muscolare e sulla densità ossea dell'utente. Sviluppare la capacità di stare in piedi e camminare con un VELA Meywalk 2000 migliora notevolmente la circolazione sanguigna, la digestione e la respirazione, spesso necessarie per gestire altre attività quotidiane.

BENEFICI

- :: L'utente può camminare/stare in piedi nonostante la mancanza o la riduzione di tale funzione.
- :: Le molle di sospensione consentono a sedile e anello toracico di seguire i movimenti dell'utente, favorendo una camminata naturale.
- :: Sicuro e facilmente accessibile grazie all'esclusivo sistema di sollevamento e abbassamento del sedile.
- :: Facile e semplice da regolare.
- :: Cresce con l'utente grazie alle varie regolazioni in altezza del sedile e dell'anello toracico

medimec[®]

	VELA Meywalk 2000 Small	VELA Meywalk 2000 Medium	VELA Meywalk 2000 Large	
MEASUREMENTS AND WEIGHT	Lunghezza	85 cm	95 cm	95 cm
	Larghezza (misure esterne)	65 cm	65 cm	65 cm
	Larghezza (misure interne)	50 cm	50 cm	50 cm
	Larghezza seduta			
	Anteriore	9 cm	10 cm	10 cm
	Centrale	6 cm	7 cm	7 cm
	Posteriore	14 cm	15 cm	15 cm
	Profondità seduta	27 cm	32 cm	32 cm
	H sedile/Lungh.passo*	48-66 cm	62-86 cm	76-100 cm
	H Anello toracico*	87-103 cm	99-126 cm	116-143 cm
	Diametro anello toracico (selezionare la misura in base alla misura della vita dell'utente)	70, 90, 105, 120 o 130 cm	70, 90, 105, 120 o 130 cm	70, 90, 105, 120 o 130 cm
	Peso (senza accessori)	22 kg	25 kg	26 kg
	Portata massima	100 kg	100 kg	100 kg
	Intervallo di peso (colore sulle molle) (Selezionare in base al peso corporeo dell'utente)	Min 20 kg (bianche) Min. 45 kg. (gialle) Min. 65 kg (blu) Min 80 kg. (rosse)	Min 20 kg (bianche) Min. 45 kg. (gialle) Min. 65 kg (blu) Min 80 kg. (rosse)	Min 20 kg (bianche) Min. 45 kg. (gialle) Min. 65 kg (blu) Min 80 kg. (rosse)
	Colore	Verde	Blu	Blu
	Telaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Item number	MW104500	MW104175	MW104173	

* L'altezza viene misurata con le molle a metà compressione.

Tutti i deambulatori VELA Meywalk 2000 sono marcati CE e conformi alle norme vigenti.

Il deambulatore è adatto all'uso su superfici orizzontali, stabili e piane in condizioni controllate.

Il deambulatore standard è fornito con parti imbottite in similpelle e schiuma di poliuretano, resistenti e facili da pulire e disinfettare.

ACCESSORI E SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Tutti i deambulatori VELA Meywalk 2000 sono versatili e personalizzabili in base alle esigenze specifiche dell'utente grazie a un'ampia gamma di accessori, ad esempio un supporto per i fianchi e per il tronco per ottimizzare la postura del corpo. Puoi trovare un elenco completo degli accessori con codici articolo, immagini e descrizioni su medimec.it.

AMBIENTE DI LAVORO

Il deambulatore VELA Meywalk 2000 è versatile e si regola facilmente senza attrezzi, particolarmente utile negli ambienti sanitari in cui più utenti possono condividere un deambulatore.

Il sedile può essere abbassato utilizzando la barra oscillante integrata in modo che gli utenti possano spostarsi sul deambulatore con un'assistenza minima. È anche possibile sollevare l'utente nel deambulatore Meywalk 2000.

USO PREVISTO

Deambulatore per bambini e adulti, per aiutarli ad alzarsi e muoversi nonostante abbiano una ridotta o nessuna funzione di deambulazione

Indicazione distributore:

