

s-max

PROXIMA PRO

MONTASCALE
PER SEDIA PORTANTINA
PROXIMA PRO

STAIR CLIMBER
FOR SEDAN CHAIR
PROXIMA PRO



MEBER.IT



www.meber.it


S MAX

Sistema montascale automatico per Proxima Pro
Automatic stair climber system for Proxima Pro

Proxima PRO
Sedia portantina Art. 683
Sedan chair Art. 683



Guarda il video on-line
Watch on-line video



www.meber.it/mebertv



s-max

S-MAX Montascale

Me.Ber. ha integrato la propria gamma di sedie portantine, con un montascale nato per alleviare lo sforzo dovuto al trasporto di pazienti su scale e garantire comfort e sicurezza al paziente.

S-MAX è un montascale elettrico a batteria, applicabile alla sedia 683 Proxima Pro.

Di facile utilizzo, si adatta a diversi tipi di scale, garantendo un trasporto sicuro, grazie alla regolazione delle velocità di salita e di discesa.

S-Max Stair Climber

Me.Ber. has integrated its range of sedan chairs with a stair climber designed to alleviate the effort due to the transport of patients on stairs and ensure comfort and safety for the patient.

S-Max is an electric stair climber with battery applicable to chair 683 Proxima Pro. Easy to use, it fits on a number of different types of stairs while ensuring a secure transport by adjusting the ascent and descent speed.



Peso complessivo Weight	22 kg*
Portata Max Max Load	160 kg
Altezza Min/Max Min/Max Height	1200 mm 1650 mm
Velocità Speed	5-20 [scalini-steps]/min
Altezza Max scalino Max step Height	23,5 cm

* Sedia portantina Proxima PRO esclusa
* Sedan Chair Proxima Pro Excluded

I comandi e le impugnature sono ergonomici e ben visibili ed il manico regolabile in altezza e lateralmente.

S-Max è dotato di una **chiave di sicurezza estraibile** da consegnare alle persone addette al trasporto per permetterne l'utilizzo.

Controls and handles are ergonomically designed and clearly visible and the handling bar is height and side adjustable.

S-Max is equipped with an **extractable security key** which can be given to persons engaged and responsible for the transport to enable its use.

Article Code
5180

▼ Dispone di un **dispositivo di frenata di sicurezza** che si attiva sempre non appena si raggiunge il bordo del gradino.

▼ It is provided with a **braking device security system** that is always active as soon as it reaches the edge of the step.



s-max

PROXIMA PRO

Accessori Accessories

• Accessori | Accessories



Article Code
5182

Staffe di aggancio
in alluminio applicabili su
tutti i modelli di 683 con
ruote fisse posteriori.

**Aluminium
fastening brackets**
applicable on all models
of Art. 683 with fixed
rear wheels.

• Accessori | Accessories

Article Code
5188

◀ **Caricabatteria 12V**
12V Battery charger

Article Code
5186

▶ **Caricabatteria 220V**
220V Battery charger



▶ **Batteria standard**
Standard battery

Article Code
5184

Dati tecnici Technical data

Art.	Modello	Model	Altezza scalino superabile (cm) Maximum step height	Velocità Scalini al minuto Speed step/min	Altezza Min. (mm) Min. Height	Altezza Max. (mm) Max Height	Accumulatori Accumulators	Autonomia con una carica (piani) Autonomy with one full charge (floors)	Peso Weight	Portata Loading capacity
5180	S-Max Montascale automatico per sedia portantina Proxima PRO	Automatic stair climber for sedan chair Proxima Pro	23,5	5-20	1200	1650	2 x 12 V / 3,3 Ah	15-20 (circa 300 scalini) (c.ca 300 steps)	22 kg*	160 kg

MEBER.IT

Me.Ber. s.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780 e-mail: contact@meber.it



Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. S.r.l. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

All rights reserved. Variations can be made without notice. Me.Ber. S.r.l. cannot be held responsible for damage resulting from any lack or inaccuracy in the information presented here.

www.meber.it