

medimec[®]
STRUMENTI PER PROSEGUIRE



etac[®]
Daily Living solutions

Vita quotidiana

www.medimec.it

Etac crea possibilità

Design scandinavo, innovazione e tecnologia sono le nostre fondamenta. Da oltre 40 anni, Etac sviluppa prodotti e servizi che creano possibilità per utenti e operatori sanitari. Durante l'ultimo decennio Etac ha fatto crescere il suo portafoglio prodotti attraverso una serie di acquisizioni.

Oggi siamo in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni per la mobilità, con carrozzine manuali ed elettroniche, soluzioni avanzate per la seduta, soluzioni per il trasferimento del paziente e soluzioni vitali necessarie per la vita di tutti i giorni compresi prodotti classici per il bagno e i servizi igienici.

Forniamo anche una gamma di soluzioni all'avanguardia per uso pediatrico.

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, designer industriali e utenti. Il risultato è un design ergonomico e prodotti di alta qualità che sono unici nel mercato.

DURATA E QUALITÀ

Tutti i nostri prodotti hanno una cosa in comune - sono i migliori in termini di qualità, semplicità, funzionalità, affidabilità e design che offre il mercato. Il nostro impegno a fornire il meglio in termini di qualità e innovazione ha posizionato Etac come il marchio di oggi e del futuro.

SICUREZZA IN OGNI DETTAGLIO

Ogni dettaglio del prodotto è stato progettato per garantire il benessere e la sicurezza. Etac fornisce soluzioni sicure, che danno un alto senso di comfort e funzionalità. Ci sforziamo di mantenerci all'avanguardia nella progettazione e nella funzionalità.

La nostra visione è che tutti dovrebbero essere in grado di vivere una vita libera e indipendente e perseguire i loro sogni indipendentemente da eventuali circostanze fisiche.

Benvenuti nel mondo Etac!



Torben Helbo

Torben Helbo
CEO, Etac AB

“ *Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, designer industriali e utenti* ”



CREANDO POSSIBILITÀ IN TUTTO IL MONDO



Il gruppo Etac ha filiali in 9 paesi e distributori in più di 45 paesi sparsi su gran parte del mondo, a garanzia di un supporto personale - anche dopo la consegna del prodotto.

ATTENZIONE

ALL'AMBIENTE

Ci sforziamo di mantenere la nostra produzione il più ecologico possibile. I materiali vengono selezionati e i prodotti progettati tenendo sempre presente il riciclaggio. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo l'uso di materiali e ottimizzare l'imballaggio per la spedizione e la gestione.

FORMAZIONE ETAC

Scoprite di più sui nostri prodotti e migliorate le vostre abilità di valutazione! Offriamo formazione sui prodotti, applicazioni cliniche e seminari legati alle nostre gamme di prodotto. I nostri responsabili della formazione sono specialisti di prodotto con una lunga esperienza clinica.

Per maggiori informazioni visitare il sito etac.com o contattare il rappresentante locale Etac.

La qualità fornisce la sicurezza

Le attività di assistenza alla persona avvengono in una grande varietà di ambienti. Case private, cliniche di riabilitazione, case di cura e ospedali specializzati sono alcuni esempi. Siamo convinti che il senso di sicurezza e benessere rende la cura più efficace. Consente anche di risparmiare tempo in termini di lavoro e fornisce una migliore comunicazione tra assistente e assistito.

FUNZIONI FACILITANTI

Negli anni '70 Etac * è diventato il primo operatore del settore a collaborare con designer industriali per riprogettare i prodotti per l'assistenza domiciliare. Prodotti funzionali che facilitano le attività nel bagno hanno preso forma e vari prodotti per la cucina e per vestirsi sono seguiti a breve. Dieci anni dopo, Bo Lindkvist, utilizzando lui stesso una carrozzina, ha presentato una nuova generazione innovativa di sedie a rotelle all'interno di Etac che divenne ben presto una parte fondamentale del nostro portafoglio prodotti. Dal 2004 Etac è cresciuta attraverso numerose acquisizioni, HandPro, Immedia, Molift e l'ultima acquisizione nel 2011 è stata R82. Tutte queste società condividono la storia di essere fondate da imprenditori con una forte passione per il prodotto. Oggi tutti i nostri progettisti di prodotto condividono pienamente questo stesso spirito.

ALTA TECNOLOGIA PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE

Oggi abbiamo sedie a rotelle sia manuali che elettroniche con funzioni di alta tecnologia. Etac ha anche incluso prodotti per il trasferimento meccanico e manuale, prodotti che sono molto apprezzati e importanti nel campo assistenziale. Offriamo un vasto assortimento di prodotti pediatrici e una vasta gamma di accessori.

Per informazioni più specifiche sulle nostre gamme di prodotti andate a pagina 52-53



DESIGN VINCENTE PER QUATTRO DECENNI

I Prodotti Etac sono sviluppati in stretta collaborazione con designer industriali, personale di riabilitazione e utenti. Questo ha portato a un design ergonomico e a una qualità che è unica nel mercato. Una conferma importante che ci siamo riusciti sono tutti premi di design che abbiamo ricevuto, sia in Scandinavia che internazionalmente.

ETAC CREA POSSIBILITÀ DAL 1973

2013 Etac lancia Cross 5, una carrozzina per una nuova generazione.

2011 Etac è interamente di proprietà di Nordstjernan.

2011 Etac acquisisce R82, leader mondiale nella produzione di ausili tecnici e apparecchi per bambini diversamente abili.

2010 Etac acquisisce Molift, creatore del primo sollevatore di paziente a batteria nel mondo.

2008 Etac acquisisce Immedia, fabbricante di prodotti per il trasferimento manuale

2004 Etac acquisisce HandPro, produttore della carrozzina Balder.

1992 Etac lancia Cross, la prima carrozzina pieghevole "a incrocio" nel mondo.

1985 Etac lancia Nova, il primo deambulatore al mondo a quattro ruote con ruote frontali girevoli.

1973 * RFSU Rehab, in seguito ribattezzata Etac, viene fondata.

Nordstjernan è il proprietario di Etac. La compagnia di trasporto "Rederiaktiebolaget Nordstjernan" è stata fondata nel 1890 da Axel Johnson. Si tratta di un'azienda di investimento a conduzione familiare con una strategia di focalizzazione su investimenti a lungo termine. Etac è oggi una società internazionale con organizzazioni di vendita e distributori in tutto il mondo.



Premio
Reddot



Premio
Good Design



Excellent
Swedish
Design



Premio
Design Excellence

Da una ricerca approfondita a prodotti funzionali

Molti dei nostri prodotti per la vita quotidiana sono sviluppati in collaborazione con Ergonomidesign (ora Veryday), un gruppo di design svedese. Insieme abbiamo effettuato una ricerca approfondita per imparare tutto su capacità ed esigenze dei potenziali utilizzatori, analizzato i loro prodotti abituali e guardato a soluzioni individuali.

Abbiamo scoperto l'esigenza di avere posate appositamente progettate. Abbiamo formato un gruppo di prova costituito da oltre 20 persone con artrite reumatoide, utilizzo di una mano sola, disfunzioni muscolari e tetraplegia. Tutti dovevano fare 30 prove funzionali derivate da dieci movimenti base della mano, del polso, del gomito e della spalla.

I risultati dell'analisi hanno dimostrato che le posate leggere sono più utili di quelle pesanti. È anche chiara la necessità di avere serie di posate diverse e che il design del manico deve essere adattato per l'impugnatura specifica utilizzata per una specifica posata.

Teniamo un coltello nel palmo della mano e lo stabilizziamo con il dito indice appoggiato sul bordo superiore della manico. Un cucchiaio da minestra si tiene come una penna mentre una forchetta si tiene con una di queste due impugnature. Pertanto una forchetta deve essere allo stesso tempo spessa e sottile. La soluzione è una forma ovale, che anche ha il vantaggio di rimanere ferma nella mano.

Dopo diversi test funzionali con vari modelli, le posate Light hanno preso forma. Una serie di posate ben progettate, tutte leggere, progettate per il loro uso specifico e le diverse funzioni della mano.



Per saperne di più sulle posate Light, andate a pagina 14.

Svestirsi in modo facile

Con gli ausili funzionali per le calze come l'assortimento Socky è facile mettersi le calze. Ma come si fa a toglierle? Ebbene, utilizzando una pinza con uncino Aktiv, è facile sia togliersi le calze che mettersi pantaloni o una giacca.

La Pinza con uncino Aktiv è lunga 45 centimetri, una lunghezza ideale sia per vestirsi che per svestirsi da seduti.

Per saperne di più sulle pinze Etac Aktiv, andate a pagina 20.



UN'INVENZIONE DAL PROFONDO DELLE FORESTE SVEDESI

Un semplice ausilio per infilare le calze costituito da un foglio di plastica può essere difficile da utilizzare. Questo è qualcosa di cui si è accorta una terapeuta occupazionale. Lei aveva svolto una visita a domicilio a un uomo anziano con reumatismi che viveva da solo nella campagna vicino alla foresta. La terapeuta sentì uno sgradevole odore che proveniva dai calzini dell'uomo anziano. Lui aveva grossi problemi a metterli e a toglierli. Così l'uomo anziano teneva gli stessi calzini per 3-4 giorni, a seconda di quando il suo aiutante veniva a trovarlo. La terapeuta gli presentò l'infilcalze di plastica. Ma era troppo doloroso per lui stringerlo e allo stesso tempo infilarsi il calzino. Risoluta, domandò a suo fratello, che era un designer industriale, se avrebbe accettato la sfida di tentare di sviluppare un infilcalze che l'anziano signore potesse usare. Lui disse di sì e con l'anziano signore e sua sorella si formò una squadra. Si concentrarono su caratteristiche come materiale, forma e dimensioni.

Alla fine svilupparono un modello lungo di forma conica realizzato in tessuto di nylon lucido. Aveva anche un manico in alto. Il modello fu presentato ad Etac e il resto è storia. L'uomo anziano era ora in grado di cambiarsi i calzini ogni giorno.

Per saperne di più sugli infilcalze Etac Socky andare a pagina 22-23.



SOMMARIO

PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO

Lava-Corpo e Lava-Schiena Beauty	7
Lava capelli Beauty	7
Pettine e spazzola Beauty	8
Beauty impugnatura multifunzione	8
Pinza per carta igienica Torkel	9

CASALINGHI

Coltelli ergonomici Relieve	11
Coltello angolato Relieve	11
Coltello da cucina Relieve	12
Affetta formaggio Relieve	12
Tagliere multiuso Fix	13
Tagliere con guida Cut	13
Posate Light, impugnatura grande	14
Cucchiaio Light angolato	14
Posate Light, impugnatura sottile	15
Posate doppio uso Light	15
Bicchieri Tasty	17
Piatto Tasty	17
Bicchiere con supporto Tasty	17
Posate Feed	18
Cucchiaio Feed angolato	18
Bicchiere con becco Feed	18

PRENDERE E VESTIRSI

Pinze Aktiv	20
Infilcalze Socky	22
Penna Contour	24
Maniglia universale Uni	24
Rialzi per mobili Step	25



Prodotti per la cura del corpo

Beauty è una gamma di prodotti leggeri ed ergonomici per la cura del corpo, accuratamente bilanciati per ottenere il massimo risultato con minimo sforzo o sollecitazione di mani, braccia e spalle. Ogni prodotto ha una forma specifica per raggiungere facilmente ogni parte del corpo. La pinza per carta igienica Torkel aiuta chi ha problemi di presa e mobilità a provvedere personalmente alla propria igiene intima.

Prodotti Etac per la cura del corpo - Linea Beauty

Beauty è la nostra premiata gamma di prodotti ergonomici per la cura del corpo. Ogni prodotto ha una forma adatta a lavare facilmente corpo e capelli. Essi sono accuratamente progettati per ottenere la massima intensità col minimo sforzo o tensione su mani, braccia e articolazioni.


Spugna per corpo e schiena

La spugna corpo Beauty è progettata per facilitare il raggiungimento e la pulizia di tutto il corpo. Essa non assorbe acqua rendendo il prodotto leggero e bilanciato anche da bagnato. I manici sono ricurvi e hanno una presa antiscivolo. Le spugne sono sostituibili.



La spugna corpo Beauty ha una struttura che si adatta al corpo

La spugna lava-schiena Beauty è progettata per agevolare la presa a due mani.



Lava-capelli

Il lavacapelli Beauty sostituisce le dita nell'applicare lo shampoo e massaggiare la cute. Il manico e l'impugnatura hanno lo stesso design della spugna-corpo, facilitando il raggiungimento della testa senza affaticare mani, spalle e braccia.



Descrizione

Lava-corpo Beauty	80210076
Ricambi per Lava-corpo	80210103
Lava-schiena Beauty	80210080
Ricambi per Lava-schiena	80210104
Lava-capelli	80210078

Lunghezza

Lava-corpo Beauty: 38 cm (15")
Lava-schiena Beauty: 77 cm (30¼")
Lava-capelli Beauty: 36 cm (14¼")

Peso

Lava-corpo Beauty: 112 g (4 oz.)
Lava-schiena Beauty: 203 g (7.2 oz.)
Lava-capelli Beauty: 112 g (4 oz.)

Materiali

Polipropilene e Base polipropilenicaTPE
Spugna: Nylon con fodera interna in politene

Design

Ergonomidesign.
Prodotto registrato.



Il tocco finale

Essere in grado di spazzolare o pettinare i capelli così come mettere lo smalto alle unghie o applicare il mascara potrebbero sembrare compiti banali, ma sono importanti per l'autostima.

Pettine e spazzola

La spazzola e il pettine della linea Beauty sono disponibili in due lunghezze. La versione più corta è consigliata agli utilizzatori che riescono a sollevare le braccia fino alle orecchie, quella più lunga è adatta a coloro che raggiungono solo le spalle. Sia la spazzola che il pettine sono incurvati per seguire la forma della testa: ciò significa che il manico può essere tenuto vicino al corpo per il massimo comfort e controllo mentre si spazzolano i capelli.



Impugnatura multifunzione

L'impugnatura multifunzione della linea Beauty si appoggia saldamente nel palmo della mano e si presta a svariati usi. Con una funzionalità ridotta della mano può essere difficile usare una limetta per unghie: inserendola nell'impugnatura multifunzione, anche il pedicure può essere effettuato con facilità. La parte terminale più ampia può essere usata per lo spazzolino da denti o il rasoio.



L'impugnatura multifunzione ha una morbida superficie liscia.

Descrizione

Spazzola Beauty	80210072
Spazzola lunga Beauty	80210074
Pettine Beauty	80210068
Pettine lungo Beauty	80210070
Impugnatura multifunzione	80210082

Lunghezza

Spazzola Beauty: 29/37 cm (11½/ 14½")
Pettine Beauty: 30/37 cm (11¾/ 14½")
Impugnatura multifunzione: 11 cm (4¼")

Peso

Spazzola Beauty: 102/112 g. (3.6 / 4 oz.)
Pettine Beauty: 80/90 g. (2.8 / 3.2 lbs)
Impugnatura multifunzione: 45 g (1.6 oz.)

Materiali

Polipropilene e base polipropilenica TPE
Lima per unghie: limetta di cartone

Design

Ergonomidesign.
Prodotto registrato.

Beauty Kit

1 spugna corpo, 1 pettine lungo
+ 1 presa multifunzione.
Articolo no. 80200066
Descrizione Articolo no.
Spazzola 80210072
Spazzola lunga 80210074
Pettine 80210068
Pettine lungo 80210070
Lunghezza Spazzola 29/37 cm (11½/ 14½")
Pettine 30/37 cm (11¾/ 14½")
Peso Spazzola 102/112 g. (3.6 / 4 oz.)
Pettine 80/90 g. (2.8 / 3.2 lbs)
L'impugnatura multifunzione ha una morbida superficie liscia.



Torkel – Pinza per carta igienica

La pinza per carta igienica Torkel fornisce una presa funzionale e un maggior raggio d'azione per gestire l'igiene intima.

Facile da maneggiare

Quando le capacità di presa e mobilità sono ridotte, questa pinza può essere usata per la carta igienica, per lavare vestiti o piccoli asciugamani. Fabbricata con un materiale resistente alla bollitura.

Come usare la pinza con la carta igienica:



1. Strappi un pezzo di carta igienica (circa 40 cm). Apra la pinza stringendo il manico e introduca la carta nel becco.



2. Avvolga senza stringere la carta attorno al becco fino a coprire la punta.



Descrizione

Pinza per carta igienica Torke

80304001

Dimensioni

Lunghezza: 33 cm (13")

Materiali

Poliammide

Peso

100 g (3.5 oz)

Manutenzione

Adatto alla bollitura

Design

Designkonsulterna



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution.



Casalinghi

Questi prodotti sono pensati per facilitare la preparazione e il consumo del cibo, nonostante la forza o la mobilità limitata in braccia e mani.

In realtà, questi utensili sono adatti a chiunque grazie al design ergonomico. Permettono movimenti rilassati che sfruttano al meglio la potenza mentre alleviano la tensione dei muscoli e delle articolazioni delicate.

Relieve – Coltelli ergonomici

I coltelli Relieve hanno il manico angolato e il bordo tagliente per facilitare il taglio.

L'angolo del manico mantiene il polso dritto, in modo da fare un uso razionale della forza di braccio e mano.

Coltello trinciante angolato Relieve

Questo coltello ha un manico ovale per assicurare una presa ferma e la parte superiore lievemente arrotondata per dare appoggio al pollice. La lama è abbastanza lunga per tagliare cibo e pane.



trinciante angolato

Coltelli angolati Relieve

I coltelli angolati da tavola hanno le stesse caratteristiche del coltello trinciante ma una lama più corta, da usare mentre si mangia. Sono disponibili in tre varianti: per mani di taglia media, per mani piccole e per bambini, e una versione pieghevole che si può facilmente portare in borsa in sicurezza..



Relieve angolato pieghevole

Relieve coltello angolato

Descrizione

Relieve trinciante angolato	80501101
Relieve coltello angolato	80402101
Relieve angolato piccolo	80402102
Relieve angolato pieghevole	80402001

Materiali

Lama: acciaio inox
Trinciante angolato: manico in polipropilene
Angolato pieghevole: manico in policarbonato
Coltelli angolati: manico in plastica poliammide

Peso

Trinciante angolato: 75 g (2.7 oz)
Pieghevole angolato: 72 g (2.5 oz)
Coltelli angolati: 72 g (2.5 oz)
Angolato piccolo: 37 g (1.3 oz)

Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie


Design

Ergonomidesign

Coltello da cucina Relieve

Paragonato ai normali coltelli da cucina, i Relieve permettono di tagliare con il polso dritto per sfruttare la forza di braccio e mano. Alleviano inoltre la tensione nelle dita, nel polso e nelle mani. Sono ben bilanciati in mano e richiedono uno sforzo minimo per mantenere alta la lama.

Questi coltelli sono disponibili con due differenti lame: liscia e seghettata.



Relieve – Affetta formaggio

Questo affettatore per formaggi permette alle persona con forza ridotta nelle mani di affettare con facilità sia formaggi che verdure come i cetrioli.

Più potenza e precisione quando si taglia il formaggio

Il manico ha una forma ovale e la cima si presta come comodo appoggio per il pollice. La lama affettatrice è montata vicino al manico così da impiegare meno forza nell'utilizzo ed è ondulata, in modo che il formaggio si stacchi facilmente.



L'affettatore da formaggio Relieve è particolarmente adatto alle persone che soffrono di reumatismi, poiché il manico permette una presa stabile ed ergonomicamente

Descrizione

Relieve coltello da cucina

a lama seghettata 80501001

Relieve Affetta formaggi 80502001

Peso

Coltello da cuc. a lama seghettata: 161 g (5.7 oz)

Relieve Affetta formaggi: 69 g (2.4 oz)

Materiali

Manico: Polipropilene

Lama: Acciaio inox

Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie

Design



Ergonomidesign

“Fix” e “Cut” – Preparare il cibo

Questi prodotti da cucina mantengono in posizione i viveri rendendo possibile lavorare con una mano sola o con una doppia presa per semplici ricette.

Fix semplifica i lavori domestici

Il tagliere multiuso Fix si mantiene saldamente su quattro piedini ad attrito o a ventosa. I morsetti centrali possono tenere saldamente una ciotola, una grattuggia o semplice cibo. C'è anche un piatto rimovibile con chiodini per fissare pezzi di cibo più piccoli: può essere posizionato anche con i chiodini verso il basso per avere una superficie liscia.



Cut si mantiene saldo e semplifica il taglio

Cut è un ausilio per tagliare che semplifica il lavoro in cucina mantenendo saldamente qualunque cosa si debba tagliare.

Lo spessore di ogni singola fetta può essere facilmente cambiato muovendo le barre laterali. La lama si mantiene nelle guide, permettendo anche a chi ha vista ridotta di tagliare in sicurezza.



Descrizione

Tagliere multiuso Fix 80501004
Tagliere con guida Cut 80501005

Materiale

Tagliere: Polistirene
Parti in metallo: Acciaio inox
Morsetti: PC/ABS
Polistirene

Peso

Tagliere multiuso Fix: 1.3 kg (2.87 lbs)

Tagliere con guida Cut: 415 g (14.5 oz)

Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie

Design

Ergonomi Design.
Il Tagliere multiuso Fix è brevettato

Light – Posate

Light è la serie di posate leggere e dal design funzionale che facilitano l'uso e il mangiare quando la mobilità in mani e braccia è ridotta. Le posate sono disponibili in vari modelli tutti lavabili in lavastoviglie.

Posate con impugnatura grande

Le posate sono leggere, poco faticose per le articolazioni e riducono la tensione nelle dita. I manici arrotondati si adattano alla mano in sicurezza e permettono vari tipi di presa. Il cucchiaino ha un manico leggermente più lungo e sottile per agevolare una presa salda nell'incavo tra pollice e indice. Per facilitare il taglio il coltello ha un dislivello per il pollice e la lama affilata.



Queste posate alleviano la tensione di mani e dita.

Cucchiaino angolato

I leggeri cucchiaini angolati sono progettati per agevolare il mangiare aumentando le capacità di motricità fine. Anche questi manici sono arrotondati per una presa sicura.



Cucchiaini angolati, disponibili per destrorsi o mancini.

Descrizione

Forchetta, imp. grande	80402002
Cucchiaino, imp. grande	80402004
Coltello, imp. grande	80402006
Cucchiaino da dolce, imp. grande	80402007
Cucchiaino angolato Light,	
– per mano destra	80403201
– per mano sinistra	80403202

Dimensioni

Forchetta: 18 cm (7")
Cucchiaino: 22 cm (8¾")

Coltello: 21 cm (8¼")
Cucchiaino da dolce: 18 cm (7")
Cucchiaino angolato: 19 cm (7½")

Peso

Forchetta: 27 g (1 oz)
Cucchiaino: 37 g (1.3 oz)
Coltello: 23 g (0.8 oz)
Cucchiaino da dolce: 30 g (1 oz)
Cucchiaino angolato: 35 g (1.2 oz)

Materiali

Parti in metallo: Acciaio inox
Manico: Plastica ABS

Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie


Design

Ergonomi Design

Posate con impugnatura sottile

L'uso di queste posate leggere richiede uno sforzo minimo. Sono dotate di un manico lungo e sottile che permette una comoda presa nell'incavo tra il pollice e l'indice. Il manico lungo limita il bisogno di sollevare il braccio come per le normali posate. Il lato inferiore è dolcemente arrotondato per evitare punti di pressione.


Una presa funzionale quando la forza muscolare è molto limitata.



Queste posate sono leggere e richiedono uno sforzo minimo per l'utilizzo.

Posate doppio uso

Consistono in un coltello/forchetta e un coltello/cucchiaio e sono pensate per essere usate con una mano sola. Il manico permette una presa sicura, con la parte superiore arrotondata e quella inferiore piatta. L'angolo tagliente è posto nella parte inferiore della lama in modo da prevenire tagli accidentali agli angoli della bocca. Il coltello/forchetta è disponibile nella versione per destrorsi o mancini, mentre il coltello/cucchiaio è adatto a chiunque.



Le posate doppio uso consentono una buona presa sia per tagliare che per raccogliere il cibo.

Descrizione

Forchetta, imp. sottile	80401003
Cucchiaio, imp. sottile	80401005
Coltello, imp. sottile	80401001
Cucchiaio da dolce, imp. sottile	80401007
Posate doppio uso	
Coltello/cucchiaio Light	80403001
Coltello/forchetta per destrorsi	80403002
Coltello/forchetta per mancini	80403003

Materiali

Parti in metallo: Acciaio inox
Manico: Plastica ABS

Manutenzione

Lavabili in lavastoviglie

Dimensioni

Forchetta: 21 cm (8¼")
Cucchiaio: 21 cm (8¼")

Coltello: 22 cm (8¾")
Cucchiaio da dolce: 20 cm (7¾")
Posate doppio uso:
Coltello/forchetta: 18 cm (7")
Coltello/cucchiaio: 20 cm (7¾")

Peso

Forchetta: 24 g (0.9 oz)
Cucchiaio: 34 g (1.2 oz)
Coltello: 21 g (0.8 oz)
Cucchiaio da dolce: 26 g (0.9 oz)
Posate doppio uso:
Coltello/forchetta: 25 g (0.9 oz)
Coltello/cucchiaio: 35 g (1.2 oz)

Design

Ergonomidesign



Tasty – Bicchieri e piatti

Tasty è una gamma di prodotti dal peso ridotto e un design discreto e funzionale che si uniformano alla tavola apparecchiata. Semplificano il mangiare e sono lavabili in lavastoviglie.

Bicchiere a calice Tasty

Bicchiere con collo spesso e base ampia. La leggerezza nel peso e la forma della coppa che si adagia sulla mano rendono l'uso particolarmente semplice. Il piatto ha un bordo rialzato che aiuta a raccogliere il cibo anche con una sola mano e il fondo antiscivolo per tenerlo fermo. Adatto anche in fase di svezamento.



Bicchiere con supporto e beccuccio Tasty

Il bicchiere Tasty permette varie prese grazie al grande manico e al bordo con sostegno. L'ampia base lo rende stabile e il rivestimento è termoisolante per proteggere i palmi se afferrato a due mani. Il bordo con sostegno sostituisce un secondo manico e limita il posto occupato in dispensa. Coperchio con beccuccio incluso.



Descrizione

Bicchiere Tasty	80404001
Piatto con bordo rialzato Tasty	80404005
Bicchiere con supporto Tasty	80404042

Materiali

Bicchiere: Policarbonato
Piatto: Bianco, melamina resist. al calore
Rivestimento/coperchio: Polipropilene

Capacità

Bicchiere: 3 dl (10 oz)
Bicchiere con supporto: 3 dl (10 oz)

Peso

Bicchiere: 75 g (2.6 oz)
Piatto: 160 g (5.6 oz)
Bicchiere con supporto e beccuccio Tasty: 125 g (4.4 oz)
Bicchiere: 50 g (1.8 oz)
Rivestimento con manico: 60 g (2.1 oz)
Coperchio con beccuccio: 15 g (0.5 oz)

Mantenimento

Lavabile in lavastoviglie. Per non renderlo opaco, lavare a mano. Importante: il piatto non è resistente al microonde.

Design

Ergonomidesign

Feed – Posate e bicchiere

Le posate Feed per imboccare, i cucchiari per bambini e la tazza graduata sono utili sia per adulti che per bambini. Le posate agevolano l'imboccamento e la tazza graduata aiuta a bere.

Posate Feeding

Posate di plastica dalla forma piatta e liscia che donano una piacevole sensazione in bocca. La forma particolare permette di nutrire anche una persona che ha difficoltà ad aprire la bocca. L'estremità del manico permette una presa comoda a chi nutre pur mantenendo una lunghezza tale da permettere a chi mangia di afferrare la posata.




Tutti e tre i modelli hanno un design piatto con estremità leggermente arrotondate per essere gradevoli nella bocca.



Cucchiari per i bambini che imparano a mangiare da soli

Questo cucchiario risulta indispensabile quando un bambino vuole mangiare da solo. Il manico, leggermente ricurvo e arrotondato, ha una piccola sporgenza per impedire che la mano scivoli. L'angolazione è adattabile per mancini e destrorsi e la forma piatta si adatta alla bocca. Il cinturino è utile al bambino che ha scarsa presa nelle mani.



Il cucchiario Etac Feed è disponibile per mancini e destrorsi.

Bicchiere con becco

Il bicchiere con becco rende più semplice assistere nel bere. Il beccuccio si adatta alle labbra e limita l'inclinazione della testa all'indietro. In plastica trasparente, è graduato a 1/2 dl e 1 dl.



Descrizione

Cucchiario Feed	80403101
Cucchiaino Feed	80403102
Forchetta Feed	80403103
Cucchiario Feed	
-angolazione per destrorsi	80403301
-angolazione per mancini	80403302
Bicchiere con becco Feed	80404101

Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie

Dimensioni

Cucchiario Feed: 22 cm (8¾")
Cucchiaino Feed: 20 cm (7¾")
Forchetta Feed: 22 cm (8¾")
Cucchiario angolato: 16 cm (6¼")
Bicchiere con becco: altezza, senza beccuccio: 7 cm (2¾")

Peso

Cucchiario Feed: 37 g (1.3 oz)
Cucchiaino Feed: 31 g (1.1 oz)
Forchetta Feed: 34 g (1.2 oz)
Cucchiario angolato: 40 g (1.4 oz)
Bicchiere con becco: 40 g (1.4 oz)

Materiale

Cucchiario e forchetta per imboccare:
Poliestere termoplastico
Cucchiario Feed angolato: Poliammide bianco
Bicchiere con becco: Policarbonato

Design

Ergonomidesign




Prendere e vestirsi

Sotto la categoria presa e vestizione, abbiamo raccolto diversi prodotti utili in varie azioni: afferrare, girarsi, scrivere e vestirsi.

Sono prodotti progettati per sostenere e semplificare i movimenti quando la mobilità è limitata. Proteggono muscoli e articolazioni, donando uno stato di benessere generale e sensazione di indipendenza.

Aktiv – Pinze

Le pinze Aktiv sono leggere e dotate di manici ergonomici per facilitare la presa. Le forcelle hanno un buon raggio di apertura pur riuscendo ad afferrare gli oggetti piccoli. Sono disponibili in vari modelli per adattarsi a diversi scopi, tutti forniti di una calamita per prelevare gli oggetti metallici.



Le forcelle possono essere ruotate in due posizioni.



Tutti i modelli sono dotati di una calamita sul manico per gli oggetti metallici.

Pinza Aktiv

Le forcelle possono essere ruotate in due posizioni, in modo da essere usate sia verticalmente che orizzontalmente senza ruotare il braccio.

Il manico leggermente angolato richiede un minimo sforzo di presa, sfruttando la forza della mano; inoltre è dotato di un appoggio per il dito indice che aumenta la precisione. Le forcelle sono rivestite di gomma antiscivolo, riducendo ulteriormente la forza necessaria alla presa.

*Pinza Aktiv,
45 cm (17¾")*



*Pinza Aktiv,
70 cm (27½")*

Pinza Aktiv con appoggio antibrachiale e uncino

Questo modello ha il manico angolato a 90° e un appoggio antibrachiale che ne consente l'uso anche per coloro i quali hanno le mani molto deboli alla presa. Le forcelle sono dotate di uncini per spingere o tirare a sè gli oggetti. Anche questa pinza ha forcelle regolabili sia verticalmente che orizzontalmente, per adattarsi alla presa senza ruotare il braccio.



Pinza Aktiv con appoggio antibrachiale e uncino, 60.

Manico angolato per una presa comoda ed efficace.

Pinza con uncino

Questa maneggevole pinza si presta a molte funzioni. Mentre il manico leggermente angolato sfrutta la forza della mano, le forcelle sono dotate di un pratico uncino per spingere o tirare a sè gli oggetti o abiti, utile quindi anche per vestirsi, e rivestite di una gomma antiscivolo per una presa salda. Leggera, piccola e flessibile, è lunga solo 45 cm (17¾").



Pinza Aktiv con uncino, 45 cm (17¾")



L'uncino rende la pinza un valido aiuto per vestirsi.

Descrizione

Pinza Aktiv, 45 cm (17¾")	80505004
Pinza Aktiv, 70 cm (27½")	80505003
Pinza Aktiv, 70 cm (27½") confezione completa	8050 5103
Aktiv reacher 80 cm (31 ½")	80505008
Aktiv reacher 90 cm (35 ½")	80505009
Pinza con appoggio antibrachiale, 60 cm (23½")	80505005
Pinza con uncino, 45 cm (17¾")	80505006

Portata massima

Gli oggetti da sollevare non devono avere un peso superiore ai 2 kg (4.4 lbs)

Peso

Pinza, 45 cm (17¾"):	111 g (3.9 oz)
Pinza, 70 cm (27½"):	128 g (4.5 oz)
Pinza con appoggio antibrachiale:	139 g (4,9 oz)
Pinza con uncino:	117 g (4.1 oz)

Materiali

Manico, pulsante e forcelle: Policarbonato/ABS
Appoggio antibrachiale: Poliammide
Tubo: Alluminio

Design

Ergonomidesign

Socky – Infilacalze

L'infilacalze Socky permette alle persone con mobilità ridotta di indossare calze, collant e calze contenitive. La serie Socky è particolarmente indicata per chi ha problemi a schiena, fianchi o ginocchia.

Infilacalze corto Socky

L'infilacalze corto Socky è piccolo e flessibile, ideale per il trasporto. La parte anteriore, in nylon, è ristretta per facilitare l'inserimento della calza sul prodotto. Il piede scivola agevolmente sul tessuto e la calza è messa subito in posizione.



Infilacalze corto Socky

Infilacalze lungo Socky

L'infilacalze lungo Socky ha le stesse caratteristiche di quello corto, con l'aggiunta di un manico e una struttura in plastica nella parte posteriore: questa scivola facilmente su tappeti e pavimenti e l'impugnatura rende ancora più semplice sollevare la calza.

Per il collant è possibile usare due infilacalze Socky uniti da un apposito connettore.



Infilacalze lungo Socky



La pinza Etac Active con uncino è anch'essa di aiuto per vestirsi.

Infilcalze Socky per calze a compressione o contenitive

Questo infilcalze è creato per indossare calze contenitive di diversa lunghezza e tipologia. Dotato di manici larghi, utilizzabili anche da chi assiste nella vestizione.




Questo modello Socky aiuta anche un assistente ad infilare calze a compressione o contenitive.

Allacciabottoni Butler

Questi allacciabottoni Butler possono avere due prese differenti: quello con l'impugnatura sferica può essere usato sia per bottoni che per cerniere, mentre quello con il manico lungo è adatto a ogni tipo di bottone, anche quelli in metallo dei jeans.

Impugnatura arrotondata



Impugnatura allungata

Descrizione

Infilcalze corto Socky	80601002
Infilcalze lungo Socky	80601001
Connettore	80601021
Infilcalze Socky per calze a compressione o contenitive	80601003
Butler, impugnatura sferica	80602001
Butler, imp. allungata	80602004

Lughezza

Infilcalze corto Socky:	40 cm (15¾")
Infilcalze lungo Socky:	60 cm (23½")
Infilcalze Socky per calze a compressione o contenitive:	100 cm (39¼")
Butler, imp. sferica:	13 cm (5")
Butler, imp. allungata:	22 cm (8¾")

Brevetto

Socky corto e Socky lungo sono brevettati.

Peso

Infilcalze corto Socky:	94 g (3.3)
Infilcalze lungo Socky:	146 g (5.1 oz)
Infilcalze Socky per calze a compressione o contenitive:	90 g (3.2 oz)
Butler, imp. sferica:	25 g (0.9 oz)
Butler, imp. allungata:	18 g (0.6 oz)

Materiale

Infilcalze Socky:	
Tessuto:	Poliammide
Parti in plastica:	Polipropilene
Allacciabottoni Butler:	
Manico:	Polistirene
Struttura a gancio:	Rivestimento epossidico o filo zincato

Design

HM Center

Contour – Penna

La penna Contour rende possibile scrivere a mano anche quando sussistono difficoltà di presa, poichè si mantiene agevolmente con pollice e indice.

Penna Contour

La penna Contour è leggera, dolcemente arrotondata e con una zona di presa ristretta, caratteristiche che la rendono piacevole e comoda all'uso.

Appoggiandosi agevolmente nell'incavo tra pollice e indice, riduce punti di pressione e tensione alle dita. L'inchiostro liquido diminuisce l'attrito sul foglio per una scrittura fluida.



La penna Contour richiede una presa e forza minimi.


Uni – Maniglia universale

La maniglia universale Uni apre e roua manici e manopole che potrebbero risultare difficili da manovrare.

Maniglia universale Uni

La maniglia Uni semplifica piccole mansioni quotidiane, come svitare tappi, aprire o chiudere a chiave porte o girare le manopole degli elettrodomestici.

Uni ha una comoda maniglia angolata che permette un'impugnatura a due mani. I chiodini esagonali e l'ampia area di presa permettono una buona rotazione.



La maniglia Uni offre una presa salda e comoda per il polso e allevia le articolazioni delle dita durante l'uso.

Descrizione

Penna Contour 80701001
Maniglia universale Uni 80503003

Materiali

Penna Contour: ABS
Maniglia universale Uni:
Manico: ABS
Dentini: Poliammide

Peso

Penna Contour: 27 g (1 oz)
Maniglia universale Uni: 87 g (3.1 oz)

Design

Penna Contour: Designkonsulterna
Maniglia universale Uni: Ergonomi Design

Step – Rialzi per mobili

I rialzi Step sollevano mobili come letti, sedie e tavoli.

Rialzi per mobili Step

Step è una linea di rialzi di solida e durevole quercia. Grazie all'uso di blocchi rimovibili si possono ottenere quattro altezze diverse. Sono disponibili due modelli che si adattano alla maggior parte dei mobili.



Step I ha un design pratico e discreto.

Step II è adatto per gambe di mobili più larghe e la tacca offre spazio per una traversa tra le due gambe di un mobile.

Descrizione

Rialzo per mobili Step I, 4 pz

8080 1001

Rialzo per mobilia Step II, 4 pz

8080 1002

Peso totale

Step I: 0.8 kg (1.8 lbs)

Step II: 1.2 kg (2.5 lbs)

Materiali

Quercia

Dimensioni

Step I:

Altezze: 5, 7.5, 10, 12.5 cm (2, 3, 4, 5")

Larghezza interna: 6 x 6 cm (2¼ x 2¼")

Step II:

Altezze: 5, 7.5, 10, 12.5 cm (2, 3, 4, 5")

Larghezza interna: 10 x 10 cm (4 x 4")

Solco per telaio letto: 3 cm (1¼")

Un'ampia gamma di possibilità

Etac offre una vasta gamma di prodotti che aiutano le persone con le loro abitudini di vita quotidiana a prescindere dalle circostanze fisiche. Tutti i prodotti riflettono la nostra filosofia di creare possibilità. Sicurezza, funzionalità, qualità e design sono di massima priorità. Potete trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti sul sito etac.com.

CARROZZINE MANUALI E SOLUZIONI DI SEDUTA

Tutte le carrozzine Etac sono progettate per soddisfare le esigenze di utenti diversi così come esigenze di assistenza. Ci sono diversi modelli pieghevoli e a telaio rigido tra cui scegliere - tutti con molte possibilità di regolazione e una vasta gamma di accessori. Le nostre carrozzine garantiscono all'utente il miglior comfort di seduta, facilità di utilizzo e ottima manovrabilità.

La carrozzina Cross 5 combina il massimo comfort con una funzionalità ottimale progettata per molti utenti diversi. Per saperne di più su Etac Cross 5 e altre carrozzine visitate il sito etac.com.



SOLUZIONI DI TRASFERIMENTO

Etac offre un'ampia gamma di ausili di trasferimento, caratterizzati da elevata qualità in termini di funzionalità, durata e design. Immedia, la nostra gamma di prodotti manuali per il trasferimento, garantisce trasferimenti sicuri e confortevoli. I prodotti lisci eliminano i punti di attrito e facilitano lo spostamento del peso. Essi facilitano anche l'utilizzo di schemi di movimento naturali e il trasferimento può essere eseguito con facilità e dignità, sia per l'assistente che per l'assistito.



Immedia Slingo è la soluzione ottimale per l'inserimento di un'imbragatura di sollevamento senza rotolamento.

Molift è la nostra gamma di alta qualità di sollevatori e imbragature sviluppati per garantire la sicurezza, la dignità e il comfort. L'obiettivo è quello di fornire la cura migliore e più sicura, evitare situazioni di sollevamento pesanti che possono mettere la schiena dell'assistente a rischio e fornire al settore sanitario soluzioni convenienti ed efficaci.



Molift Smart 150 è leggero, pieghevole e trasportabile senza attrezzi

BAGNO COMFORT E SOLUZIONI DI VITA QUOTIDIANA

I prodotti Etac per la vita quotidiana sono stati progettati per alleviare lo stress e la tensione sui muscoli e le articolazioni, rendendo più facile per l'utente continuare a svolgere le attività quotidiane, come per esempio afferrare, girare, mangiare, scrivere e vestirsi.

Etac fornisce anche soluzioni sicure per la balneazione e l'uso dei servizi igienici, che danno un alto senso di comfort. Gli ambienti umidi hanno elevate esigenze di durata e qualità. Tutti i prodotti hanno costruzione e materiali che possono gestire lo sforzo e garantire una lunga durata

Fare la doccia è uno dei piccoli piaceri della vita quotidiana e crea anche un momento per la riflessione. Il sedile doccia pieghevole Etac Relax permette di sedersi facilmente e godersi la sensazione di benessere.



CARROZZINE ELETTRONICHE

Le Carrozze elettroniche Etac offrono comfort, qualità e versatilità. Sono le carrozzine elettroniche multifunzionali più avanzate. Consentono una regolazione in altezza più ampia di qualsiasi altra carrozzina. Le nostre carrozzine elettroniche hanno anche un sistema di fissaggio di trasporto strutturalmente integrato.

Scopri il futuro della vita autonoma in carrozzella elettronica con la gamma intelligente Etac E800.



SOLUZIONI JUNIOR

Non c'è dubbio che l'indipendenza è essenziale per lo sviluppo di un bambino. I bambini meno capaci non sono diversi. Proprio come tutti gli altri, anche loro vogliono essere in grado di fare le cose da soli e iniziare a scoprire chi sono veramente. Attraverso la filiale Etac R82 offriamo il meglio con un assortimento completo appositamente progettato per i bambini aiutandoli ad espandere i propri orizzonti.

Il prodotto Rabbit è sicuro, affidabile e facile da regolare, soddisfacendo così le esigenze di ogni bambino. Esso fornisce ai bambini l'opportunità di esplorare e godere di nuove ed emozionanti avventure.

ULTERIORI SOLUZIONI ETAC



Immedia Easy Turn



Etac spugna corpo Beauty



x:panda



Immedia Butterfly



Etac Edge

*Vendita, noleggio e assistenza attrezzature ortopediche
e ausili per la mobilità ed il benessere*



Per spostarsi



Per riposarsi



Per esercitarsi



Per crescere



Per muoversi



Per alzarsi



Per salire e scendere

Rivenditore autorizzato:



via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

Medimec® International srl: Registro Imprese Ravenna, codice fiscale e partita iva: 02259030399. Capitale Sociale: 100.000€ interamente versato. Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n.185706. Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2008.

www.medimec.it

medimec@medimec.it