

Ordine

Preventivo

Conto visione

## Standz 1

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Standz 1

Stabilizzatore per statica in postura prona/supina con abduzione dei supporti per gli arti inferiori.

**PREZZO BASE: A PARTIRE DA 2.300,00 € + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2253358 STANDZ 1

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

**Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato** codice ISO: 03.48.21.006

**Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio** codice ISO: 03.48.21.066

Aggiuntivi:

Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile	codice ISO: 03.48.21.106
Regolazione della prono-supinazione del piede	codice ISO:03.48.21.109x2
Regolazione intra ed extra rotazione del piede	codice ISO:03.48.21.112x2
Regolazione della flessione-estensione del piede	codice ISO:03.48.21.115x2
Quattro ruote piroettanti di cui due con freno	codice ISO:03.48.21.121
Sostegno tronco	codice ISO:03.48.21.118x2
Regolazione tramite pistone a gas	codice ISO:03.48.21.136
Sostegno per arto superiore	codice ISO:03.48.21.204

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

### Configurazione di base prona

- stabilizzatore per statica in posizione prona
- supporto per il tronco
- supporto per il bacino
- sandaletti
- supporti per ginocchia standard
- cinturini per ginocchia standard
- tavolino multiposizione
- sostegno per arti superiori
- alloggio per tavolino

### Configurazione di base prona/supina

- stabilizzatore per statica in posizione prona
- supporto per il tronco
- supporto per il bacino
- sandaletti
- supporti per ginocchia standard
- cinturini per ginocchia standard
- tavolino multiposizione
- sostegno per arti superiori
- alloggio per tavolino
- poggiatesta planare (optional)

Per conoscere dettagli e dimensione del prodotto e degli accessori, consultare la scheda **TABELLA COMPONENTI** sulla pagina prodotto del nostro sito

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/standz](http://www.medimec.it/standz).

Dati tecnici	Standz 1
Età approssimativa di utilizzo	da 1 a 9 anni
Angolazione (prono - supino)	5° - 90° / 90° - 5°
Altezza max utente *	1380 mm
Peso max utente	45 kg
Larghezza telaio	635 mm
Lunghezza telaio	900 mm
Altezza minima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica)	580 mm
Altezza massima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica)	1000 mm
Larghezza imbottitura tronco (min/max)	180-300 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max)	180-300 mm
Larghezza fermi per ginocchia (min)	120 mm
Altezza dello stander (da terra alla parte superiore dell'imbottitura) (min/max)	1080 mm
Altezza dello stander orizzontale (da terra alla tavola di supporto)	810 mm
Abduzione (min/max)	0° - 30°
Angolazione pedana (flessione dorsale)	10° (prono) - 25° (supino)
Angolazione pedana (flessione plantare)	25° (prono) - 10° (supino)

\* Per ottenere l'altezza massima è necessario l'utilizzo dell'accessorio "Prolunga supporto spalle" Cod. JSTZ0140X

### Disponibilità

Nella tabella sono evidenziati gli articoli la cui disponibilità è in **pronta consegna**. Per tutti gli altri articoli, il tempo di consegna può variare in base alla disponibilità e fino a 5 settimane.

### Configurazione di base

Standz stabilizzatore per statica in postura prona - **Misura 1**

Prezzo / Pz.

2.300,00 €

### Colori disponibili



Blu\_01



Rosa\_02



Verde\_03



Rosso\_04



Giallo\_09

CONFIGURAZIONE MINIMA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/standz](http://www.medimec.it/standz).

Configurazione minima completa di:		
<p>STANDZ 1 pacchetto base standing (JSTZ01) + supporto tavolino (JSTZ009) + 2 supporti rigidi con cinturino per posizionamento pelvico e/o del tronco (2xJSTZ012)</p> 	<p>Tavolino Multiposizione</p> 	<p>Estensione tavolino per supporto arti superiori</p> 
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pa
JSTZC10X incl.	JSTZ10080X incl.	JSTZ0350X incl.
Supporti ginocchia standard	Cinturini per supporto ginocchia standard	Sandaletti
		
Prezzo / Pa		Prezzo / Pa
JSTZ0070X incl.	JMU540X Mis.1 (std) incl.	JS16 Mis.1 (std) incl. JS2 Mis.2 incl.
Gancio per alloggiamento tavolino		
		
Prezzo / Pz.		
JSTZ010 incl.		

### Poggiatesta (necessario per configurazione PRONO/SUPINA)

Poggiatesta planare	Poggiatesta ovale	Poggiatesta avvolgente Multigrip	Poggiatesta Anatomico
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
<b>JMH0901</b> Blu 200,00 € <b>JMH0902</b> Rosa 200,00 € <b>JMH0903</b> Verde 200,00 € <b>JMH0904</b> Rosso 200,00 € <b>JMH0909</b> Giallo 200,00 €	<b>JMH0201</b> Blu 200,00 € <b>JMH0202</b> Rosa 200,00 € <b>JMH0203</b> Verde 200,00 € <b>JMH0204</b> Rosso 200,00 € <b>JMH0209</b> Giallo 200,00 €	<b>JMH06</b> 1 sezione 363,00 € <b>JMH0101</b> 2 sezioni 363,00 € <b>JMH05</b> 3 sezioni 363,00 €	<b>JMH0701</b> Blu 360,00 € <b>JMH0702</b> Rosa 360,00 € <b>JMH0703</b> Verde 360,00 € <b>JMH0704</b> Rosso 360,00 € <b>JMH0706</b> Giallo 360,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/standz](http://www.medimec.it/standz).

Posizionamento ginocchia											
Supporti ginocchia multi asse (solo per la configurazione prono/supina)						Cinturini per ginocchio con controllo di rotazione					
(in alternativa a JSTZ0070X)						(in alternativa a JMU540X o JMU680X)					
Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa		Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa		Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa		Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa	
<b>JSTZ01701</b>	Blu	95,00 €	<b>JSTZ02301</b>	Blu	115,00 €	<b>JMU4501</b>	Blu	18,00 €	<b>JMU6901</b>	Blu	28,00 €
<b>JSTZ01702</b>	Rosa	95,00 €	<b>JSTZ02302</b>	Rosa	115,00 €	<b>JMU4502</b>	Rosa	18,00 €	<b>JMU6902</b>	Rosa	28,00 €
<b>JSTZ01703</b>	Verde	95,00 €	<b>JSTZ02303</b>	Verde	115,00 €	<b>JMU4503</b>	Verde	18,00 €	<b>JMU6903</b>	Verde	28,00 €
<b>JSTZ01704</b>	Rosso	95,00 €	<b>JSTZ02304</b>	Rosso	115,00 €	<b>JMU4504</b>	Rosso	18,00 €	<b>JMU6904</b>	Rosso	28,00 €
<b>JSTZ01709</b>	Giallo	95,00 €	<b>JSTZ02309</b>	Giallo	115,00 €	<b>JMU4509</b>	Giallo	18,00 €	<b>JMU6909</b>	Giallo	28,00 €
(Prezzo di listino 385,00 €)			(Prezzo di listino 435,00 €)			(Prezzo di listino 76,00 €)			(Prezzo di listino 98,00 €)		
Fermi per ginocchia completi di fasce con supporti								Art.	A	B	C
								JMB0905	75	100	45
(in alternativa a JSTZ0070X)								JMB0405	95	120	60
Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa				Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa					
<b>JMB0905+JSTZ02105</b>		95,00 €		<b>JMB0405+JSTZ02105</b>		115,00 €					
(Prezzo di listino 385,00 €)				(Prezzo di listino 435,00 €)							

Uteriori accessori											
Sostegno tronco											
Prolunga del supporto per le spalle (nella versione prona compatibile solo con supporto pelvico e prolunga supporto pelvico)						Prolunga del supporto per le spalle con protractor mis. 1 (nella versione prona compatibile solo con supporto pelvico e prolunga supporto pelvico)					
Prezzo / Pz.						Prezzo / Pz.					
<b>JSTZ01401</b>	Blu	95,00 €		<b>JSTZ02601</b>	Blu	215,00 €		<b>JSTZ02601</b>	Blu	215,00 €	
<b>JSTZ01402</b>	Rosa	95,00 €		<b>JSTZ02602</b>	Rosa	215,00 €		<b>JSTZ02602</b>	Rosa	215,00 €	
<b>JSTZ01403</b>	Verde	95,00 €		<b>JSTZ02603</b>	Verde	215,00 €		<b>JSTZ02603</b>	Verde	215,00 €	
<b>JSTZ01404</b>	Rosso	95,00 €		<b>JSTZ02604</b>	Rosso	215,00 €		<b>JSTZ02604</b>	Rosso	215,00 €	
<b>JSTZ01409</b>	Giallo	95,00 €		<b>JSTZ02609</b>	Giallo	215,00 €		<b>JSTZ02609</b>	Giallo	215,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/standz](http://www.medimec.it/standz).

Sostegno bacino - piedi		
<p>Mini Supporto pelvico per bambini con statura di circa 50 cm</p> 	<p>Supporto pelvico (compatibile solo con posizionamento prono)</p> 	<p>Prolunga sel supporto per sostegno pelvico (solo in combinazione con supporto pelvico - utilizzabile con posizionamento prono)</p> 
<p>Prezzo / Pz.</p> <p><b>JSTZ022</b> Blu 265,00 €</p>	<p>Prezzo / Pz.</p> <p><b>JSTZ01501</b> Blu 240,00 €  <b>JSTZ01502</b> Rosa 240,00 €  <b>JSTZ01503</b> Verde 240,00 €  <b>JSTZ01504</b> Rosso 240,00 €  <b>JSTZ01509</b> Giallo 240,00 €</p>	<p>Prezzo / Pz.</p> <p><b>JSTZ01601</b> Blu 76,00 €  <b>JSTZ01602</b> Rosa 76,00 €  <b>JSTZ01603</b> Verde 76,00 €  <b>JSTZ01604</b> Rosso 76,00 €  <b>JSTZ01609</b> Giallo 76,00 €</p>
<p>Sellino di supporto per posizionamento</p> 	<p>Imbottiture per estensioni laterali supporti arti superiori</p> 	<p>Fermagomiti per tavolino</p> 
<p>Prezzo / Pz.</p> <p><b>JSTZ020</b> 190,00 €</p>	<p>Prezzo / Pa</p> <p><b>JSTZ03305</b> 105,00 €</p>	<p>Prezzo / Pa</p> <p><b>JUBEB</b> 180,00 €</p>
<p>Imbottitura anatomica a mezza luna per supporti ginocchia</p> 	<p>Sandaletti con cavigliere</p> 	
<p>Prezzo / Pa</p> <p><b>JSB31001</b> 40,00 €</p>	<p>Prezzo / Pa</p> <p><b>JS19</b> mis. 1 190,00 €  <b>JS21</b> mis. 2 190,00 €</p>	

ETÀ EVOLUTIVA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/standz](http://www.medimec.it/standz).