

Ordine Preventivo Conto visione

Monkey	
Rivenditore	
Valutazione eseguita da: Telefono:	
Riferimento Utente Signor/a:	

**Monkey**  
Stabilizzatore per statica in posizione prona



**PREZZO BASE: 1.208,00 € + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2253346

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:  
**Stabilizzatore per statica in postura prona**

codice ISO: 03.48.21.006

Aggiuntivi:

Regolazione intra/extra rotazione del piede

Quattro ruote piroettanti

Sostegno o presa reg. per il tronco

Regolazione assistita da pistone a gas

Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile

codice ISO: 03.48.21.112x2

codice ISO: 03.48.21.121

codice ISO: 03.48.21.118

codice ISO: 03.48.21.136

codice ISO: 03.48.21.106

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

## Configurazione di base

- Statica regolabile in angolazione
- Base con cintura pelvica
- Sandaletti
- Imbottitura inferiore
- Imbottitura superiore con fascia pettorale
- Tavolino con angolazione variabile e vaschetta per le attività
- Guide per il posizionamento delle gambe

Configurazione di base		Prezzo / Pz.
<b>JNR50</b>	Monkey statica prono eretta	1.208,00 €

Per conoscere dettagli e dimensione del prodotto e degli accessori, consultare la scheda **TABELLA COMPONENTI** sulla pagina prodotto del nostro sito

Dati tecnici	Monkey
<b>Età approssimativa di utilizzo</b>	da 9 mesi a 4 anni
<b>Portata massima</b>	25 kg
<b>Dimensione della base</b>	575-880 mm
<b>Angolazione della statica</b>	20° - 90°
<b>Altezza tronco (dalla pedana all'imbottitura del tronco) (min/max)</b>	510-750 mm
<b>Larghezza imbottitura tronco</b>	150-235 mm
<b>Larghezza imbottitura bacino</b>	150-235 mm
<b>Larghezza tavolino</b>	530 mm
<b>Profondità tavolino</b>	360 mm

Accessori			
Telaio per attività	Maniglia di presa	Set di rialzi per sandaletti (4 pezzi)	
Prezzo / Pz	Prezzo / Pz	Prezzo / Set	
<b>JGT10</b> 230,00 €	<b>JNT04</b> 170,00 €	<b>JSRB1</b> 75,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/monkey](http://www.medimec.it/monkey).