

Ordine Preventivo Conto visione

Yomper 2.6

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Yomper 2.6

Propulsore per carrozzina manuale

acekare

A PARTIRE DA € 4.450,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2577163

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Yomper 2.6
- Kit comando Bluetooth EasyGo
- Batteria 24V 160Wh
- Caricabatteria 24V
- Custodia per Yomper
- Custodia per EasyGo
- Dispositivo di aggancio per carrozzina con telaio rigido oppure pieghevole



Dati tecnici	
Larghezza totale	164 mm
Lunghezza totale	391 mm
Altezza totale	335 mm
Diametro della ruota motorizzata	8 pollici (203 mm)
Peso	4,9 kg
Peso totale con batteria da 160 Wh	5,8 kg
Peso totale con batteria da 240 Wh	6,2 kg
Autonomia	da 23 km a 35 km, a seconda della batteria
Batteria	ioni di litio
Dimensioni batteria	lunghezza 101 mm x larghezza 101 mm x altezza 70 mm
Peso batteria da 160 Wh	0,9 kg

Peso batteria da 240 Wh	1,25 kg
Velocità regolabile	da 3 a 10 km/h
Velocità massima (su superficie piana)	10 km/h
Velocità massima (piano inclinato al 3%)	4 km/h
Potenza del motore	250 W
Tensione del motore	24 V
Peso massimo utente	150 kg

Nota: questi valori sono stati misurati con un passeggero con un peso di 100 kg. La durata della batteria e la velocità possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Garanzia: Telaio, motore, elettronica ed accessori, batteria: 2 anni Ad eccezione delle parti soggette ad usura

Articolo	Descrizione	Imponibile
YP2606 + YPA0026	Yomper 2.6 Plus, colore nero comprensivo di: • Batteria 24V 160Wh • Caricabatteria 24V • Custodia per Yomper • Custodia per EasyGo Kit comando Bluetooth EasyGo con schermo OLED, multifunzione, con selettore della velocità modalità indoor e outdoor, completo di: • YPA0027 - Supporto di fissaggio comando alla carrozzina e cavo di ricarica USB • YPA0028 - Cinturino di fissaggio comando sulla gamba	4.450,00 €

Batteria maggiorata

Articolo	Descrizione	Imponibile
ACK7S3P26	Batteria 24V 240Wh (consigliata per utenti di peso superiore ai 90 kg ed utilizzo su percorsi in collina) (sostituisce la batteria di serie)	210,00 €

Installazione - dati carrozzina

Marca: _____	Modello: _____	Larghezza Seduta cm: _____
Altezza seduta posteriore (senza cuscino) _____	Coppia ruotine antiribaltamento: Sì No (compilare modulo di scarico responsabilità)	

⚠ Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

Sarà possibile verificare la compatibilità con le nostre ruotine antiribaltamento, solo dopo presa visione della carrozzina

Gancio per carrozzina con telaio rigido

Articolo	Descrizione	Imponibile
YPA0114	Supporto di serie - selezionare misura diametro della barra della carrozzina sotto la seduta 73016062 - Diametro da 25 a 40 mm 73016095 - Diametro da 40 a 60 mm	incl.
YPA0113	Barra sotto la seduta regolabile da 32 cm a 48 cm da applicare alla carrozzina per il montaggio del gancio Yomper (nota bene: solo per carrozzina che non dispone di una barra sotto la seduta)	365,00€
YPA0137 YPA0138	Gancio dedicato al montaggio dello Yomper sulle seguenti carrozzine: - Panthera S3/U3 - Netti 4u	50,00€ 50,00€

Nota: compatibilità carrozzina a telaio rigido fisso

- Diametro ruote carrozzina manuale: 24", 25", 26"
- Diametro della barra di campanatura: da 15 mm a 40 mm
- Diametro della barra sotto la seduta: da 22 a 59 mm

Gancio per carrozzina con telaio pieghevole

Articolo	Descrizione	Imponibile
YP115FF	Supporto pieghevole per ganci standard Si prega di contattarci per la compatibilità YPA01150 - Parte laterale 0 mm YPA011525 - Parte laterale -25 mm YPA011550 - Parte laterale -50 mm	incl.
YPA0120 YPA0118-2 YPA0121 YPA0119 YPA0134	Gancio dedicato al montaggio dello Yomper sulle seguenti carrozzine: - Kuschall Champion/Champion 2 - Sunrise Xenon 2 - Ottobock Zenit e Zenit R - Sunrise Neon 2 - Ottobock Avantgarde 4	150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 240,00 €

Nota: compatibilità carrozzina a telaio pieghevole

- Diametro ruote carrozzina manuale: 22", 24" 25", 26"
- Larghezza seduta: da 32 mm a 55 mm (> 55 cm prezzo su richiesta)

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 06.11.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/yomper.

Modalità Accompagnatore		
Articolo	Descrizione	Imponibile
YPA0013	Kit acceleratore posteriore per accompagnatore comprensivo di: YPA0035 - Shift (lunghezza: 100 cm) YPA0036 - Clip di fissaggio del comando Bluetooth allo schienale Nota: può essere utilizzato con o senza EasyBox	120,00 €

Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 06.11.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/yomper.