

Ordine Preventivo Conto visione

Supine Stander

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Supine Stander

Statica per postura supina



PREZZO BASE: A PARTIRE DA 1.900,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2253360 Supine Stander 1 - 2253359 Supine Stander 2-3

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Stabilizzatore per statica in postura supina

codice ISO: 03.48.21.063

Aggiuntivi:

Sostegno o presa regolabile del tronco

codice ISO: 03.48.21.118

Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile

codice ISO: 03.48.21.106

Per Misura 1:

Regolazione assistita da pistone a gas

codice ISO: 03.48.21.136

Per Misura 2 e 3:

Regolazione assistita da motore elettrico

codice ISO: 03.48.21.127

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Elementi aggiuntivi necessari per configurare il dispositivo

Nota: per realizzare una configurazione base della statica, è necessario selezionare, oltre al telaio, un accessorio per ogni tipologia sottoelencata

- Telaio base Supine Stander
- Sandaletti
- Supporti per il tronco
- Supporti per il bacino
- Supporti per ginocchia
- Supporto per il capo

Per conoscere dettagli e dimensione del prodotto e degli accessori, consultare la scheda **TABELLA COMPONENTI** sulla pagina prodotto del nostro sito

Dati tecnici	Supine Stander Misura 1	Supine Stander Misura 2	Supine Stander Misura 3
Età approssimativa di utilizzo	da 9 mesi a 4 anni	da 3 a 11 anni	da 10 a 18 anni
Portata massima	25 kg	50 kg	100 kg
Altezza massima utente	1055 mm	1455 mm	1900 mm
Dimensione della base	575 x 660 mm	650 x 995 mm	650 x 995 mm
Larghezza imbottitura tronco (min/max)	130-310 mm	130-310 mm	220-440 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max)	130-310 mm	130-310 mm	220-440 mm
Larghezza imbottitura ginocchia (min/max)	130-310 mm	130-310 mm	220-240 mm
Basculamento (supino) (90° = in verticale)	80° - 0°	80° - 0°	80° - 0°
Altezza dell'asse modulare dalla pedana (min/max)	500-1070 mm	900-1470 mm	1540-1640 mm
Profondità tavolino	370 mm	370 mm	370 mm
Larghezza tavolino	680mm	705 mm	705 mm

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/supine-stander.

Come compilare la scheda

* Le tabelle che riportano l'asterisco indicano parti fondamentali da selezionare per comporre la CONFIGURAZIONE MINIMA necessaria all'utilizzo dell'ausilio.


Disponibilità

Il tempo di consegna può variare in base alla disponibilità di magazzino e fino a 5 settimane

Telaio *

Supine Stander mis. 1			Supine Stander mis. 2			Supine Stander mis. 3		
		Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.
JSUP0101	Blu	1.900,00 €	JSUP0201	Blu	3.300,00 €	JSUP0301	Blu	4.700,00 €
JSUP0102	Rosa	1.900,00 €	JSUP0202	Rosa	3.300,00 €	JSUP0302	Rosa	4.700,00 €
JSUP0103	Verde	1.900,00 €	JSUP0203	Verde	3.300,00 €	JSUP0303	Verde	4.700,00 €
JSUP0104	Rosso	1.900,00 €	JSUP0204	Rosso	3.300,00 €	JSUP0304	Rosso	4.700,00 €
JSUP0105	Grigio	1.900,00 €	JSUP0205	Grigio	3.300,00 €	JSUP0305	Grigio	4.700,00 €



Posizionamento tronco *



Supporti laterali imbottiti per tronco	Size	Art.	A	B	C	D	E
	Small	JMB06	100	90	90	120	25
	Medium	JMB07	100	130	90	140	25
	Large	JSB36	200	160	90	170	25
	Extra Large	JSB37	200	260	90	270	40
	Mis. SMALL (compatibile con mis. 1, 2)				Mis. MEDIUM (compatibile con mis. 1, 2, 3)		
Prezzo / Pa				Prezzo / Pa			
JMB0601	Blu	260,00 €	JMB0701	Blu	260,00 €		
JMB0602	Rosa	260,00 €	JMB0702	Rosa	260,00 €		
JMB0603	Verde	260,00 €	JMB0703	Verde	260,00 €		
JMB0604	Rosso	260,00 €	JMB0704	Rosso	260,00 €		
JMB0605	Grigio	260,00 €	JMB0705	Grigio	260,00 €		
Mis. LARGE (compatibile con mis. 3)				Mis. X-LARGE (compatibile con mis. 3)			
Prezzo / Pa				Prezzo / Pa			
JSB3601	Blu	290,00 €	JSB3701	Blu	380,00 €		
JSB3602	Rosa	290,00 €	JSB3702	Rosa	380,00 €		
JSB3603	Verde	290,00 €	JSB3703	Verde	380,00 €		
JSB3604	Rosso	290,00 €	JSB3704	Rosso	380,00 €		
JSB3605	Grigio	290,00 €	JSB3705	Grigio	380,00 €		

CONFIGURAZIONE MINIMA

ETÀ EVOLUTIVA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/supine-stander.

Posizionamento tronco *						
Supporti laterali imbottiti flessibili	Size	Art.	A	B	C	
	1	JMB33	182	78	22	
	1 long	JMB34	216	78	22	
	2	JSB35	217	110	22	
	3	JSB36	318	140	22	
	Mis. 1 (compatibile con mis. 1, 2)			Mis. 1 Long (compatibile con mis. 1, 2)		
Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			
JMB33 Colore fodera: JCOV02501 Blu incl. JCOV02502 Rosa incl. JCOV02503 Verde incl. JCOV02504 Rosso incl. JCOV02505 Grigio incl.			JMB34 Colore fodera: JCOV02601 Blu incl. JCOV02602 Rosa incl. JCOV02603 Verde incl. JCOV02604 Rosso incl. JCOV02605 Grigio incl.			
						
Mis. 2 (compatibile con mis. 1, 2, 3)			Mis. 3 (compatibile con mis. 3)			
Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			
JMB35 Colore fodera: JCOV02701 Blu incl. JCOV02702 Rosa incl. JCOV02703 Verde incl. JCOV02704 Rosso incl. JCOV02705 Grigio incl.			JMB36 Colore fodera: JCOV02801 Blu incl. JCOV02802 Rosa incl. JCOV02803 Verde incl. JCOV02804 Rosso incl. JCOV02805 Grigio incl.			

Posizionamento bacino *							
Supporti laterali imbottiti per bacino	Size	Art.	A	B	C	D	E
	Small	JMB06	100	90	90	120	25
	Medium	JMB07	100	130	90	140	25
	Large	JSB36	200	160	90	170	25
	Extra Large	JSB37	200	260	90	270	40
	Mis. SMALL (compatibile con mis. 1, 2)			Mis. MEDIUM (compatibile con mis. 1, 2, 3)			
Prezzo / Pa			Prezzo / Pa				
JMB0601 Blu 260,00 € JMB0602 Rosa 260,00 € JMB0603 Verde 260,00 € JMB0604 Rosso 260,00 € JMB0605 Grigio 260,00 €			JMB0701 Blu 260,00 € JMB0702 Rosa 260,00 € JMB0703 Verde 260,00 € JMB0704 Rosso 260,00 € JMB0705 Grigio 260,00 €				
							
Mis. LARGE (compatibile con mis. 3)			Mis. X-LARGE (compatibile con mis. 3)				
Prezzo / Pa			Prezzo / Pa				
JSB3601 Blu 290,00 € JSB3602 Rosa 290,00 € JSB3603 Verde 290,00 € JSB3604 Rosso 290,00 € JSB3605 Grigio 290,00 €			JSB3701 Blu 380,00 € JSB3702 Rosa 380,00 € JSB3703 Verde 380,00 € JSB3704 Rosso 380,00 € JSB3705 Grigio 380,00 €				

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/supine-stander.

Posizionamento gambe *											
Supporto laterale ginocchio							Fascia supporto ginocchio				
Codice Articolo	Size	A	B	C	D	E	Mis. Fascia	Fascia STD		Fascia ad X	
								A	B	A	B
JSB10	Small	100	90	90	120	25	mis. 1	400	125	/	/
JSB11	Medium	100	130	90	140	25	mis. 2	500	125	/	/
JSB38	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 1	/	/	400	180
JSB39	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 2	/	/	600	200
JSB40	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 3	/	/	800	200
JSB22	Medium	100	130	90	140	25	mis. 2	500	125	/	/
JSB41	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 1	/	/	400	180
JSB42	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 2	/	/	600	200
JSB43	Extra Large	200	260	90	270	40	mis. 3	/	/	800	200

Supporti per ginocchia		Per Supine Stander mis. 1 e 2									
		Mis. SMALL					Mis. MEDIUM				
		Prezzo / Pa					Prezzo / Pa				
	JSB1001	Blu	260,00 €	JSB1101	Blu	260,00 €					
	JSB1002	Rosa	260,00 €	JSB1102	Rosa	260,00 €					
	JSB1003	Verde	260,00 €	JSB1103	Verde	260,00 €					
	JSB1004	Rosso	260,00 €	JSB1104	Rosso	260,00 €					
	JSB1005	Grigio	260,00 €	JSB1105	Grigio	260,00 €					



Supporti con imbottitura per la flessione del ginocchio		Per Supine Stander mis. 3									
		Mis. SMALL			Mis. MEDIUM			Mis. LARGE			
		Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			
	JSB3801	Blu	490,00 €	JSB3901	Blu	510,00 €	JSB4001	Blu	550,00 €		
	JSB3802	Rosa	490,00 €	JSB3902	Rosa	510,00 €	JSB4002	Rosa	550,00 €		
	JSB3803	Verde	490,00 €	JSB3903	Verde	510,00 €	JSB4003	Verde	550,00 €		
	JSB3804	Rosso	490,00 €	JSB3904	Rosso	510,00 €	JSB4004	Rosso	550,00 €		
	JSB3805	Grigio	490,00 €	JSB3905	Grigio	510,00 €	JSB4005	Grigio	550,00 €		





		Per Supine Stander mis. 1 e 2									
		Prezzo / Pa									
	JSB2201	Blu	300,00 €								
	JSB2202	Rosa	300,00 €								
	JSB2203	Verde	300,00 €								
	JSB2204	Rosso	300,00 €								
	JSB2205	Grigio	300,00 €								

		Per Supine Stander mis. 3									
		Mis. SMALL			Mis. MEDIUM			Mis. LARGE			
		Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			
	JSB4101	Blu	500,00 €	JSB4201	Blu	520,00 €	JSB4301	Blu	550,00 €		
	JSB4102	Rosa	500,00 €	JSB4202	Rosa	520,00 €	JSB4302	Rosa	550,00 €		
	JSB4103	Verde	500,00 €	JSB4203	Verde	520,00 €	JSB4303	Verde	550,00 €		
	JSB4104	Rosso	500,00 €	JSB4204	Rosso	520,00 €	JSB4304	Rosso	550,00 €		
	JSB4105	Grigio	500,00 €	JSB4205	Grigio	520,00 €	JSB4305	Grigio	550,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/supine-stander.

Posizionamento piedi *					
Sandaletti 		Sandaletti con cavaliere 		Rialzi per sandaletti (4 pezzi) 	
Prezzo / Pa		Prezzo / Pa		Prezzo / Set	
JS16 Misura 1	120,00 €	JS19 Misura 1	190,00 €	JSRB1 Misura 1	75,00 €
JS2 Misura 2	120,00 €	JS21 Misura 2	190,00 €	JSRB2 Misura 2	75,00 €
JS3 Misura 3	120,00 €	JS22 Misura 3	190,00 €	JSRB3 Misura 3	75,00 €
JS4 Misura 4	120,00 €			JSRB4 Misura 4	75,00 €

Poggiatesta					
Poggiatesta imbottito con supporti laterali (per Supine Stander mis. 1 e 2)		Poggiatesta Multigrip (per mis. 1 e 2) 		Poggiatesta Multigrip con due sezioni (per mis. 3) 	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
JSH0701 Blu	190,00 €	JSH06 1 sezione	363,00 €	JSH04 2 sezioni	363,00 €
JSH0702 Rosa	190,00 €	JSH0201 2 sezioni	363,00 €	JSH0301 Blu	220,00 €
JSH0703 Verde	190,00 €	JSH05 3 sezioni	363,00 €	JSH0302 Rosa	220,00 €
JSH0704 Rosso	190,00 €			JSH0303 Verde	220,00 €
JSH0705 Grigio	190,00 €			JSH0304 Rosso	220,00 €
				JSH0305 Grigio	220,00 €

Accessori			
Tavolino con vaschetta 	Prolunghe per tavolino con vaschetta (art. JST03)	Inserto riduttivo per tavolino JST101 e JST102	Fermagomiti in combinazione con tavolino 
Prezzo / Pz	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pa
JST102 per mis. 1 e 2	JST03005	JPL0091003	JUBEB
480,00 €	120,00 €	35,00 €	180,00 €
JST103 per mis. 3			
490,00 €			
JST104 per mis. 3 con vaschetta			
510,00 €			
Spessore in poliuretano 		Spessori a mezzaluna per cuneo (per mis. 3) 	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
JPU050		JSB31001	
40,00 €		40,00 €	
		JSB3201 Blu	
		250,00 €	
		JSB3202 Rosa	
		250,00 €	
		JSB3203 Verde limone	
		250,00 €	
		JSB3204 Rosso	
		250,00 €	
		JSB3205 Grigio	
		250,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/supine-stander.