

Ordine

Preventivo

Conto visione

Multistander 2

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Multistander 2

Statica per postura prona/supina

PREZZO BASE A PARTIRE DA 2.480,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2253355

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Statica in postura prona

codice ISO: 03.48.21.006

Statica in postura supina

codice ISO: 03.48.21.066

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Multistander telaio Mis. 2
- Pedana regolabile in angolazione
- Sandaletti
- Fermi per ginocchia completi di fasce
- Supporti laterali imbottiti per tronco e bacino completi di fascia con cinturino
- Tavole di supporto
- Tavolino



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Per conoscere dettagli e dimensione del prodotto e degli accessori, consultare la scheda **TABELLA COMPONENTI** sulla pagina prodotto del nostro sito










Dati tecnici	Multistander 2 Prono	Multistander 2 Supino
Età approssimativa di utilizzo	da 3 a 13 anni	da 3 a 13 anni
Angolazione	0° - 80° base manuale	0° - 80° base manuale
Altezza max utente	1750 mm	1750 mm
Larghezza telaio	650 mm	650 mm
Lunghezza telaio	995 mm	995 mm
Altezza minima (dalla pedana alla parte superiore della tavola di supporto)	700 mm	775 mm
Altezza massima (dalla pedana alla parte superiore della tavola di supporto)	1170 mm	1170 mm
Altezza minima (dalla pedana alla parte superiore del poggiatesta)	-	840 mm
Altezza massima (dalla pedana alla parte superiore del poggiatesta)	-	1350 mm (senza supporto spalle) 1500 mm (con supporto spalle)
Larghezza imbottitura tronco (min/max)	170-320 mm	170-320 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max)	170-320 mm	170-320 mm
Larghezza fermi ginocchia (min/max)	145-280 mm	145-280 mm
Altezza dello stander (da terra alla parte superiore dell'imbottitura) (min/max)	600-900 mm	660-900 mm
Angolazione pedana	da -15° a +15°	da -15° a +15°
Portata massima utente	60 kg	60 kg

Alcune misure minime o massime si possono ottenere solo tramite l'utilizzo di accessori di multistander.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/multistander-2.

Disponibilità

Nella tabella sono evidenziati gli articoli la cui disponibilità è in **pronta consegna**. Per tutti gli altri articoli, il tempo di consegna può variare in base alla disponibilità e fino a 5 settimane.

Configurazione PRONA		Prezzo / Pz.						
		2.480,00 €						
Base standing	Set di 2 tavole di Supporto 	Sandaletti (1 paio) 			Tavolino 			
JMUS02FM08 Telaio bianco	JMUS02B01 JMUS02B02 JMUS02B03 JMUS02B04 JMUS02B05 JMUS02B06	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero	JS16 JS2 JS3	Misura 1 Misura 2 Misura 3	JMT103			
Supporti laterali imbottiti per tronco completi di fascia con cinturino (1 set) 		Size	Art.	A	B	C	D	E
		Small	JMB06	100	90	90	120	25
		Medium	JMB07	100	130	90	140	25
		Misura S			Misura M			
		JMB0601 JMB0602 JMB0603 JMB0604 JMB0605 JMB0606	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero	JMB0701 JMB0702 JMB0703 JMB0704 JMB0705 JMB0706	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero			
Supporti laterali imbottiti per bacino completi di fascia con cinturino (1 set) 		Size	Art.	A	B	C	D	E
		Small	JMB06	100	90	90	120	25
		Medium	JMB07	100	130	90	140	25
		Misura S			Misura M			
		JMB0601 JMB0602 JMB0603 JMB0604 JMB0605 JMB0606	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero	JMB0701 JMB0702 JMB0703 JMB0704 JMB0705 JMB0706	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero			
Fermi per ginocchia completi di fasce (1 set) 		Art.	A	B	C			
		JMB09	75	100	45			
		JMB04	95	120	60			
		Misura 1		Misura 2				
		JMB0901 JMB0902 JMB0903 JMB0904 JMB0905 JMB0906	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero	JMB0401 JMB0402 JMB0403 JMB0404 JMB0405 JMB0406	Blu Rosa Verde Rosso Grigio Nero			

CONFIGURAZIONE MINIMA

ETÀ EVOLUTIVA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/multistander-2.

POGGIATESTA (da aggiungere alla configurazione PRONA per ottenere la configurazione PRONO/SUPINA)

Poggiatesta Ovale			Poggiatesta Anatomico			Poggiatesta avvolgente Multigrip		
Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.		
JMH0201	Blu	200,00 €	JMH0701	Blu	360,00 €	JMH06		363,00 €
JMH0202	Rosa	200,00 €	JMH0702	Rosa	360,00 €	Sez. Centr. 130mm		
JMH0203	Verde	200,00 €	JMH0703	Verde	360,00 €	+ 1 Sez. x lato 80+80 mm		
JMH0204	Rosso	200,00 €	JMH0704	Rosso	360,00 €	JMH0101		363,00 €
JMH0205	Grigio	200,00 €	JMH0705	Grigio	360,00 €	Sez. Centr. 130mm		
JMH0206	Nero	200,00 €	JMH0709	Giallo	360,00 €	+ 2 Sez. x lato 160+160 mm		
						JMH05		363,00 €
						Sez. Centr. 130mm		
						+ 3 Sez. x lato 240+240 mm		

Accessori in alternativa a quelli compresi nella configurazione minima con differenza di prezzo

Supporti laterali imbottiti e flessibili per tronco	A		C		Size	Art.	A	B	C
					1	JMB33	182	78	22
					1 Long	JMB34	216	78	22
					2	JMB35	217	110	22
NB: da abbinare alla rispettiva fodera									
Misura 1			Misura 1 Long			Misura 2			
Prezzo/Pa.			Prezzo/Kt			Prezzo/Pa.			
JMB33 0,00 €			JMB34 20,00 €			JMB35 70,00 €			
Colore fodera			Colore fodera			Colore fodera			
JCOV02501	Blu	incl.	JCOV02601	Blu	incl.	JCOV02701	Blu	incl.	
JCOV02502	Rosa	incl.	JCOV02602	Rosa	incl.	JCOV02702	Rosa	incl.	
JCOV02503	Verde	incl.	JCOV02603	Verde	incl.	JCOV02703	Verde	incl.	
JCOV02504	Rosso	incl.	JCOV02604	Rosso	incl.	JCOV02704	Rosso	incl.	
JCOV02505	Grigio	incl.	JCOV02605	Grigio	incl.	JCOV02705	Grigio	incl.	
JCOV02506	Nero	incl.	JCOV02606	Nero	incl.	JCOV02706	Nero	incl.	
(Prezzo di listino 260,00 €)			(Prezzo di listino 280,00 €)			(Prezzo di listino 310,00 €)			

Ulteriori accessori

Fodere per tavole di supporto	Imbottitura di protezione tra le tavole di supporto	Rialzi per sandaletti
Prezzo/Pa	Prezzo/Pa	Prezzo/Pa
JCOVS201 Blu 170,00 €	JMUS2SS01 Blu 180,00 €	JSRB1 Mis. 1 75,00 €
JCOVS202 Rosa 170,00 €	JMUS2SS02 Rosa 180,00 €	JSRB2 Mis. 2 75,00 €
JCOVS203 Verde 170,00 €	JMUS2SS03 Verde 180,00 €	JSRB3 Mis. 3 75,00 €
JCOVS204 Rosso 170,00 €	JMUS2SS04 Rosso 180,00 €	
JCOVS205 Grigio 170,00 €	JMUS2SS05 Grigio 180,00 €	
JCOVS206 Nero 170,00 €	JMUS2SS06 Nero 180,00 €	
Sandaletti con cavaliere	Pettorina	Fermagomiti per tavolino
Prezzo/Pa	Prezzo/Pa	Prezzo/Pa
JS19 Mis. 1 190,00 €	JHB02CB Mis. 2 90,00 €	JUBEB 180,00 €
JS21 Mis. 2 190,00 €	JHB03CB Mis. 3 90,00 €	
JS22 Mis. 3 190,00 €	JHB04CB Mis. 4 90,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/multistander-2.