

Ordine Preventivo Conto visione

Junior +

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Junior +

Unità di seduta posturale

A PARTIRE DA 2.973,00 € + IVA

Numero di repertorio Ministero: 2253345

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
sistema di postura con base da interni

codice ISO: 18.09.39.003

Aggiuntivi

Unità posturale per il tronco/bacino

codice ISO: 18.09.39.021

Unità posturale per arto inferiore

codice ISO: 18.09.39.033

Sistema basculante

codice ISO: 18.09.39.103

Regolazione della profondità del sedile

codice ISO: 18.09.39.133

Regolazione dell'altezza dello schienale

codice ISO: 18.09.39.136

Elementi di contenimento laterali per bacino

codice ISO: 18.09.39.139

Tavolino

codice ISO: 18.09.39.172

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Regolazione in altezza della seduta tramite pistone oleodinamico
- Basculamento dell'unità di seduta
- Regolazione dello schienale in altezza ed inclinazione
- Regolazione in larghezza e in profondità della seduta
- Regolazione in altezza, larghezza e inclinazione dei braccioli
- Pedana unica regolabile in altezza e flessione
- Maniglia di spinta
- Tavolino con incavo
- 4 ruote piroettanti
- Supporti pelvici
- Cintura pelvica











Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

| Dati tecnici | Junior Mis. 1 | Junior Mis. 2 | Junior Mis. 3 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Età approssimativa di utilizzo | 18 mesi - 5 anni | 3-8 anni | 5-12 anni |
| Portata massima | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Ingombro base | 650-780 mm | 650-780 mm | 650-780 mm |
| Angolo di reclinazione dello schienale (reclinato/prono) | 15° - 15° | 15° - 15° | 15° - 15° |
| Altezza schienale (da sedile a bordo superiore) | da 310 a 490 mm | da 330 a 510 mm | da 390 a 600 mm |
| Larghezza torace | 185-280 mm | 185-280 mm | 210-300 mm |
| Larghezza bacino (min/max) | da 150 a 375 mm | da 150 a 375 mm | da 150 a 375 mm |
| Profondità seduta | da 210 a 305 mm | da 240 a 320 mm | da 275 a 390 mm |
| Altezza seduta da terra con base (min/max) | da 290 a 760 mm | da 330 a 760 mm | da 365 a 760 mm |
| Lunghezza inferiore della gamba | da 195 a 270 mm | da 250 a 365 mm | da 250 a 405 mm |
| Angolo di basculamento (reclinato/prono) | 30° - 10° | 30° - 10° | 30° - 10° |
| Angolo di reclinazione della pedana (reclinata/prona) | 5° - 35° | 5° - 35° | 5° - 35° |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.

Disponibilità







Nella tabella sono evidenziati gli articoli la cui disponibilità è in pronta consegna. Per tutti gli altri articoli, il tempo di consegna può variare in base alla disponibilità e fino a 5 settimane.



| Unità di seduta | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| JJUC2X - Unità di seduta Junior+  | JJM0106 - Base a Y High-Low in metallo nero, regolabile in altezza con pistone oleodinamico centrale  | JJB03 - Maniglia di spinta  | | | | | | | | |
| JJT01 - Braccioli regolabili  | JJT103 - Tavolino  |  <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>670 mm</td> <td>600 mm</td> <td>180 mm</td> <td>320 mm</td> </tr> </table> | A | B | C | D | 670 mm | 600 mm | 180 mm | 320 mm |
| A | B | C | D | | | | | | | |
| 670 mm | 600 mm | 180 mm | 320 mm | | | | | | | |
| JJB18 - Prolunga schienale  |  | | | | | | | | | |
| Misura 1 Set fodere colorate BLU (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01101 + JCOV01301 + JCOV00401 + JCOV00601) ROSA (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01102 + JCOV01302 + JCOV00402 + JCOV00602) VERDI (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01103 + JCOV01303 + JCOV00403 + JCOV00603) ROSSE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01104 + JCOV01304 + JCOV00404 + JCOV00604) GRIGIE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01105 + JCOV01305 + JCOV00405 + JCOV00605) GIALLE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01109 + JCOV01309 + JCOV00409 + JCOV00609) BLU IMPERMEABILE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04701 + JCOV04901 + JCOV04201 + JCOV05201) VERDE IMPERMEABILE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04703 + JCOV04903 + JCOV04203 + JCOV05203) ROSSO IMPERMEABILE (JJUC21 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04704 + JCOV04904 + JCOV04204 + JCOV05204) | Prezzo / St 2.973,00 € | | | | | | | | | |
| Misura 2 BLU (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01201 + JCOV01301 + JCOV00401 + JCOV00601) ROSA (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01202 + JCOV01302 + JCOV00402 + JCOV00602) VERDI (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01203 + JCOV01303 + JCOV00403 + JCOV00603) ROSSE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01204 + JCOV01304 + JCOV00404 + JCOV00604) GRIGIE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01205 + JCOV01305 + JCOV00405 + JCOV00605) GIALLE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01209 + JCOV01309 + JCOV00409 + JCOV00609) BLU IMPERMEABILE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04801 + JCOV04901 + JCOV04201 + JCOV05201) VERDE IMPERMEABILE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04803 + JCOV04903 + JCOV04203 + JCOV05203) ROSSO IMPERMEABILE (JJUC22 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04804 + JCOV04904 + JCOV04204 + JCOV05204) | 2.973,00 € | | | | | | | | | |
| Misura 3 BLU (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01201 + JCOV00701 + JCOV00401 + JCOV00601) ROSA (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01202 + JCOV00702 + JCOV00402 + JCOV00602) VERDI (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01203 + JCOV00703 + JCOV00403 + JCOV00603) ROSSE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01204 + JCOV00704 + JCOV00404 + JCOV00604) GRIGIE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01205 + JCOV00705 + JCOV00405 + JCOV00605) GIALLE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV01209 + JCOV00709 + JCOV00409 + JCOV00609) BLU IMPERMEABILE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04801 + JCOV04301 + JCOV04201 + JCOV05201) VERDE IMPERMEABILE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04803 + JCOV04303 + JCOV04203 + JCOV05203) ROSSO IMPERMEABILE (JJUC23 + JJM0106 + JJB03 + JJT103 + JJB18 + JJT01 + JCOV04804 + JCOV04304 + JCOV04204 + JCOV05204) | 2.973,00 € | | | | | | | | | |

CONFIGURAZIONE MINIMA

ETÀ EVOLUTIVA


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.

| Poggiatesta | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--------|-------|-------|
| Poggiatesta ovale | |  |  | | | |
| | | Prezzo / Pz. | A | B | | |
| JMH0201 | Blu | 200,00 € | 100 mm | 190 mm | | |
| JMH0202 | Rosa | 200,00 € | | | | |
| JMH0203 | Verde | 200,00 € | | | | |
| JMH0204 | Rosso | 200,00 € | | | | |
| JMH0205 | Grigio | 200,00 € | | | | |
| JMH0209 | Giallo | 200,00 € | | | | |
| Poggiatesta Anatomico | |  |  | | | |
| | | Prezzo / Pz. | A | B | | |
| JMH0701 | Blu | 360,00 € | 210 mm | 280 mm | | |
| JMH0702 | Rosa | 360,00 € | | | | |
| JMH0703 | Verde | 360,00 € | | | | |
| JMH0704 | Rosso | 360,00 € | | | | |
| JMH0705 | Grigio | 360,00 € | | | | |
| JMH0706 | Giallo | 360,00 € | | | | |
| Poggiatesta avvolgente Multigrip (cod. ISO 18.09.39.027) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| | | Prezzo / Pz. | A | B | C | D |
| JMH06 | 1 sezione (A+2B) | 363,00 € | 130 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| JMH0101 | 2 sezione (A+2B+2C) | 363,00 € | | | | |
| JMH05 | 3 sezione (A+2B+2C+2D) | 363,00 € | | | | |
| Fodera impermeabile per poggiatesta avvolgente Multigrip _ colore nero | | | | | | |
| JCOVH7 | per JMH06 | 85,00 € | | | | |
| JCOVH8 | per JMH0101 | 85,00 € | | | | |
| JCOVH9 | per JMH05 | 85,00 € | | | | |

| Posizionamento tronco | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--------|--------|-------|
|  |  | Size | Art. | A | B | C |
| | | 1 | THC01 - THC016 | 182 mm | 78 mm | 22 mm |
| | | 1 Long | THC02 - THC017 | 216 mm | 78 mm | 22 mm |
| | | 2 | THC03 - THC018 | 217 mm | 110 mm | 22 mm |
| Pelotte toracali flessibili con cinturino e supporti swing away regolabili in altezza (cod. ISO 18.09.39.148x2) | Prezzo / Pa. | Prezzo / Pa. | Prezzo / Pa. | | | |
| | JTHC01 Mis. 1 272,00 € Standard per Junior + mis. 1 | JTHC02 Mis. 1 LONG 272,00 € | JTHC03 Mis. 2 272,00 € Standard per Junior + mis. 2 - 3 | | | |
| Pelotte toracali flessibili con cinturino e regolazione in altezza maggiorata con supporti swing away (cod. ISO 18.09.39.148x2) | Prezzo / Pa. | Prezzo / Pa. | Prezzo / Pa. | | | |
| | JTHC016 Mis. 1 360,00 € | JTHC017 Mis. 1 LONG 360,00 € | JTHC018 Mis. 2 360,00 € | | | |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.

| Fodere per pelotte toracali | | | | | | | | |
|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|
| Fodera Colorata Standard per pelotte toracali JTHC01 e JTHC016 | | | Fodera Colorata Standard per pelotte toracali JTHC02 e JTHC017 | | | Fodera Colorata Standard per pelotte toracali JTHC03 e JTHC018 | | |
| Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | |
| JCOV00101 | Blu | incl. | JCOV00201 | Blu | incl. | JCOV00301 | Blu | incl. |
| JCOV00102 | Rosa | incl. | JCOV00202 | Rosa | incl. | JCOV00302 | Rosa | incl. |
| JCOV00103 | Verde | incl. | JCOV00203 | Verde | incl. | JCOV00303 | Verde | incl. |
| JCOV00104 | Rosso | incl. | JCOV00204 | Rosso | incl. | JCOV00304 | Rosso | incl. |
| JCOV00105 | Grigio | incl. | JCOV00205 | Grigio | incl. | JCOV00305 | Grigio | incl. |
| JCOV00109 | Giallo | incl. | JCOV00209 | Giallo | incl. | JCOV00309 | Giallo | incl. |
| Fodera lavabile per pelotte toracali JTHC01 e JTHC016 (in alternativa a quella Standard) | | | Fodera lavabile per pelotte toracali JTHC02 e JTHC017 (in alternativa a quella Standard) | | | Fodera lavabile per pelotte toracali JTHC03 e JTHC018 (in alternativa a quella Standard) | | |
| Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | |
| JCOV03901 | Blu | 15,00 € | JCOV04001 | Blu | 15,00 € | JCOV04101 | Blu | 15,00 € |
| JCOV03903 | Verde | 15,00 € | JCOV04003 | Verde | 15,00 € | JCOV04103 | Verde | 15,00 € |
| JCOV03904 | Rosso | 15,00 € | JCOV04004 | Rosso | 15,00 € | JCOV04104 | Rosso | 15,00 € |

| Protrattori per le spalle | | | | | |
|--|---|--|------|--|--------|
| Protrattori per le spalle con supporti swing away |  | Size | Art. | A | B |
| | | 1 | SS00 | 130 mm | 130 mm |
| | | 2 | SS01 | 210 mm | 145 mm |
| | | 3 | SS02 | 235 mm | 175 mm |
| Prezzo / Pa. | | Prezzo / Pa. | | Prezzo / Pa. | |
| JSS00 Mis. 0 155,00 € Standard per Junior + mis. 1 | | JSS01 Mis. 1 155,00 € Standard per Junior + mis. 2 | | JSS02 Mis. 2 155,00 € Standard per Junior + mis. 3 | |

| Fodere per protrattori per spalle | | | | | | | | |
|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|
| Fodera colorata standard per protrattori per spalle mis. 0 (JSS00) | | | Fodera colorata standard per protrattori per spalle mis. 1 (JSS01) | | | Fodera colorata standard per protrattori per spalle mis. 2 (JSS02) | | |
| Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | |
| JCOV03101 | Blu | incl. | JCOV00801 | Blu | incl. | JCOV00901 | Blu | incl. |
| JCOV03102 | Rosa | incl. | JCOV00802 | Rosa | incl. | JCOV00902 | Rosa | incl. |
| JCOV03103 | Verde | incl. | JCOV00803 | Verde | incl. | JCOV00903 | Verde | incl. |
| JCOV03104 | Rosso | incl. | JCOV00804 | Rosso | incl. | JCOV00904 | Rosso | incl. |
| JCOV03105 | Grigio | incl. | JCOV00805 | Grigio | incl. | JCOV00905 | Grigio | incl. |
| JCOV03109 | Giallo | incl. | JCOV00809 | Giallo | incl. | JCOV00909 | Giallo | incl. |
| Fodera lavabile per protrattori per spalle mis. 0 (JSS00) (in alternativa a quella Standard) | | | Fodera lavabile per protrattori per spalle mis. 1 (JSS01) (in alternativa a quella Standard) | | | Fodera lavabile per protrattori per spalle mis. 2 (JSS02) (in alternativa a quella Standard) | | |
| Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | | Prezzo / Pa. | | |
| JCOV05101 | Blu | 15,00 € | JCOV04401 | Blu | 15,00 € | JCOV04501 | Blu | 15,00 € |
| JCOV05103 | Verde | 15,00 € | JCOV04403 | Verde | 15,00 € | JCOV04503 | Verde | 15,00 € |
| JCOV05104 | Rosso | 15,00 € | JCOV04404 | Rosso | 15,00 € | JCOV04504 | Rosso | 15,00 € |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.

Accessori seduta

Guide abduzione e/o adduzione delle gambe (cod. ISO 18.09.39.169)



| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|
| | Prezzo / Pa | A | B |
| JMSL08 1 Paio 2 Paia | 189,00 € | 75 mm | 125 mm |


Fodere per guide abduzione e/o adduzione delle gambe:

| | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| JCOV01001 Blu | 24,00 € | JCOV01004 Rosso | 24,00 € | JCOV04601 Blu imperm. | 24,00 € |
| JCOV01002 Rosa | 24,00 € | JCOV01005 Grigio | 24,00 € | JCOV04603 Verde imperm. | 24,00 € |
| JCOV01003 Verde | 24,00 € | JCOV01009 Giallo | 24,00 € | JCOV04604 Rosso imperm. | 24,00 € |


Cuneo abduzione (cod. ISO 18.09.39.157)



JGL24




JGL06 - JGL07



| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------|
| | Prezzo / Pz. | A | B | C | D |
| JGL24 Misura 0 | 85,00 € | Fronte 90mm - Retro 70mm | 90mm | 145 mm | 85 mm |
| JGL06 Misura 1 | 85,00 € | 85 mm | 180 mm | 155 mm | 75 mm |
| JGL07 Misura 2 | 85,00 € | 85 mm | 200 mm | 165 mm | 90 mm |

Pettorina



Lunghezza bretella superiore: 380 mm
Lunghezza cinghia inferiore: 530 mm

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| | Prezzo / Pz. | A | B | C | D |
| JHB01 Misura 1 | 75,00 € | 50 mm | 280 mm | 120 mm | 135 mm |
| JHB02 Misura 2 | 75,00 € | 50 mm | 320 mm | 140 mm | 155 mm |
| JHB03 Misura 3 | 75,00 € | 65 mm | 370 mm | 175 mm | 180 mm |

Prolunga seduta con imbottitura

(non compatibile con contenimento laterale delle gambe)





















Imbottiture di riduzione per supporti pelvici



| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Prezzo / Pz. | | Prezzo / Pa. |
| JJL13+JJU71 | 85,00 € | JJL18 | 32,00 € |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.

| Accessori per tavolino | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| Fermagomiti in combinazione con il tavolino | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| JJT08 | Prezzo / Pa 90,00 € | A 100 mm | B 85 mm | C 140 mm | Angolazione 65° | |
| Telaio per attività per tavolino | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| JGT10 | Prezzo / Pz. 230,00 € | A 540 mm | B 85 mm | C 160 mm | D 350 mm | E 85 mm |
| Maniglia di presa | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| JGT09 | Prezzo / Pz. 170,00 € | A 540 mm | B 95 mm | C 70 mm | | |
| Inserto riduttivo | | Imbottitura completa | | | Mezza imbottitura | |
|  | |  | | |  | |
| JPL0091002 | Prezzo / Pz. 35,00 € | JGT19 | Prezzo / Pz. 160,00 € | | JGT16 Prezzo / Pz. 140,00 € | |
| Supporti per arti inferiori | | | | | | |
| Sandaletti | |  | | | Rialzi per sandaletti | |
|  | |  | | | 1 kit = 4 pezzi Per ogni sandalo è necessario 1 kit composto da 4 rialzi sovrapponibili ciascuno h circa 17 mm | |
| Prezzo / Pa | | A | B | Prezzo / Kit | | |
| JS16 Mis. 1 | 120,00 € | 80 mm | 170 mm | JSRB1 Misura 1 | 75,00 € | |
| JS2 Mis. 2 | 120,00 € | 95 mm | 220 mm | JSRB2 Misura 2 | 75,00 € | |
| JS3 Mis. 3 | 120,00 € | 105 mm | 275 mm | JSRB3 Misura 3 | 75,00 € | |
| Sandaletti con cavigliere | |  | | | Stivaletti con imbottitura morbida | |
|  | |  | | |  | |
| Prezzo / Pa | | A | B | C | Prezzo / Pa | |
| JS19 sandali mis.1 + cavigliera mis.1 | | min. 120 mm max 225 mm | 120 mm | max 225 mm | JS5 Mis. 1 | 140,00 € |
| JS21 sandali mis.2 + cavigliera mis.2 | | min. 165 mm max 295 mm | 120 mm | max 225 mm | | |
| JS22 sandali mis.3 + cavigliera mis.2 | | min. 165 mm max 295 mm | 120 mm | max 225 mm | | |
| Imbottitura per pedana | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| JS7 | Prezzo / Pz. 65,00 € | A 400 mm | B 250 mm | C 40 mm | | |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.09.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/junior+.