

**Ordine**

**Preventivo**

## Panchina con sponda laterale

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Panchina con sponda laterale

**PREZZO BASE: A PARTIRE DA 1.900,00 € + IVA**



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Dati tecnici	Panchina misura 2	Panchina misura 3	Panchina misura 4
<b>Età approssimativa di utilizzo</b>	da 9 mesi a 4 anni	da 3 a 9 anni	da 8 a 18 anni
<b>Dimensione base</b>	950 x 410 mm	1250 x 480 mm	1860 x 680 mm
<b>Peso max utente</b>	80 kg	80 kg	80 kg
<b>Lunghezza panchina</b>	1335 mm	1640 mm	1935 mm
<b>Larghezza panchina</b>	555 mm	650 mm	740 mm
<b>Angolazione panchina (supina/prona)</b>	15°/0°	15°/0°	15°/0°
<b>Angolazione schienale (supina/prona)</b>	25°/90°	25°/90°	25°/90°
<b>Altezza schienale dalla panchina</b>	330 mm	350 mm	400 mm
<b>Altezza da terra alla panchina</b>	590 mm	625 mm	760 mm

### Configurazione di base

		Prezzo / Pz.
<b>JSL2P-03</b>	Panchina misura 2 - verde limone	1.900,00 €
<b>JSL3P-03</b>	Panchina misura 3 - verde limone	2.200,00 €
<b>JSL4P-03</b>	Panchina misura 4 - verde limone	2.600,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2019 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/panchina-con-sponda-laterale](http://www.medimec.it/panchina-con-sponda-laterale).