

Ordine

Preventivo

Conto visione

Major

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Major

Seggiolino per auto 9-36 Kg

Thomashilfen

PREZZO BASE: 1.590,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2578942

Configurazione di base

- Seggiolino
- Set di imbottiture per supporto testa, tronco e lati
- Poggiatesta imbottito
- Schienale regolabile in altezza (7 posizioni)
- Cinghia a bretellaggio a 5 punti e chiusura di sicurezza
- Imbottitura Small di protezione per inguine
- Portabicchiere
- Sistema integrato di aggancio ISOFIX









Dati tecnici

Larghezza seduta	31,5 cm (anteriore), 26 cm (posteriore)
Larghezza seduta (con supporti bacino art. 674 - optional)	22 cm (anteriore), 17 cm (posteriore)
Profondità seduta	32 cm
Altezza schienale	62 - 74 cm
Altezza spalle (guide alla cintura)	25,5 / 28 / 32 / 36 / 42 cm
Reclinazione schienale (con piastra reclinazione - optional)	5,5° / 11° / 16°
Lunghezza da cavo popliteo (c/adattatore - optional)	18,5 - 37,5 cm
Lunghezza da cavo popliteo (c/piano rotante e reclinazione - optional)	23 - 42 cm
Ingombro totale	56 x 71 x 40 cm
Portata	9 - 36 kg
Peso	6 kg




Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità. Tolleranze $\pm 1,5$ cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/major.

Seggiolino				
<p>MAJOR seggiolino ortopedico nero e grigio</p> 	<p>MAJOR seggiolino ortopedico nero e rosso</p> 	<p>MAJOR seggiolino ortopedico nero e blu</p> 	<p>MAJOR seggiolino ortopedico nero e verde</p> 	<p>MAJOR seggiolino ortopedico nero e fuxia</p> 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
610 1.590,00 €	611 1.590,00 €	612 1.590,00 €	613 1.590,00 €	614 1.590,00 €

Accessori		
<p>Piastra di adattamento (sempre necessaria in combinazione con art. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509)</p> 	<p>Piano rotante con adattatore per poggiatesta e blocco schienale (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (1, 2, 4)</p> 	<p>Base per la reclinazione (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500 - si consiglia di utilizzarla in combinazione con supporto di appoggio anteriore 505 oppure poggiatesta 503 - 504)</p> 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
500 285,00 €	501+E66308 497,00 €	502 395,00 €
<p>Poggiatesta con contenimento laterale e pedana unica profonda 12 cm, con regolazione di inclinazione e di flessione dei piedi (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (3)</p> 	<p>Cuscino imbottito h 10 cm (per pedana poggiatesta art. 503)</p> 	<p>Poggiatesta con contenimento laterale e pedana unica profonda 18 cm, con regolazione di inclinazione e di flessione dei piedi (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (3)</p> 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
503 399,00 €	E11050 68,00 €	504 430,00 €
<p>Prolunga profondità seduta 13 cm (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (3)</p> 	<p>Cuneo divaricatore regolabile (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500)</p> 	<p>Cuscino per piano rotante</p> 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
508 485,00 €	509 175,00 €	513 106,00 €
<p>Cuneo divaricatore imbottito</p> 	<p>Cuscino a cuneo inferiore (4)</p> 	<p>Cuscino a cuneo interno alla seduta</p> 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
670 55,00 €	671 155,00 €	672 210,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/major.

Tavolino 	Giubbino antifuga (da 6 mesi a 4 anni) 	Tappeto di protezione per il sedile e l'appoggiaschiena 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
673 395,00 €	826 88,00 €	814 73,00 €
Supporti laterali per bacino 	Imbottiture laterali morbide aggiuntive per il tronco 	Imbottitura Large di protezione per inguine 
Prezzo / Pa.	Prezzo / Pa.	Prezzo / Pa.
674/0 Grigio 122,00 € 674/1 Rosso 122,00 € 674/2 Blu 122,00 € 674/3 Verde 122,00 € 674/4 Fuxia 122,00 €	675/0 Grigio 122,00 € 675/1 Rosso 122,00 € 675/2 Blu 122,00 € 675/3 Verde 122,00 € 675/4 Fuxia 122,00 €	676/0 Grigio 95,00 € 676/1 Rosso 95,00 € 676/2 Blu 95,00 € 676/3 Verde 95,00 € 676/4 Fuxia 95,00 €

Accessori raccomandati per la stabilità in combinazione con il piano rotante 501

Opzioni consigliate per la stabilità. Scegliere 506 o 507 quando si ordina la base girevole 501!

Supporto di appoggio anteriore (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500 - raccomandato in combinazione con Seatfix per piano rotante) (3) 	Kit di connessione Seatfix per piano rotante (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (2, 3, 5) 	Barra stabilizzatrice posteriore per piano rotante (utilizzabile solo in combinazione con piastra di adattamento art. 500) (5) 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
505 175,00 €	506 146,00 €	507 62,00 €

(1) Il piano rotante (501) non deve essere utilizzato con bambini da 9 a 18 Kg.

(2) L'installazione del piano rotante (501) rende inutilizzabile il sistema Isofix in dotazione. Se necessario, selezionare l'accessorio Kit di connessione Seatfix per piano rotante (506).

(3) Il poggiatesta (503-504), la prolunga profondità seduta (508) e il supporto di appoggio anteriore (505) non possono essere utilizzati simultaneamente.

(4) Il piano rotante (501) non è utilizzabile in combinazione con il cuscino a cuneo inferiore (671).

(5) Il kit di connessione Isofix (506) e la barra stabilizzatrice posteriore (507) non possono essere utilizzati simultaneamente.