

MAJOR

Thomashilfen



ECE Group I - III

9 - 36 kg

19.8 - 79.4 lb

Il seggiolino auto tuttofare per bambini con bisogni speciali

MAJOR SEGGIOLINO TUTTOFARE by

Particolarmente indicato per:



- Paralisi cerebrale (CP)
- Trauma cranico-cerebrale fino al II grado
- Spina bifida
- Sindrome di Rett
- Autismo
- Atrofia muscolare spinale (SMA)

MAJOR SEGGIOLINO TUTTOFARE by

Thomashilfen

«Se stai cercando un seggiolino per auto posturale da utilizzare a 360 gradi nella vita familiare di tutti i giorni, MAJOR è la scelta giusta per te. Il tuttofare modulare MAJOR ha tutti i requisiti standard e offre le più importanti opzioni di regolazione. Con molti accessori, MAJOR può essere regolato individualmente in modo da adattarlo perfettamente ai viaggi brevi, lunghi o di tutti i giorni.

Major è inoltre stato testato e approvato con tutta la gamma completa di accessori al fine da garantire la massima sicurezza per il tuo bambino.

La morbida **imbottitura** offre un piacevole comfort senza fastidiosi sudori. La **fodera** traspirante può essere completamente rimossa e lavata a 40°

Il **portabicchieri** di grandi dimensioni può essere posizionato a destra o sinistra e può contenere bevande, snack e piccoli giochi.

Il **poggiatesta** regolabile in altezza in 7 posizioni, cresce passo dopo passo con il bambino

Imbottiture per il capo che rendono molto più confortevole il contatto ai bambini particolarmente sensibili

Il **bretellaggio** è regolabile a diverse altezze (25,5/28/32/36 e 42 cm)

La **cintura a 5 punti** con regolazione centrale offre una rapida regolazione della lunghezza della cintura. La pratica clip sul torace evita torsioni delle cinture.

Sistema di aggancio **ISOFIX** integrato per ancorare saldamente il seggiolino sul proprio veicolo.

EQUIPAGGIAMENTO REHAB



MAJOR SEGGIOLINO TUTTOFARE by

COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L' ADATTATORE



La **PIASTRA ADATTATORE** è sempre necessaria per utilizzare i seguenti accessori: **BASE GIREVOLE, BASE PER LA RECLINAZIONE, PEDANA POGGIPIEDI, BARRA STABILIZZATRICE, AGGANCIO ISOFIX, STAND, PROLUNGA SEDUTA, CUNEO ABDUZIONE.**



BASE GIREVOLE: facilita i trasferimenti. La leva di sgancio può essere montata sia sul lato destro che sul sinistro



BASE PER LA RECLINAZIONE: consente la reclinazione in 3 step (5,5°, 11°, 16°) per ottenere una rilassante posizione nanna.



POGGIPIEDI CON CUSCINO IMBOTTITO: garantisce un posizionamento stabile della seduta ed il bambino può supportarsi con i piedi e non scivolare dal seggiolino



STAND, BARRA STABILIZZATRICE, AGGANCIO ISOFIX: garantiscono maggiore stabilità del seggiolino nell'auto



PROLUNGA PROFONDITA' DELLA SEDUTA: consente al seggiolino di crescere con il bambino e garantisce il corretto posizionamento delle cosce.



CUNEO ABDUZIONE: regolabile, assicura una posizione di seduta stabile e impedisce al bambino di incrociare le gambe

MAJOR SEGGIOLINO TUTTOFARE by

COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L' ADATTATORE

La combinazione modulare e unica di **BASE GIREVOLE** + **BASE RECLINABILE** consente la migliore maneggevolezza e il massimo comfort.

Per una gestione più facile, la leva di sgancio (chiusura a scatto) sulla **BASE GIREVOLE** è facile da raggiungere e può essere montata sia sul lato anteriore destro o sinistro della base girevole.



MAJOR SEGGIOLINO TUTTOFARE by

ULTERIORI ACCESSORI



I **SUPPORTI BACINO** aiutano a mantenere stabile la posizione durante la seduta



TAVOLINO: promuove il raddrizzamento e la stabile postura del bambino, fornisce al bambino supporto e sicurezza a 360°



IMBOTTITURA LARGA PANCIA: protegge la pancia sensibile del bambino. Il **CUSCINO A CUNEO (INFERIORE)** consente una reclinazione di 10° della seduta



GIUBBOTTINO ANTIFUGA: impedisce al bambino di sganciarsi dalla cintura



CUNEO INTERNO: sostiene una posizione pelvica eretta. I **SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO IN METALLO** per un ottimo supporto del tronco.



TAPPETO DI PROTEZIONE SEDILE AUTO CON SCHIENALE: protegge il rivestimento del sedile e offre 3 pratici scomparti per i giocattoli nella parte anteriore.

Configurazione base:

- Seduta e schienale con poggiatesta regolabile in 7 posizioni
- Imbottitura seduta, schienale, testa, inguine
- Cintura regolabile a 5 punti con clip di sicurezza sul petto e imbottitura di protezione delle spalle
- Porta bicchieri (installabile a destra o sinistra)
- Fodere removibili e lavabili in lavatrice fino a 40°
- Sistema di aggancio ISOFIX per l'ancoraggio sicuro del seggiolino sul veicolo

Caratteristiche tecniche	
profondità seduta	32 cm
larghezza seduta	ant. 31,5 cm - post. 26 cm
larghezza seduta (con supporti)	ant. 22 cm - post. 17 cm
altezza schienale	62 - 74 cm
altezza spalle (guide della cintura)	25,5 / 28 / 32 / 36 / 42 cm
Reclinazione schienale (con piastra reclinazione)	5,5°/11°/16°
Lunghezza da cavo popliteo con adattatore	18,5 - 37,5 cm
Lunghezza da cavo popliteo con piano rotante e reclinazione	23 - 42 cm
Dimensioni totali (L x H x P)	56 x 71 x 40 cm
Peso	6 kg circa
Portata	9 - 36 kg