

Ordine

Preventivo

Conto visione

Real 9700 Plus Coxit

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Real 9700 Plus Coxit

Sedia lavoro ergonomica manuale Coxit



A PARTIRE DA 1.950,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2574943

Configurazione di base

- Seduta Ergomedic Coxit planare 44 x 48 cm
- Senza basculamento
- Schienale Ergomedic alto 40 x 34 cm
- Meccanismo regolazione schienale alto: standard
- Tessuto nero traforato a nido d'ape
- Braccioli neri regolabili in altezza 35 cm
- Altezza seduta 40-60 cm con regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg
- Set 4 ruote standard XL 100 mm



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
117MODMVC24V1G	Sedia lavoro manuale REAL 9700 PLUS con seduta divisa	PZ	1.950,00 €

Dati Tecnici	
Portata max utente	150 kg
Larghezza	480 mm ¹
Lunghezza	550 mm
Altezza totale	600-1030 cm ²
Altezza della seduta	320-750 cm ³
Larghezza seduta	400-480 cm
Profondità seduta	390-530 mm
Inclinazione della seduta ⁴	0, -15°/8°, -8°/+15°, 0°/+23°, -15°/+15°
Altezza dello schienale	200-430 mm
Larghezza dello schienale	350-460 mm
Meccanismo di inclinazione dello schienale	-15°/+30°, -3°/+40°, -15°/+45°, -23°/+28°
Ruote	100 mm
Peso	20-38 kg
Pendenza massima del suolo in posizione frenata ⁵	5°

1) A seconda della larghezza del sedile e della regolazione dei braccioli, il prodotto può essere più largo

2) Altezza totale con schienale ErgoMedic 380 x 260 mm

3) Queste altezze di seduta sono ottenute con meccanismi di sollevamento diversi

4) Il valore negativo (-) indica l'inclinazione in avanti e il valore positivo (+) l'inclinazione all'indietro

5) Valido in tutte le direzioni

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Seduta						
Seduta Ergomedic (larghezza x profondità)						
Seduta ErgoMedic Coxit planare			Seduta ErgoMedic Coxit sagomata Plus			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
ST1335	40 x 39 cm	incl.	ST2335	40 x 39 cm		115,00 €
ST1330	40 x 43 cm	incl.	ST2330	40 x 43 cm		115,00 €
ST1325	40 x 48 cm	incl.	ST2325	40 x 48 cm		115,00 €
ST1320	44 x 43 cm	incl.	ST2320	44 x 43 cm		115,00 €
ST1315	44 x 48 cm (standard)	incl.	ST2315	44 x 48 cm		115,00 €
ST1310	48 x 48 cm	incl.	ST2310	48 x 48 cm		115,00 €



Basculamento			
Senza basculamento (standard)		Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore (scegliere regolazione dalla tabella sottostante)	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
90SA00 incl.		90SA10 340,00 €	
		Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore regolabile in 3 posizioni (in combinazione con regolazione SAR31 o SAR20)	
		Prezzo / Pz.	
		90SA20 880,00 €	

Regolazione basculamento			
Regolazione a manovella		Basculamento con molla a gas. Regolazione sotto la seduta	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
SAR20 120,00 €		SAR30 140,00 €	
		Basculamento con molla a gas, regolazione sotto il bracciolo	
		Prezzo / Pz.	
		SAR31 330,00 €	

Schienale			
Schienale Ergomedic basso (larghezza x altezza)		Schienale Ergomedic Plus basso (larghezza x altezza)	
38 x 26 cm		33 x 26 cm	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
BR1055 incl.		BR1060 incl.	
		40 x 20 cm	
		Prezzo / Pz.	
		80,00 €	
		35 x 20 cm	
		Prezzo / Pz.	
		80,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Schienale Ergomedic alto (larghezza x altezza)		
40 x 34 cm (standard)	33 x 36 cm	42 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR1030 incl.	Prezzo / Pz. BR1025 incl.	Prezzo / Pz. BR1015 110,00 €
















Schienale Ergomedic Plus alto (larghezza x altezza)	
46 x 43 cm	35 x 43 cm
	
BR2010 225,00 €	BR2020 225,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR2515 460,00 €	Prezzo / Pz. BR2510 460,00 €	Prezzo / Pz. BR2520 460,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo rinforzato (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR3515 1.050,00 €	Prezzo / Pz. BR3510 1.050,00 €	Prezzo / Pz. BR3520 1.050,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con supporto lombare gonfiabile (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR2115 460,00 €	Prezzo / Pz. BR2110 460,00 €	Prezzo / Pz. BR2120 460,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Regolazione schienale					
Per schienale basso					
Standard - regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic - regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore		
					
Prezzo / Pz. BRM1000 incl.	Prezzo / Pz. BRM1600 240,00 €	Prezzo / Pz. BRM2614 240,00 €	Prezzo / Pz. BRM2610 370,00 €		
Per schienale alto					
Standard - regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic - regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore		
					
Prezzo / Pz. BRM4000 incl.	Prezzo / Pz. BRM4600 240,00 €	Prezzo / Pz. BRM6614 240,00 €	Prezzo / Pz. BRM6612 370,00 €		
Imbottitura					
Grigio	Bordeaux	Blu reale	Nero	Per incontinenti grigio	Rosso in finta pelle
					
Prezzo / Pz. MERCADO46 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO41 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO45 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO48 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO60 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO31 75,00 €
Marrone in finta pelle	Blu in finta pelle	Grigio in finta pelle	Nero in finta pelle	Tessuto nero traforato a nido d'ape (standard)	
					
Prezzo / Pz. MERCADO32 75,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO35 75,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO36 75,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO38 75,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO3D incl.	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Braccioli neri (paio)				
				
Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa
AR103038 Lunghezza 35 cm (standard) incl. 40,00 €	AR503038 Comfort, lunghezza 35 cm 165,00 €	AR513038 Extra soft, lunghezza 35 cm 145,00 €	AR406038 Braccioli destro + sinistro per emiplegici 820,00 €	ARM3011+ARM3012 Meccanismo flip up (non comprende i braccioli) 1.070,00 €
AR102038 Lunghezza 30 cm incl.	AR502038 Comfort, lunghezza 30 cm 165,00 €	AR512038 Extra soft, lunghezza 30 cm 145,00 €		
AR101038 Lunghezza 25 cm incl.	AR504048 Comfort, lunghezza 40 cm 165,00 €	AR511038 Extra soft, lunghezza 25 cm 145,00 €		
AR104048 Lunghezza 40 cm				

Altezza seduta da terra (senza cuscino)		
Altezza seduta 40-60 cm		
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
90SH2020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg (standard)	incl.
90SH2010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 55-90 kg	135,00 €
90SH2120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg	135,00 €
90SH1020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	incl.
90SH1012	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: < 55 kg	135,00 €
90SH1120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	135,00 €
90SH3020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	incl.
90SH3010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 90-140 kg	135,00 €
90SH3120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	135,00 €
Altezza seduta 32-46 cm		
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
90SH5020	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
90SH5010	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto il bracciolo	135,00 €
90SH5120	Molla a gas 55-90 kg con rotazione	135,00 €
90SH4020	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
90SH4010	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto il bracciolo	135,00 €
90SH4120	Molla a gas < 55 kg con rotazione	135,00 €
90SH6020	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
90SH6010	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto il bracciolo	135,00 €
90SH6120	Molla a gas 90-140 kg con rotazione	135,00 €

Ruote		
Articolo	Descrizione	Prezzo / Set
WE1010	Set 4 ruote standard XL 100 mm (standard)	incl.
WE3010	Set 4 ruote cib rollio extra facile	75,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Anello poggiapiede					
1/4, pieghevole (destra + sinistra)		1/8, destro pieghevole		1/8, sinistro pieghevole	
Prezzo / Pz. FR3010 170,00 €		Prezzo / Pz. FR1010 140,00 €		Prezzo / Pz. FR2010 140,00 €	

Freno					
Leva Freno 35 cm		Cross per leva freno		Leva freno 45 cm	
Prezzo / Pz. BD1010 incl.		Prezzo / Pz. RC1010 45,00 €		Prezzo / Pz. BD1030 25,00 €	

Opzione telaio			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	
EVB2Z	Telaio speciale con 5 supporti nero con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm	su richiesta	
EVB2A	Telaio speciale con 5 supporti grigio con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm	su richiesta	

Tavolino			
Tavolino, 60 x 45 cm		Tavolino, 45 x 37 cm	
Prezzo / Pz. TA1010 520,00 €		Prezzo / Pz. 990960 520,00 €	

NB: La rotazione del tavolino è possibile solo verso sinistra.

Supporti pelvici con cover				
Articolo	Taglia	Descrizione	Prezzo / Pa	
SS1110	Taglia XS	15 x 8 cm, incl. meccanismo	590,00 €	
SS1120	Taglia S	28 x 8 cm, incl. meccanismo	590,00 €	
SS1130	Taglia M	24 x 14 cm, incl. meccanismo	590,00 €	
SS1140	Taglia L	30 x 16 cm, incl. meccanismo	590,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Supporti toracali					
15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Tondo, 15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Regolabili in altezza e profondità	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
TS1110	destro	245,00 €	TS2110	destro	245,00 €
TS1210	sinistro	245,00 €	TS2210	sinistro	245,00 €
				TS3120	destro
				TS3220	sinistro
				310,00 €	310,00 €

NB: I supporti toracali non sono compatibili con lo schienale Ergonomic Plus con cuneo.

Poggiatesta			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	
NS3010	Cuscino piatto, 29 x 16 x 28 cm	320,00 €	
NS3030	Cuscino curvo, 31 x 18 x 28 cm	400,00 €	
NS3020	Cuscino Plus, 30 x 23 x 28 cm	400,00 €	
NS3040	Cuscino Plus, 30 x 8 x 28 cm	450,00 €	

Barra/maniglia di spinta			
Barra di spinta		Manici di spinta	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
PB1011	370,00 €	PB1010	370,00 €

Cintura pelvica			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
	HB1010	Cintura pelvica S, 51-71 cm	150,00 €
	HB1020	Cintura pelvica M, 63-83 cm	150,00 €
	HB1030	Cintura pelvica L, 83-103 cm	150,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.