

# Elegance

IL **COMODINO** CON TAVOLINO A SCOMPARSA REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE

Costituito da due sportelli con ripostiglio, una cassettera e un piano aperto. Il cassetto è sfilabile da entrambi i lati così da poter essere **utilizzabile su ambo i lati del letto**. Il **tavolino laterale è regolabile** in altezza e inclinazione ed è richiudibile verso il basso. Le ruote permettono di spostarlo comodamente all'interno della stanza.

## DATI TECNICI ELEGANCE

DIMENSIONI TOTALI	L 52 x P 51 x H 87 CM
L CON TAVOLINO APERTO	114 CM
H TAVOLINO MIN - MAX	82 - 112 CM
SUPERFICIE TAVOLINO	L 60 x P 36
SUPERFICIE COMODINO	L 45 x P 41
DIAMETRO RUOTE	2"



UN ARTICOLO BURMEIER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA CE. LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.

ACCESSORI: P 147

MAGGIORI INFO SU: [medimec.it/elegance](http://medimec.it/elegance)



# Arminius

IL **COMODINO** CON TAVOLINO A SCOMPARSA REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE

Costituito da due sportelli con ripostiglio, una cassettera e un piano aperto. Il cassetto è sfilabile da entrambi i lati così da poter essere **utilizzabile su ambo i lati del letto**. Il **tavolino laterale è regolabile** in altezza e inclinazione ed è richiudibile verso il basso. Le ruote permettono di spostarlo comodamente all'interno della stanza.

## DATI TECNICI ELEGANCE

DIMENSIONI TOTALI	L 54,5 x P 45 x H 88 CM
L CON TAVOLINO APERTO	125 CM
SUPERFICIE TAVOLINO	L 55 x P 36
SUPERFICIE COMODINO	L 54,5 x P 45
DIAMETRO RUOTE	2"



UN ARTICOLO BURMEIER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA CE. LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.

ACCESSORI: P 147

MAGGIORI INFO SU: [medimec.it/arminius](http://medimec.it/arminius)



# Hermann

ACCESSORI: P 147

MAGGIORI INFO SU: [medimec.it/hermann](http://medimec.it/hermann)

IL **COMODINO** CON TAVOLINO A SCOMPARSA CON ALTEZZA E INCLINAZIONE FISSE

Costituito da due sportelli con ripostiglio, una cassettera e un piano aperto. Il cassetto è sfilabile da entrambi i lati così da poter essere **utilizzabile su ambo i lati del letto**. Il **tavolino laterale è fisso** in altezza e inclinazione ed è richiudibile verso il basso. Le ruote permettono di spostarlo comodamente all'interno della stanza.

## DATI TECNICI ELEGANCE

DIMENSIONI TOTALI	L 55 x P 45,5 x H 88 CM
L CON TAVOLINO APERTO	123 CM
SUPERFICIE TAVOLINO	L 66 x P 37
SUPERFICIE COMODINO	L 53,5 x P 45,5
DIAMETRO RUOTE	2"



UN ARTICOLO BURMEIER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA CE. LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.



# ACCESSORI

PER COMODINI BURMEIER. MAGGIORI INFORMAZIONI SU [MEDIMEC.IT](http://MEDIMEC.IT)

CONTENITORE PER BOTTIGLIE DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI



DIVISORIO PER CASSETTIERA DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI

