

Lippe IV

LA RETE ORTOPEDICA ELETTRICA VERSATILE E REGOLABILE IN ALTEZZA

Snodabile in quattro differenti sezioni regolabili singolarmente, **si adatta perfettamente al proprio letto**, anche matrimoniale. Ideale per la degenza di persone che necessitano di cure o di persone anziane, **a casa o in struttura**. Creata per essere inserita all'interno della cornice del letto, permette al coniuge dell'assistito di mantenere la propria rete senza modificare l'estetica della stanza. **Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Blocco dei comandi contro usi impropri / Rete snodabile in 4 sezioni / 6 differenti reti tra le quali poter scegliere.

ACCESSORI:
P 144

MAGGIORI INFO SU:
medimec.it/lippe-4


DOTAZIONE

- TELAIO IN METALLO CON 4 GUIDE LATERALI PER MATERASSO REGOLABILI IN LARGHEZZA
- RETE, DISPONIBILE IN 6 MISURE CON DOGHE FLESSIBILI IN LEGNO
- REGOLAZIONE ELETTRICA TESTIERA, PIEDIERA E RETE
- REGOLAZIONE MECCANICA SNODO PIEDIERA
- PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA
- COMANDO CON OPZIONE DI BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI
- MOTORE ELETTRICO E ALIMENTATORE
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, TUV

ASSISTENZA
TECNICA

SERVIZIO
NOLEGGIO

VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI:
PP 116 - 140, 146




IL DESIGN SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELL'AMBIENTE DOMESTICO



GUIDA LATERALE PER IL MATERASSO REGOLABILE IN LARGHEZZA



L'ESTENSIONE DELLA MOVIMENTAZIONE A FORBICE



DATI TECNICI LIPPE IV

PORTATA MAX UTENTE	200 KG
DIMENSIONI BASAMENTO	L 69 x P 113 CM
DIMENSIONI RETI DISPONIBILI	L 80 x P 200 CM / L 80 x P 190 CM / L 90 x P 190 CM / L 90 x P 200 CM / L 100 x P 190 CM / L 100 x P 200 CM
H RETE MIN - MAX	29 - 74 CM
TIPO MOTORE / REGOLAZIONI ELETTRONICHE	LINAK, 24 V, DC / TESTIERA, PIEDIERA, RETE

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.



UN ARTICOLO BURMEIER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO, TUV. GARANZIA: 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA).

BURMEIER

CE

medimec

medimec