

Ordine Preventivo Conto visione

## max-e

Black edition

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

### max-e

Propulsore per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

## A PARTIRE DA € 4.890,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2044161/R

### Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno  
codice ISO secondo **DM 27/08/99 n. 332: 12.21.27.006**

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)  
codice ISO secondo **DPCM 12/01/17 Allegato 5: 12.24.09.006**

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

### Configurazione di base

- Gruppo propulsivo ad innesto con freno automatico
- Comando ergonomico programmabile
- Coppia di ruote estraibili complete con cremagliera
- Batterie da 12v/16ah sigillate al piombo
- Carica batteria elettronico automatico
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina



### Dati tecnici

Portata max utente + carrozzina + MAX-E	200 kg
Dimensioni unità propulsore	L 30-70 x P 15,3 x H 29 cm
Diametro ruote	24" / 20"
Dimensione min seduta carrozzina	28 cm
Velocità max avanti - indietro fino a *	6-3km/h
Pendenza superabile fino a **	20%
Autonomia con una carica fino a **	16 km
Peso/tipo pacco batteria	10,1 kg / 2 x 12 V, 16 AH, GEL-PIOMBO
Peso/tipo propulsore	9 kg / 24 V, 130 W, DC
Peso comando	0,5 kg
Peso totale	20,1 kg

\* Velocità regolabile in modo lineare

\*\* L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

### Configurazione di base



Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
330320	max-e con comando con cavo - portata 160 kg	Pz.	4.890,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 02.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/max-e](http://www.medimec.it/max-e).

Dati carrozzina		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:

Ruote			
Tipo	Prezzo / Pa.	Opzioni	Prezzo / Pa.
24" x 1" estraibili con mancorrente standard	incl.	Mancorrenti stretti	80,00 €
24" x 1 3/8" estraibili con mancorrente standard	incl.	Freni tamburo (*)	250,00 €
20" x 1 3/8" estraibili con mancorrente standard	incl.	Protezione raggi per ruota 24"	250,00 €
		Protezione raggi per ruota 20"	250,00 €

\* la carrozzina deve già essere predisposta per il freno a tamburo con maniglie per freni, guaine, fili



Regolazioni
<b>Comando lato sinistro</b> <b>Comando lato destro (di serie)</b>
<b>A</b> Distanza dal centro Joystick allo schienale (in cm):
<b>B</b> Altezza parte superiore comando da seduta - senza cuscino (in cm):
<b>C</b> Altezza anteriore della seduta (in cm):
<b>D</b> Altezza posteriore della seduta (in cm):
<b>E</b> Personalizzazione posizione dx e sx Joystick :

Compatibilità con ruote originali		Prezzo / Pz.
<b>MED05</b>	Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con il max-e	90,00 €

Gancio		Prezzo / Pz.
<b>GANCIOPR</b>	Gancio standard	incl.
<b>300354</b>	Gancio combinato per montascale a ruote mod. s-max	415,00 €

Comando			
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>Standard</b>	Joystick con impugnatura standard	incl.	
<b>Joystick con impugnatura speciale</b>			
<b>330098</b>	a T per tetra 34 mm	116,00 €	
<b>330099</b>	a T per tetra 20 mm	116,00 €	
<b>SK050</b>	a U per tetra	230,00 €	
<b>330100</b>	Softball Ø 70 mm	33,00 €	
<b>330101</b>	Sfera dura Ø 40 mm	33,00 €	
<b>330102</b>	Sfera dura Ø 50 mm	33,00 €	
<b>330109</b>	Piramide appiattita	79,00 €	
<b>Supporto SPC</b>	Supporto posteriore del comando per accompagnatore		208,00 €
<b>Regolazione guida Standard</b>			incl.
<b>Personalizzata</b>	(indicare parametri):		incl.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 02.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/max-e](http://www.medimec.it/max-e).

Sicurezza		Prezzo / Pa.
<b>ROTANT</b>	Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili	208,00 €

Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

Accessori			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
<b>300020</b>	Invertitore di corrente 12V/230V per ricarica nel veicolo	Pz.	235,00 €
<b>MED48R</b>	Barra stabilizzatrice asportabile	Pz.	94,50 €
<b>330330</b>	Pacco batterie maggiorato (anziché standard) inclusa sacca porta batterie	Pz.	210,00 €

Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 02.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/max-e](http://www.medimec.it/max-e).