



Ideen bewegen mehr



MAX-E

SISTEMA DI GUIDA ELETTRICO PER LA TUA CARROZZINA

INTEGRATO CON

SP TECHNOLOGY

MAX-E BLACK EDITION

Con tecnologia Silent-Power integrata

Tecnologia convincente con design trendy e sottile

max-e aumenta il tuo raggio d'azione in base alla tecnologia più avanzata. Ti rende indipendente e libero di muoverti in modo comodo e senza sforzo. MAX-E può essere montato e smontato facilmente e rapidamente dalla sedia a rotelle. Il dispositivo è semplice e maneggevole, per renderti indipendente ovunque tu vada, sul posto di lavoro, a casa o fuori in strada.



FACILE . SEMPLICE . FLESSIBILE



Tecnologia convincente - Design trendy e sottile

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



Vantaggi che convincono!

Stile senza tempo: il design sottile consente spostamenti fluidi senza essere ingombrante.

Equilibrio perfetto: la distribuzione ottimale del peso consente un facile montaggio e smontaggio dell'unità di propulsione.

Estremamente silenzioso: grazie alla «Silent Power Technology», quando max-e è in azione ha un suono quasi impercettibile.

Vantaggi che convincono!

Flessibile e regolabile: grazie al concetto modulare, il MAX-E può essere aggiornato istantaneamente ad un perfetto ausilio di spinta e frenata. Parti esistenti come i supporti per i ganci, le ruote, i supporti antiribaltamento, il caricabatterie, le batterie, la borsa portabatterie, il cavo di alimentazione possono essere riutilizzati.

Adattabile alle carrozzine dei bambini: il propulsore cresce con te. Max-e si installa su carrozzine con larghezza seduta a partire da 28 cm.

Vantaggi che convincono!

Ruote a peso neutro: grazie allo speciale concetto di guida, l'aumento di peso relativo alle ruote è appena percettibile (<200 g).

Utilizzabile con freni a tamburo: Max-e può essere combinato con i freni a tamburo già installati sulla tua carrozzina.

Ruote da 20" o 24": disponibile per carrozzine con ruote da 20" o 24"

Flessibile e regolabile!

MAX-E aumenta la tua mobilità personale enormemente. Partendo dalla sua facile installazione, che avviene semplicemente agganciando l'unità di propulsione compatta ed il pacco batteria alla sedia a rotelle. Grazie all'innesto pneumatico dell'unità motrice, la carrozzina è pronta per l'uso in modo rapido e sicuro, anche se la mobilità fisica personale è ridotta. Ovviamente, MAX-E è tanto facile da montare, quanto da smontare. MAX-E si adatta senza problemi anche alle auto più piccole insieme alla tua carrozzina. Il suo peso contenuto è un ulteriore vantaggio e lo rende comodo anche da trasportare.

Dati tecnici

Portata massima	200 kg (1) (persona, carrozzina, MAX-E)
Compatibilità ruote	20", 24"
Velocità Avanti Indietro	Regolabile 6 km/h 3 km/h
Distanza percorribile con una carica di batterie	Fino a 16 km (2)
Pendenza percorribile con persona fino a 80 kg con persona che pesa oltre 80 kg e fino a 160 kg	max 20% (11,3°) max 16% (9°) (3)
Batterie	2 x 12 V / 16 Ah
Tipo di batterie	Batterie al piombo-gel
Peso dell'unità di propulsione	9 kg
Peso del comando	0,5 kg
Peso del pacco batterie	10,1 kg
Peso totale del propulsore	20,1 kg

(1) Si prega di rispettare inoltre il peso massimo consentito dal produttore della tua carrozzina

(2) Secondo la ISO 7176-4, la distanza percorribile dipende da diversi fattori come peso della persona trasportata, superficie del pavimento, morfologia e pendenza del terreno

(3) La capacità della pendenza percorribile dipende da diversi fattori come peso della persona trasportata, superficie del pavimento, morfologia e pendenza del terreno.