

## Junior +

Sistema di seduta modulare disponibile in **3 differenti misure** con portata max **50 kg**

- Adatto a bambini e ragazzi dai 18 mesi ai 12 anni
- Patologie: paralisi cerebrali, distrofie, plegie/paresi, lesioni spinali, esiti di trauma cranico, deficit posturali, deficit cognitivi.

**Seduta** regolabile in profondità e larghezza,  
**schienale** regolabile in altezza e reclinazione,  
**braccioli** regolabili in altezza, larghezza e inclinazione  
*Per seguire la crescita ed adattarsi alle esigenze del singolo bambino*

**Tavolino** con incavo con possibile aggiunta di imbottiture o accessori per lo svolgimento di attività  
*Permette di effettuare attività manuali neuromotorie stimolanti per il bambino*

**Ampia possibilità di personalizzazione** della postura tramite l'aggiunta di pelotte toracali flessibili, protrattori per le spalle, cunei e guide per l'abduzione delle anche

**Base a Y high-low** permette di portare la seduta fino a terra e fino ad altezza tavolo  
*Facilita la partecipazione del bambino al momento del pasto ed alle altre attività famigliari al tavolo e l'interazione del bambino coi propri compagni nelle attività di gioco a terra*



**Basculamento** dell'unità di seduta 10°-30°  
*Permette di variare continuamente i punti di maggior pressione prevenendo la comparsa di lesioni da decubito e rende il sistema di seduta adatto anche a bambini con controllo del tronco e del capo assente o molto ridotto*

**Pedana** unica regolabile in altezza e flesso-estensione con possibilità di inserire appositi sandaletti con eventuali rialzi  
*Permette il corretto posizionamento dei piedi ed incrementa la stabilità della postura*

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.  
Rev. 00 del 19/03/2021

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

