

MAX-E Black Edition

Propulsore con motorizzazione nelle ruote per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

- Particolarmente adatto a **pazienti geriatrici o neurologici** che desiderino un **maggior livello di autonomia** negli spostamenti nonostante eventuali **deficit di forza e/o resistenza degli arti superiori**

Leggero e compatto, perfetto per il trasporto in auto

Estremamente silenzioso grazie alla tecnologia Silent-power

Velocità fino a **6 km/h** ed ottime performance di guida anche su **superfici irregolari** e su **pendenze fino al 20%**

Compatibile con la **maggior parte dei modelli di carrozzine** in commercio senza modifiche nell'assetto strutturale, anche su **carrozzine pediatriche**

Quando il dispositivo è **spento**, o in qualsiasi momento azionando un solo **pulsante**, la carrozzina può essere utilizzata come **manuale**

Comando ergonomico intuitivo e personalizzabile, **utilizzabile dall'utente o dall'accompagnatore** consente ampia possibilità di **personalizzazione delle funzioni di guida**

Batteria al piombo da 12 V che fornisce una autonomia di almeno **16 km**



- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da AAT Alber Antriebstechnik GmbH e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 10/03/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

