

Supine Stander

Statica per postura supina disponibile in **3 misure** con portata max **25/50/100 kg**

- Adatto a bambini e ragazzi dai 9 mesi fino all'età adulta
- Indicato in tutte le condizioni che determinano scarso controllo del capo e del tronco, limitazione del movimento e della possibilità di carico, tono muscolare alterato (iper o ipotono), ritardo nello sviluppo osseo e delle articolazioni (in particolare dell'anca).

Per **configurare il dispositivo** occorre aggiungere al telaio un accessorio a scelta per ogni tipologia:

- Supporti tronco
- Supporti bacino
- Supporti ginocchia
- Supporto per il capo
- Sandaletti

Nella **misura 1** la regolazione dell'inclinazione è **manuale**, assistita da un pistone a gas.
Nelle **misure 2 e 3** la regolazione dell'inclinazione è assistita da **motore elettrico**

Possibilità di posizionare un **tavolino**
Permette di coinvolgere il bambino in attività manuali e di gioco in posizione eretta

Si possono aggiungere **cuscinetti per compensare deficit di estensione delle ginocchia** creando uno spessore posteriormente

Basculamento del dispositivo **da 0° (supino) a 80°**

Possibilità di posizionare gli arti inferiori in **abduzione**

Un posizionamento quotidiano in stazione eretta con arti inferiori abdotti facilita la corretta conformazione ed il posizionamento della testa del femore all'interno dell'acetabolo riducendo il rischio di sublussazione o dislocazione dell'anca

Permette di sfruttare i **benefici della stazione eretta**
Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio di fratture, previene limitazioni articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, stimola il sistema cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale.



- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 29/03/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

