

Ordine Preventivo

## DUAL GT

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### DUAL GT

Sistema completo di materasso e pompa per la gestione dei pazienti ad altissimo livello di rischio di sviluppo lesioni da decubito

**A PARTIRE DA € 5.600,00 + IVA**

Numero di repertorio Ministero: S21032010 Nr.Rep. 2447160,  
S21033035 Nr.Rep. 2447164



### Configurazione di Base

- Materasso ad aria con 20 celle
- Pompa SR361 Dual GT
- Telo di copertura impermeabile bi-stretch

### Dati tecnici

<b>Dimensioni Materasso</b>	largh. 86-87 x lung. 204-206 x h 22-23 cm *
<b>Peso Materasso</b>	12 kg
<b>Dimensioni pompa</b>	12 x 29,5 x 22,5 cm
<b>Peso pompa</b>	2,9 kg
<b>Cavo di alimentazione</b>	staccabile H05VV-Fx0,75 mm
<b>Fusibili</b>	T1A/250V
<b>Potenza</b>	15 W
<b>Protezione principale</b>	2,5 A. 250V. T
<b>Classificazione sicurezza elettrica</b>	Classe II Tipo BF
<b>Portata massima</b>	250 kg

### Configurazione di base

Articolo	Descrizione	Imponibile
<b>S21032010</b>	MATERASSO DUAL GT (20 celle)	5.600,00 €
<b>S21033035</b>	POMPA SR361 DUAL GT (ciclo variabile + Max)	

### Accessori

Articolo	Descrizione	Imponibile
<b>S2102A020</b>	Telo di copertura bi-elastico supplementare	360,00 €
<b>S2102A110</b>	Telo di copertura impermeabile Aeotex	560,00 €
<b>CM0900113</b>	Cella speciale per talloni	38,00 €
<b>S28093025</b>	Pompa di cortesia Homicare Pumo	290,00 €

\* la variabilità delle misure è in funzione alla modalità d'uso selezionata

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/dual-gt>.