

# ALLURA II



## IL LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO DA UNA PIAZZA E MEZZO

Allura II è il letto ortopedico largo 120 cm in cui si combinano un'elevata capacità di carico, un'ampia larghezza del piano di sdraio ed un ampio range della regolazione elettrica dell'altezza del piano. Allura II è ideale per le persone bisognose di cure, che con questo letto avranno molto conforto e sicurezza e allo stesso tempo daranno sollievo ai familiari che si prenderanno cura di loro. La rete a 4 sezioni può essere regolata con una **pulsantiera** collegata al letto tramite cavo. Essenziale ma robusto, soddisfa le esigenze di chi nel letto cerca comodità e funzionalità. Disponibile anche nella versione ALLURA II PLUS (dimensioni rete 120 x 220 cm).

Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.

# ALLURA II



## DOTAZIONE

- Rete in metallo a quattro sezioni
- Portata totale 250 Kg;
- Regolazione elettrica in altezza
- Pulsantiera con possibilità di blocco delle singole funzioni
- Regolazione elettrica testiera, pediera, rete
- Regolazione elettrica movimento 'Anti-Trendelenburg'
- Sponde regolabili in altezza in legno di faggio
- Pannelli pediera e testiera in legno di faggio
- Quattro ruote piroettanti, indipendenti e frenabili Ø 100 mm
- Alzamalati con maniglia
- Articolo a norma ce, certificato ISO, TUV

*La ditta produttrice si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. E' assolutamente necessario rispettare le indicazioni di sicurezza del costruttore.*

## DATI TECNICI

Portata max utente	210 kg
Dimensioni totali	L 131 x P 223 cm
Dimensioni rete	L 120 x P 200 cm
H rete min-max	30 - 80 cm
Tipo motore/Regolazioni elettriche	24V, Testiera, Pediera, Rete, Movimento Anti-Trendelenburg

## DIMENSIONI ESTERNE E REGOLAZIONI IN ALTEZZA

