

Miniwalk

Deambulatore per bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 7 anni

- Indicato per bambini che non possono deambulare autonomamente per via di una limitazione del movimento e della possibilità di carico, tono muscolare alterato (iper o ipotono), deficit psicomotori e cognitivi.

Consente l'**esplorazione dell'ambiente** circostante
È una attività fondamentale che stimola lo sviluppo motorio ma anche e soprattutto cognitivo del bambino

L'**anello toracico** è disponibile in **due varianti**: piatto oppure rialzato nella parte anteriore, per bambini che necessitano di un maggior sostegno del tronco

L'**impugnatura** è **regolabile in inclinazione**

Per consentire la massima ergonomia e conferire sicurezza al bambino durante la deambulazione

È provvisto di **sospensioni a molle** che riproducono il naturale movimento oscillatorio durante il cammino
Rendono il movimento simile a quello fisiologico allo scopo di fornire una stimolazione della muscolatura del tronco e degli arti inferiori

Si adatta alle diverse fasi della crescita, grazie alla regolazione in altezza del supporto toracico e della seduta, la possibilità di scegliere due misure per il telaio e due misure per l'anello toracico, la scelta tra tre tipi di molla a seconda del peso del bambino

Possibilità di aggiungere **accessori** quali: ruotine anti-ribaltamento, dispositivo anti-retromarcia, supporti laterali per le anche, divisori per gli arti inferiori e altri

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Meyland Smith e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 04/05/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

