

## Real 9700 plus

Sedia da lavoro ergonomica a regolazione manuale con seduta sdoppiata.

- Indicato per persone con **ridotta mobilità, anziane o con difficoltà negli spostamenti** in ambienti chiusi a causa di patologie; studiata in particolare per persone che presentano **patologie ortopediche che richiedono un posizionamento asimmetrico delle anche** (es. protesi, osteosintesi, amputazioni).
- Pensata per l'utilizzo negli ambienti lavorativi e/o domestici.

Rappresenta un **supporto all'indipendenza** della persona disabile sul posto di lavoro o a domicilio

**Tessuto** traforato o in finta pelle, disponibile in 6 colori

**Seduta sdoppiata** con possibilità di posizionare un'anca in una posizione più estesa

*Rappresenta una posizione ergonomica in caso di determinate condizioni di natura ortopedica*

**Sistema basculante** che permette una mobilità da -15° (anteriore) a 8° (posteriore)

*Il basculamento anteriore favorisce il passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta, quello posteriore permette di variare i punti di pressione durante la giornata e favorisce il posizionamento in caso di deficit nel controllo del tronco*

Altamente personalizzabile grazie alle **infinite combinazioni di sedute, schienali e braccioli ergonomici** di diverse altezze e gradi di contenimento

**Altezza della seduta regolabile** tramite molla a gas da 40 a 60 cm



- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Mercado Medic e distribuito da Medimec International s.r.l.  
Rev. 00 del 17/05/2021

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

