

Ordine

Preventivo

## Regia e Regia Partner

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### REGIA e REGIA PARTNER

Letto elettrico ortopedico

Numero repertorio Ministero: 2145437



#### Configurazione di Base

- Rete in metallo a 4 sezioni
- Regolazione elettrica testiera, pediera e altezza rete
- Regolazione in altezza in altezza da 26 a 80 cm con stop intermedi
- Ruote piroettanti e bloccabili
- Sistema frenata ruote centralizzato
- Copertura delle ruote
- Comando con opzione di blocco delle singole funzioni
- Posizionamento anti-trendelenburg



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Dati tecnici	Regia 90	Regia 100	Regia Partner
Portata massima (utente + materasso + ausili)	225 kg	225 kg	2 x 225 kg
Peso massimo utente consigliato	175 kg	175 kg	2 x 175 kg
Dimensioni totali	L 101 x P 210 cm	L 111 x P 210 cm	L 196 x P 210 cm
Dimensioni rete e materasso	L 90 x P 200 cm	L 100 x P 200 cm	2 x L 90 x P 200 cm
H rete min-max	26 - 80 cm	26 - 80 cm	26 - 80 cm
Dimensione delle ruote (diametro)	50 mm	50 mm	50 mm
Regolazione elettrica inclinazione Anti-Trendelenburg	15°	15°	15°
Regolazione elettrica inclinazione dello schienale	70°	70°	70°
Regolazione elettrica inclinazione del poggiamambe	40°	40°	40°

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.04.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.


Dimensioni		
Base per letto ortopedico REGIA - dimensione materasso 90x200 cm	Base per letto ortopedico REGIA - dimensione materasso 100x200 cm	Base per letto ortopedico REGIA PARTNER - dimensione materasso 2x90x200 cm
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
<b>28790090</b> 2.950,00 €	<b>287900100</b> 3.290,00 €	<b>266800</b> 6.100,00 €
NOTA: Per completare la configurazione del letto, selezionare almeno un'opzione in ognuna delle seguenti categorie: Sponde laterali, Pannelli testiera a pediera, colore legno o rivestimento		
Sponde laterali		
Sponde laterali telescopiche su tutta la lunghezza in entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm + 1 sponda telescopica da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro)	Sponde laterali telescopiche da 110 cm su entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm + 1 pannello fisso da 90 cm	Sponde laterali telescopiche da 90 cm su entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 90 cm + 1 pannello fisso da 110 cm
<b>VERSIONE 1</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS1</b> 1.130,00 €	<b>VERSIONE 2</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS2</b> 710,00 €	<b>VERSIONE 3</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS3</b> 710,00 €
Sponde laterali telescopiche da 110 cm e pannelli laterali in tessuto/pelle sintetica. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm (zona testa) + 1 pannello imbottito e rivestito in tessuto/pelle sintetica da 90 cm (zona piedi)	Sponde laterali telescopiche da 90 cm e pannelli laterali in tessuto/pelle sintetica. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 90 cm (zona testa) + 1 pannello imbottito e rivestito in tessuto/pelle sintetica da 110 cm (zona piedi)	Pannelli laterali in legno. Ogni lato è composto da: 1 pannello in legno da 110 cm + 1 pannello in legno da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro)
<b>VERSIONE 4</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS4</b> 860,00 €	<b>VERSIONE 5</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS5</b> 860,00 €	<b>VERSIONE 6</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS6</b> 280,00 €
Pannelli laterali rivestiti da tessuto/pelle sintetica: Ogni lato è composto da: 1 pannello rivestito da 110 cm + 1 pannello rivestito da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro)	Sponde laterali telescopiche intere da 200 cm. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica con due listelli da 200 cm + 1 pannello laterale in legno da 200 cm	
	 Disponibile solo per Regia in configurazione con pannelli testiera/pediera PRIMUS o PRINZINO. Non disponibile per Regia Partner.	
<b>VERSIONE 7</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS7</b> 590,00 €	<b>VERSIONE 8</b> Prezzo / Set <b>REGIAVERS8</b> 470,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.04.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Pannelli Testiera e Pediera		
<p><b>PRIMUS</b> (1 pannello testiera chiuso in legno massello + 1 pannello pediera con fessura/maniglia in legno massello)</p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p> <p>Prezzo / Set <b>287900KFH022</b> 390,00 €</p>	<p><b>PRIMUS-LOW</b> (1 pannello testiera chiuso in legno massello + 1 pannello pediera basso per una migliore visione da parte dell'utente con fessura/maniglia in legno massello)</p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p> <p>Prezzo / Set <b>287900KFH023</b> 390,00 €</p>	<p><b>PRINZINO</b> (2 pannelli testiera/pediera con fessura in legno massello)</p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p> <p>Prezzo / Set <b>287900KFH004</b> 560,00 €</p>
<p><b>NOBLA</b> (2 pannelli testiera/pediera in legno - non compatibili con sponda intera REGIAVERS8)</p>  <p>Prezzo / Set <b>287900KFH011</b> (Regia) 390,00 € <b>266800KFH011</b> (Regia Partner) 780,00 €</p>	<p><b>NOBLA + NOBLA MALA</b> (1 pannello testiera + 1 pannello pediera basso - non compatibile con sponda intera REGIAVERS8)</p>  <p>Prezzo / Set <b>287900KFH013</b> (Regia) 390,00 € <b>266800KFH013</b> (Regia Partner) 780,00 €</p>	<p><b>NOBLA IMBOTTITO</b> (2 pannelli testiera/pediera imbottiti e rivestiti in pelle sintetica o tessuto, non sfoderabili - non compatibili con sponda intera REGIAVERS8)</p>  <p>Prezzo / Set <b>287900KFH019</b> (Regia) 595,00 € <b>266800KFH019</b> (Regia Partner) 1.190,00 €</p>
<p><b>NOBLA+ NOBLA MALA IMBOTTITI</b> (1 pannello testiera + 1 pannello pediera basso, entrambi imbottiti e rivestiti in pelle sintetica o tessuto, non sfoderabili - non compatibile con sponda intera SEE_002)</p>  <p>Prezzo / Set <b>287900KFH020</b> (Regia) 498,00 € <b>266800KFH020</b> (Regia Partner) 996,00 €</p>	<p><b>Tipo di rivestimento</b></p> <p>Rivestimento per pannelli imbottiti laterali e per testiera/pediera NOBLA IMBOTTITO / NOBLA MALA IMBOTTITO</p>  <p>Prezzo / Set REGIABSHH006 tessuto poliestere verde chiaro 6210 incl. REGIABSHK009 pelle sintetica bianca 1-1142-197 incl. REGIABSHK025 pelle sintetica antracite 1-1142-395 incl.</p>	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.04.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Tipo di legno (non indicare se si sceglie configurazione con pannelli laterali, testiera e pediera rivestiti/imbottiti)			
Faggio naturale R24010 		Ciliegio Havana R42006 	
	Prezzo / Pz. incl.		Prezzo / Pz.
<b>287900DHU027 (standard)</b>		<b>287900DHU024</b>	130,00 €
Acerò Reale R27001 		Rovere R2002 	
<i>Non disponibile per Regia Partner</i>		<i>Non disponibile per Regia Partner</i>	
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>287900DHU022</b>	130,00 €	<b>287900DHU044</b>	130,00 €

Accessori			
<b>Asta alzamalati con triangolo</b> per una maggior autonomia negli spostamenti. Colore Argento. Inseribile su entrambi i lati 	<b>Asta con lampada</b> per fornire una piacevole e accogliente luce. Inseribile su entrambi i lati. 	<b>Lampada da agganciare</b> su asta alzamalati. (solo in combinazione con asta alza malati 1914001) 	
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>1914001</b> Qtà _____ 155,00 €		<b>3090721</b> Qtà _____ 360,00 €	<b>3090711</b> Qtà _____ 360,00 €
<b>Luce sotto al letto</b> per un migliore orientamento nell'oscurità 	<b>Ripiano di appoggio zona pediera</b>  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>	<b>Fodera in pelle per sponda</b> per una maggior protezione dell'utente. 	
	Prezzo / Pz.		per sponda da Prezzo / Pz.
<b>277987</b> 105,00 €	<b>275620247356</b> 180,00 €	<b>301732</b> 90 cm Qtà _____ 185,00 €	
		<b>301731</b> 110 cm Qtà _____ 185,00 €	
		<b>301725*</b> 200 cm Qtà _____ 185,00 €	
		<i>*Non disponibile per Regia Partner</i>	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.04.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

<p><b>Vassoio da portata largh. 90 cm</b> per pasti comodi a letto</p>  <p><i>Solo in combinazione con sponde REGIAVERS8 - non compatibile con Regia Partner</i></p>	<p><b>Distanziatore dalla parete</b> per evitare danni da collisioni. Allungabile in 3 livelli.</p> 	<p><b>Distanziali circolari per protezione da urti</b></p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p>
<p>Prezzo / Pz. <b>267000</b> 215,00 €</p>	<p>Prezzo / Pz. <b>262024</b> per testiera 45,00 € <b>262000</b> per fianco 45,00 €</p>	<p>Prezzo / Pa <b>288305</b> 120,00 €</p>
<p><b>Supporto per pulsantiera</b></p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p>	<p><b>Prolunga del cavo della pulsantiera</b></p>  <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p>	<p><b>Pulsantiera con comandi trendelenburg</b></p> <p><i>Non disponibile per Regia Partner</i></p>
<p>Prezzo / Set <b>199137</b> Qtà _____ 185,00 €</p>	<p>Prezzo / Pz. <b>238047</b> 140,00 €</p>	<p>Prezzo / Set <b>287900ZHS003</b> 140,00 €</p>
<p><b>Prolunga del letto di 20 cm</b></p>  <p><i>Disponibile per REGIA e REGIA PARTNER compatibilmente con la configurazione selezionata</i></p>	<p><b>Rete Confort con 50 elementi</b> per un miglior riposo</p>  <p><i>1 set per REGIA - 2 set per REGIA PARTNER</i></p>	<p><b>Prolunga del materasso (larghezza 90 cm)</b></p> 
<p>Prezzo / Pz. Prezzo su richiesta</p>	<p>Prezzo / Set <b>245702</b> 320,00 € <b>245702PA</b> 640,00 €</p>	<p>Prezzo / Pz. <b>209240</b> 130,00 €</p>

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.04.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.