

DIMENSIONI ESTERNE DEL LETTO REGIA



Il letto REGIA con dimensioni rete 90x200 cm, quando equipaggiato con pannelli PRIMUS ha le seguenti dimensioni esterne:

Lunghezza 211,01 cm (con prolunga letto TSG: 229,00 cm)

Larghezza 110,90 cm

Altezza regolabile da 62,10 a 113,00 cm

Nel seguente disegno è possibile trovare tutte le dimensioni esatte per le diverse varianti (misure in mm)



**Per la larghezza rete 100 cm*

Le dimensioni specificate sono approssimative e possono variare a seconda della produzione.

Le informazioni indicate sull'altezza sono minime e massime.

La versione grafica può differire nei dettagli rispetto alla versione reale.

Dimensione pannelli su rete larghezza 90 cm (misure in mm)			
Primus	621	1009	2111 - 2291
Primus Low	406	1009	2111 - 2291
Prinzino	579	1002	2116 - 2296
Nobla	551	1006	2126 - 2306
Nobla Reha	221	1026	2126 - 2306

Dimensione pannelli su rete larghezza 100 cm (misure in mm)			
Primus	621	1109	2111 - 2291
Primus Low	406	1109	2111 - 2291
Prinzino	579	1102	2116 - 2296
Nobla	551	1126	2126 - 2306
Nobla Reha	221	1126	2126 - 2306

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

