

Regia

LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO. Comodo, accattivante e altamente personalizzabile con i più alti standard di sicurezza e design. Previene le cadute da letto, conservando la mobilità. Disponibile anche nelle versioni a L 100 cm e **Partner**.



DOTAZIONE

- TELAIO IN METALLO SPONDE RIMOVIIBILI E INTERCAMBIABILI
- RETE REGOLABILE IN ALTEZZA ANCHE IN SEZIONI REGOLABILI SINGOLARMENTE CON DOGHE IN METALLO
- REGOLAZIONE ELETTRICA TESTIERA, PEDIERA E RETE
- RUOTE PROETTANTILE BLOCCABILI CON SISTEMA CENTRALIZZATO DI FRENATA
- COMANDO CON OPZIONE DI BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI
- POSIZIONAMENTO ANTI-TRENDELENBURG
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, TÜV

DATI TECNICI

REGIA

PORTATA MAX UTENTE + MATERASSO + AUSILI	225 KG	2 x 225 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 101 x P 210 CM	L 196 x P 210 CM
DIMENSIONI RETE E MATERASSO	L 90 x P 200 CM	2 x L 90 x P 200 CM
H MIN - MAX RETE	26 - 80 CM	
TIPO MOTORE / REGOLAZIONI ELETTRICHE	LINAK 24V.DC / TESTIERA, PEDIERA, RETE, MOVIMENTO ANTI-TRENDELENBURG	
PESO TOTALE	135 KG	2 x 135 KG

PARTNER

