

Standz

Stabilizzatore per statica in posizione eretta/prona/supina con sistema di abduzione degli arti inferiori

- Indicato per bambini **da 1 a 9 anni (fino a 45 kg)** con condizioni che determinano limitazione del movimento e della possibilità di carico, tono muscolare alterato (iper o ipotono), ritardo nello sviluppo osseo e delle articolazioni (in particolare dell'anca), deficit psicomotori e cognitivi.

Permette di sfruttare i **benefici della stazione eretta**

Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio di fratture, previene limitazioni articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, stimola il sistema cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale.

Sistema **3 in 1**
(prono/eretto/supino)
Segue il progresso o la degenerazione delle condizioni del bambino

Presenta **scale graduate** per misurare l'angolo di **basculamento** e l'angolo di **abduzione** di ogni gamba
Per rendere precisa e ripetibile ogni postura



Permette l'**abduzione degli arti inferiori fino a 30° in stazione eretta**, con regolazione continua ed indipendente sui due lati
Favorisce la corretta formazione dell'articolazione dell'anca. Si adatta ad eventuali asimmetrie o limitazioni monolaterali

Tutte le **regolazioni** sono effettuabili in modo semplice e **senza utilizzare strumenti**

Tutti i supporti sono in materiale vinilico **impermeabile e lavabile**, ricoperti di uno speciale **agente antimicrobico**

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 01/04/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001



Standz 2

Stabilizzatore per statica in posizione eretta/prona/supina con sistema di abduzione degli arti inferiori

- Indicato per **bambini e ragazzi da 5 a 14 anni (fino a 70 kg o 1.60 m)** con condizioni che determinano limitazione del movimento e della possibilità di carico, tono muscolare alterato (iper o ipotono), ritardo nello sviluppo osseo e delle articolazioni (in particolare dell'anca), deficit psicomotori e cognitivi.

Permette di sfruttare i **benefici della stazione eretta**

Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio di fratture, previene limitazioni articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, stimola il sistema cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale.

Sistema **3 in 1**
(prono/eretto/supino)
Segue il progresso o la degenerazione delle condizioni del bambino

Permette l'**abduzione degli arti inferiori da 10° a 30° in stazione eretta**, con regolazione a step di 5° ed indipendente sui due lati
Favorisce la corretta formazione dell'articolazione dell'anca.
Si adatta ad eventuali asimmetrie o limitazioni monolaterali

Presenta **scale graduate** per misurare l'angolo di **basculamento** e l'angolo di **abduzione** di ogni gamba e l'angolo di **flesso-estensione delle caviglie**
Per rendere precisa e ripetibile ogni postura



Tutte le **regolazioni** sono effettuabili in modo semplice e **senza utilizzare strumenti**

Tutti i supporti sono in materiale vinilico **impermeabile e lavabile**, ricoperti di uno speciale **agente antimicrobico**

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 14/06/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

