

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

MOUSE

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

MOUSE

Passeggino per la corretta seduta

A PARTIRE DA: € 1.550,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2051039



Configurazione di base

- Passeggino smontabile e richiudibile in due pezzi
- Ruotine anteriori piroettanti con possibilità di blocco
- Sistema di frenata centralizzata
- Sistema di ammortizzazione sulle ruote
- Cintura per abduzione
- Cintura pelvica a 5 punti
- Supporti toracali regolabili
- Kit di riduzione della seduta
- Pedana poggiapiedi regolabile in altezza
- Schienale reclinabile
- Sistema di basculamento della seduta
- Poggiatesta regolabile
- Seduta reversibile per posizionamento fronte mamma
- Cappottina
- Barra di sicurezza
- Cestino portaoggetti sotto seduta

mouse



Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/mouse.

Dati tecnici	
Lunghezza totale (aperto / chiuso)	95-124 cm / telaio 84 cm - seduta 72 cm
Larghezza totale (aperto / chiuso)	60 cm / telaio 58 cm - seduta 42 cm
Altezza totale (aperto / chiuso)	122-134 cm / telaio 25 cm - seduta 39 cm
Peso totale	17,2 - 23,2 kg
Peso massimo utente	30 kg
Profondità seduta	22*-26 cm
Larghezza seduta	24*-32 cm

Altezza schienale	52 cm
Larghezza schienale	30 cm
Distanza tra pedana poggiatesta e seduta - numero delle regolazioni	14,5-23 cm - 4 posizioni
Altezza min/max utente	80-110 cm
Basculamento seduta / numero posizioni	8 - 23° / 4 posizioni
Reclinazione dello schienale	da 16 a 88° / 4 posizioni
Regolazione della pedana	da 84 a 173° / 6 posizioni

* I valori indicati si ottengono con il kit di riduzione o con le imbottiture.
Tolleranza dei valori di misura indicati +/-20 mm, +/- 1,5 kg

Configurazione di base

MOUSE passeggiando per la corretta seduta



Prezzo / Pz.
1.550,00 €

122279013

Prezzo / Pz.

KIT MOUSE-GO Kit completo di tutti gli accessori (cuneo per abduzione, borsa viaggio, ombrellino parasole, coprigambe invernale, guanti invernali, parapigioggia, protezione antizanzare, tavolino)

345,00 €

Accessori

Cestino portaoggetti



Prezzo / Pz.
incl. **002601**

Cuneo per abduzione



Prezzo / Pz.
002401 25,00 €

Borsa viaggio



Prezzo / Pz.
003701 89,00 €

Ombrellino parasole



Prezzo / Pz.
004001 62,00 €

Coprigambe invernale



Prezzo / Pz.
004101 62,00 €

Guanti invernali per maniglia di spinta



Prezzo / Pz.
004201 62,00 €

Parapigioggia



Prezzo / Pz.
003801 25,00 €

Protezione antizanzare



Prezzo / Pz.
003901 25,00 €

Tavolino



Prezzo / Pz.
003601 62,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/mouse.