

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

PEGAZ

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

PEGAZ

Passeggino chiudibile a ombrello

A PARTIRE DA: € 1.360,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 1702324

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Passeggino riducibile e/o chiudibile

codice ISO: 12.27.03.006

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

**Configurazione di base**

- Passeggino pieghevole leggero
- Richiudibile
- Profondità seduta regolabile
- Ruotine anteriori piroettanti con possibilità di blocco
- Sistema di frenata indipendente sulle ruote
- Sistema di ammortizzazione sulle ruote
- Cintura per abduzione
- Cintura pelvica a 5 punti
- Cuscinetti di spinta laterale e cuscino lombare
- Pedana poggipiedi regolabile in altezza
- Schienale inclinabile e regolabile in altezza
- Poggiatesta regolabile
- Cappottina
- Barra di sicurezza
- Cestino portaoggetti sotto seduta

Pegaz





Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/pegaz.

Dati tecnici	
Lunghezza totale (aperto / chiuso)	90-108 cm / 124 cm
Larghezza totale (aperto / chiuso)	56 cm / 28 cm
Altezza totale (aperto / chiuso)	106-130 cm / 39 cm
Peso totale	10 - 19,6 kg
Peso massimo utente	40 kg
Profondità seduta	25-33 cm

Larghezza seduta	30*-38 cm
Altezza schienale	50-60 cm
Larghezza schienale	30*-37 cm
Distanza tra pedana poggiatesta e seduta / numero delle regolazioni	20, 30, 40 cm / 3 posizioni
Altezza min/max utente	80-140 cm
Reclinazione dello schienale	22 - 34° / 2 posizioni

* I valori indicati si ottengono con il kit di riduzione o con le imbottiture.
Tolleranza dei valori di misura indicati +/-20 mm, +/- 1,5 kg

Configurazione di base			
PEGAZ passeggino richiudibile colore grigio		PEGAZ passeggino richiudibile colore rosso	
			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
122279020	1.360,00 €	122279105	1.360,00 €

KIT PEGAZ-GO Kit completo di tutti gli accessori (cuneo per abduzione, borsa viaggio, ombrellino parasole, coprigambe invernale, parapigioggia, protezione antizanzare, tavolino)			Prezzo / Pz.
			305,00 €

Accessori			
Cestino portaoggetti	Cuneo per abduzione	Borsa viaggio	Ombrellino parasole
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
000501 incl.	000901 (Grigio) 25,00 € 000903 (Rosso) 25,00 €	001101 (Grigio) 89,00 € 001103 (Rosso) 89,00 €	001401 (Grigio) 62,00 € 001403 (Rosso) 62,00 €

Coprigambe invernale	Parapigioggia	Protezione antizanzare	Tavolino
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
001501 (Grigio) 62,00 € 001503 (Rosso) 62,00 €	001201 25,00 €	001301 25,00 €	001001 62,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/pegaz.