

Ordine Preventivo Conto visione

Prone Stander

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Prone Stander

Statica per postura prona



PREZZO BASE: A PARTIRE DA 2.500,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2253357

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Stabilizzatore per statica in postura prona

codice ISO: 03.48.21.006

Aggiuntivi:

Regolazione intra/extra rotazione del piede

Quattro ruote piroettanti

Sostegno o presa reg. per il tronco

Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile

codice ISO: 03.48.21.112 x2

codice ISO: 03.48.21.121

codice ISO: 03.48.21.118

codice ISO: 03.48.21.106

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti
ad approvazione del medico prescrittore



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla
configurazione di base

Configurazione di base

- Telaio Prone Stander con contenimenti per bacino e tronco
- Sandaletti
- Fermi per ginocchia completi di fasce
- Tavolino

Dati tecnici	Prone Stander Misura 1	Prone Stander Misura 2
Età approssimativa di utilizzo	da 3 a 7 anni	da 6 a 14 anni
Portata massima	55 kg	70 kg
Dimensione della base	900 x 650 mm	650 x 995 mm
Altezza tronco (dalla pedana all'imbottitura del tronco) (min/max)	660-1000 mm	820-1270 mm
Larghezza imbottitura tronco (min/max)	190-290 mm	230-350 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max)	190-290 mm	230-350 mm
Altezza imbottitura bacino (min/max)	410-750 mm	480-960 mm
Basculamento (supino) (90° = in verticale)	40° - 0°	40° - 0°

Configurazione di base		
		Prezzo / Pz.
JPS1	Prone Stander Misura 1	2.500,00 €
JPS2	Prone Stander Misura 2	2.700,00 €

Accessori										
Set di rialzi per sandaletti (4 pezzi)			Cuneo per il tronco		Fermagomiti		Bavaglino supplementari (3 pezzi)			
Prezzo / Set			Prezzo / Pz		Prezzo / Pa		Prezzo / Set			
JSRB1	Misura 1	75,00 €	JPS12	Misura 1	100,00 €	JUBEB	150,00 €	JPS14	Misura 1	140,00 €
JSRB2	Misura 2	75,00 €	JPS13	Misura 2	100,00 €			JPS15	Misura 2	140,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 31.05.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/prone-stander.