

Ordine Preventivo

## ENTRIX MR

Rivenditore
Valutazione eseguita da: Telefono:
Riferimento Utente Signor/a:

### ENTRIX MR

Sistema completo di materasso e pompa per la gestione dei pazienti fino a medio livello di rischio di sviluppo lesioni da decubito

**A PARTIRE DA € 2.350,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: S22022070 Nr.Rep. 2447238, S22023115 Nr.Rep. 2447408

#### Configurazione di Base

- Materasso ad aria con 16 celle
- Pompa SR366 ENTRIX NX
- Telo di copertura impermeabile bi-stretch

carilex®



#### Dati tecnici

<b>Dimensioni Materasso</b>	largh. 84 x lungh. 200 x h 18 cm *
<b>Peso Materasso</b>	7,5 kg
<b>Dimensioni pompa</b>	12 x 29,5 x 22,5 cm
<b>Peso pompa</b>	2,9 kg
<b>Cavo di alimentazione</b>	staccabile H05VV-Fx0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Fusibili</b>	T1A/250V
<b>Potenza</b>	15 W
<b>Protezione principale</b>	2,5 A. 250V. T
<b>Classificazione sicurezza elettrica</b>	Classe II Tipo BF
<b>Portata massima</b>	150 kg

\* Le dimensioni possono variare in base alle funzioni utilizzate

#### Configurazione di base

Articolo	Descrizione	Imponibile
S22022070	MATERASSO ENTRIX MR	2.350,00 €
S22023115	POMPA SR366 ENTRIX NX	

#### Accessori

Articolo	Descrizione	Imponibile
S2202A020	Telo di copertura bi-elastico supplementare	430,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/entrix-mr>.