

Corner Seat

SISTEMA DI SEDUTA. Regolabile, specifico per la seduta a terra di bambini e neonati. Offre supporto alla schiena e al tronco nella seduta con le gambe distese, che solitamente è la prima posizione che il bambino raggiunge.



DOTAZIONE

- BASE CON CINTURA PELVICA
- CUNEO DIVARICATORE
- IMBOTTITURA SUPERIORE CON FASCIA PETTORALE
- IMBOTTITURA INFERIORE



DATI TECNICI	1	2	3
PORTATA MAX UTENTE	25 KG	35 KG	50 KG
ETÀ DI UTILIZZO UTENTE	6 MESI - 2 ANNI	1 - 6 ANNI	4 - 10 ANNI
DIMENSIONI BASE	L 50 x P 50 CM	L 54 x P 56,5 CM	L 60 x P 65,5 CM
P SEDUTA	35 CM	37 CM	35 CM
L SEDUTA	33 CM	39 CM	49,5 CM
H SCHIENALE DAL SEDILE	31,5 - 42,5 CM	44 - 62 CM	50 - 68 CM