

Side Lying Board

PANCHINA CON SPONDA LATERALE. Offre un comfort sostenuto durante il riposo o il gioco. Il bordo laterale supporta gli utenti che hanno un controllo posturale scarso, un basso tono muscolare o tendono a cadere lateralmente.



DOTAZIONE

- STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO
- PIANO CON CUSCINI SUL PIANO E LATERALE REGOLABILI IN INCLINAZIONE
- RUOTE PIROETTANTI CON BLOCCO



DATI TECNICI

	1	2	3
PORTATA MAX UTENTE		80 KG	
ETÀ DI UTILIZZO UTENTE	9 MESI - 4 ANNI	3 - 9 ANNI	8 - 18 ANNI
DIMENSIONI BASE	L 95 x P 41 CM	L 125 x P 48 CM	L 186 x P 68 CM
DIMENSIONI PIANO	L 133,5 x P 55,5 CM	L 164 x P 65 CM	L 193,5 x P 74 CM
H SEDUTA DA TERRA	59 CM	62,5 CM	76 CM
H SCHIENALE	33 CM	35 CM	40 CM
ANGOLAZIONE PIANO SUPINA - PRONA		15° A 0°	
ANGOLAZIONE SCHIENALE SUPINA - PRONA		25° A 90°	