

Eva

SOLLEVATORE MOBILE. Ideale per cliniche e strutture ospedaliere. Soddisfa le principali esigenze nel sollevamento di pazienti in posizione supina o seduta. L'impiego di alluminio lo rende leggero e in grado di sopportare alti carichi.



DOTAZIONE

- SOLLEVATORE MOBILE
- APERTURA BASE ELETTRONICA
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE STANDARD O RIBASSATA
- BILANCINO E PULSANTIERA
- DISCESA DI EMERGENZA MANUALE ED ELETTRONICA
- CLASSE DI PROTEZIONE: IPX4
- CICLO DI VITA PREVISTO: 10 ANNI
- DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I



VEDI SITO

Direct Healthcare Group

DATI TECNICI	450	600
PORTATA MAX UTENTE	205 KG	270 KG
L MIN – MAX INTERNA / ESTERNA BASE	58,5 – 88 CM (55 – 96 CM VERSIONE RIBASSATA) / 68,5 – 98 CM	65 – 105 CM (67 – 118 CM VERSIONE RIBASSATA) / 75 – 115 CM
P BASE	130 CM	140 CM
H MIN – MAX TOTALE	133 – 202 CM	
L BILANCINO	60 CM	
RANGE MIN – MAX SOLLEVAMENTO	50 – 179 CM	50 – 181 CM
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO	3,4 CM/S (SENZA UTENTE)	
DIAMETRO ROTAZIONE	134 CM	
TIPO BATTERIA	2 x 12 V, 2,9 AH	
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	10 CM / 10 CM (3,5 CM VERSIONE RIBASSATA)	
PESO TOTALE	34 KG	39 KG

