

s-max Sella

MONTASCALE A RUOTE. Trasformabile da montascale con seduta integrata a versione per carrozzina, permette di ottimizzare i costi senza mutare le proprie abitudini. Mobilità ottimizzata grazie al peso ridotto e alla struttura pieghevole.



DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON FRENO AUTOMATICO
- SEDUTA E PEDANA RIBALTABILI
- SCHIENALE ALTO E CINTURA DI SICUREZZA
- SMART STEP 2.0 PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI E LUCE AUSILIARIA
- BATTERIE SIGILLATE AL GEL-PIOMBO
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- CHIAVE DI SICUREZZA E STOP DI EMERGENZA
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TUV



VEDI P 067



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	135 KG
H TOTALE MIN - MAX	113 - 150 CM
L CON BRACCIOLI	52 CM
VELOCITÀ MIN - MAX	7 - 23 SCALINI AL MINUTO
RAGGIO DI STERZATA	95 CM
H SCALINO SUPERABILE FINO A	21 CM / 22,5 CM (SU RICHIESTA)
FUNZIONE SMART STEP 2.0	SI
LUCE LED AUSILIARIA	SI
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	18 - 25 PIANI (IN BASE AL CARICO)
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	3 KG / 2 x 12 V, 3,3 AH, GEL-PIOMBO
PESO / TIPO MOTORE	16,1 KG / 24 V, 200 W, DC
PESO TOTALE	33,9 KG