

Supine Stander

STABILIZZATORE PER STATICA. Per postura supina-eretta. Disponibile in tre dimensioni e dotata di supporti laterali regolabili, offre un range continuo di angolazioni, per ottenere la posizione ottimale.



DOTAZIONE

- STATICA PER POSTURA SUPINA-ERETTA REGOLABILE IN INCLINAZIONE CON ASSE MODULARE. BASE CON CINTURA PELVICA
- SUPPORTO PER IL CAPO
- CONTENIMENTI PER TRONCO E BACINO
- FERMI PER GINOCCHIA COMPLETI DI FASCE
- SANDALETTI
- TAVOLINO CON ANGOLAZIONE VARIABILE
- RUOTE PIROETTANTI CON BLOCCO



VEDI
P 205



DATI TECNICI	1	2	3
PORTATA / H MAX UTENTE	25 KG / 105,5 CM	50 KG / 145,5 CM	100 KG / 190 CM
ETÀ DI UTILIZZO UTENTE	9 MESI - 4 ANNI	3 - 11 ANNI	6 ANNI - ADULTO
DIMENSIONI BASE	L 57,5 x P 66 CM	L 65 x P 99,5 CM	L 75 x P 107 CM
H MIN - MAX BASE DA PEDANA	50 - 107 CM	90 - 147 CM	107 - 163 CM
L MIN - MAX SUPPORTI TRONCO	13 - 31 CM		22 - 44 CM
H MIN - MAX SUPPORTI BACINO	13 - 31 CM		22 - 44 CM
L MIN - MAX SUPPORTI GINOCCHIA	13 - 31 CM		22 - 44 CM
DIMENSIONI TAVOLINO	L 68 x P 37 CM	L 70,5 x P 37 CM	
INCLINAZIONE STATICA		10° A 90°	