



Base e cuscini Dreama



Base Dreama					
		DC06 – Lettino	DC51 – Letto con sponde	DC03 – Letto singolo	DC15 – Letto singolo extra lungo
A - Larghezza (Cuscini compresi)		560 mm/ 22"	700 mm/ 27,6"	900 mm/ 35,4"	900 mm/ 35,4"
B - Lunghezza (Cuscini compresi)		1200 mm/ 47,2"	1400 mm/ 55,1"	1900 mm/ 74,8"	2000 mm/ 78,7"
Altezza (Cuscini compresi)		175 mm/ 6,9"	175 mm/ 6,9"	175 mm/ 6,9"	175 mm/ 6,9"
Cuscini forniti	Singolo	8	10	15	16
	Doppio	2	2	2	2



Cuscini Dreama				
		Cuscini per lettino	Cuscini per lettini con sponde	Cuscini per letto singolo
		DM05/DM06 Singolo/Doppio	DM41/DM40 Singolo/Doppio	DM03/DM04 Singolo/Doppio
A - Altezza		150 mm/ 5,9"	150 mm/ 5,9"	150 mm/ 5,9"
B - Lunghezza		560 mm/ 22"	700 mm/ 27,6"	900 mm/ 35,4"
C - Larghezza	Singolo	95 mm/ 3,7"	95 mm/ 3,7"	95 mm/ 3,7"
	Doppio	195 mm/ 7,7"	195 mm/ 7,7"	195 mm/ 7,7"

Tutte le dimensioni sono espresse in mm/pollici. Tutti i pesi sono espressi in kg/libbre. Le dimensioni e i pesi sono da intendersi approssimativi.


Imbottiture di posizionamento Dreama

		Imbottiture di posizionamento Dreama							Imbottitura "Memory Foam"
Dimensione	Angolazione regolabile	Angolazione fissa	A	B	C	D	E		
Piccolo (Small)	DM08	DM22	120 mm/ 4,7"	100 mm/ 3,9"	90 mm/ 3,5"	90 mm/ 3,5"	25 mm/ 1"	DP01	
Medio (Medium)	DM09	DM23	140 mm/ 5,5"	100 mm/ 3,9"	90 mm/ 3,5"	130 mm/ 5,1"	25 mm/ 1"	DP02	
Grande (Large)	DM10	DM24	170 mm/ 6,7"	200 mm/ 7,9"	90 mm/ 3,5"	160 mm/ 6,3"	25 mm/ 1"	DP03	
Extra Large	DM11	DM25	270 mm/ 10,6"	200 mm/ 7,9"	90 mm/ 3,5"	260 mm/ 10,2"	40 mm/ 1,6"	DP04	

Rivestimenti per imbottiture di posizionamento Dreama


Imbottitura di posizionamento	Rivestimento per imbottitura senza "Memory Foam"	Rivestimento per imbottitura con "Memory Foam"
Piccolo (Small)	DU22	DU70
Medio (Medium)	DU25	DU73
Grande (Large)	DU28	DU76
Extra Large	DU31	DU94

Imbottitura Dreama per posizionamento laterale



Imbottitura per posizionamento laterale

	A	B	C	D	E	F	Rivestimento
DP05 – Dimensione 1	120 mm/ 4,7”	350 mm/ 13,8”	25 mm/ 1”	80 mm/ 3,1”	205 mm/ 8,1”	75 mm/ 3”	DU131
DP06 – Dimensione 2	140 mm/ 5,5”	450 mm/ 17,7”	50 mm/ 2”	90 mm/ 3,5”	280 mm/ 11”	85 mm/ 3,3”	DU132
DP07 – Dimensione 3	160 mm/ 6,3”	550 mm/ 21,7”	75 mm/ 3”	100 mm/ 3,9”	350 mm/ 13,8”	95 mm/ 3,7”	DU133
DP08 – Dimensione 4	160 mm/ 6,3”	700 mm/ 27,6”	100 mm/ 3,9”	150 mm/ 5,9”	450 mm/ 17,7	90 mm/ 3,5”	DU134




Cinghia per posizionamento
laterale – DU141

A: 400 mm/15,7”

B: 150 mm/5,9”


Rivestimento – DU143

Accessori Dreama




Cunei divaricatori Dreama					
	A	B	C	D	Rivestimenti
DL06 – Piccolo (Small)	65 mm/ 2,6"	200 mm/ 7,9"	200 mm/ 7,9"	130 mm/ 5,1"	DU52
DL07 – Medio (Medium)	65 mm/ 2,6"	250 mm/ 9,8"	200 mm/ 7,9"	130 mm/ 5,1"	DU55
DL08 – Grande (Large)	100 mm/ 3,9"	300 mm/ 11,8"	300 mm/ 11,8"	130 mm/ 5,1"	DU58

Ginocchiera piccola/grande
(Small/Large) – DL01/DL02



Piccolo (Small) –	Grande (Large) –
A: 120 mm/ 4,7"	A: 135 mm/ 5,3"
B: 65 mm/ 2,6"	B: 65 mm/ 2,6"
C: 100 mm/ 3,9"	C: 90 mm/ 3,5"
Rivestimento – DU34	Rivestimento – DU37


Poggiatesta a inclinazione
regolabile – DU67



A: 270 mm/10,6"
B: 190 mm/7,5"

Rivestimento – DU67

Imbottitura di sostegno sottile –
DU95




A: 160 mm/6,3"
B: 110 mm/4,3"
C: 20 mm/0,8"

Rivestimento imbottito – DU95
Rivestimento basilare – DU96


Accessori Dreama

Supporto a "T" regolabile in altezza – DL03



Rivestimento – DU61

Supporti di posizionamento Dreama



Tutte le dimensioni sono espresse in mm/pollici. Tutti i pesi sono espressi in kg/libbre. Le dimensioni e i pesi sono da intendersi approssimativi.