

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

s-max sella

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

s-max sella

Montascale pieghevole a ruote con seggiolina e schienale alto e pedana reclinabile

A PARTIRE DA € 6.300,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 246355/R

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote a sedile

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.003

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- freni per l'arresto automatico sui gradini
- batterie da 12V 3,3 Ah sigillate al piombo
- carica batterie automatico da 12V
- cintura di sicurezza



Dati tecnici	s-max sella 135 kg
Portata max utente	135 kg
Altezza totale min-max	115 - 155 cm
Larghezza con braccioli	52 cm
Velocità min-max *	5 - 20 scalini al minuto
Raggio di sterzata min	80 cm
Altezza scalino superabile fino a	22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
Funzione smart step 2.0	Sì
Luce LED ausiliaria	Sì
Autonomia con una carica fino a	15 - 20 piani (circa 300 scalini)
Peso / tipo pacco batteria	3 kg / 2x 12 V, 3,3 AH, GEL PIOMBO
Peso / tipo propulsore	15,8 kg / 24 V, 200 W, DC
Peso totale	34,8 kg

* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/s-max-sella.

Configurazione di base			
Articolo	Descrizione		Imponibile
300696	s-max sella con portata 135 Kg		6.300,00 €

Accessori				
Articolo	Descrizione		U.M.	Imponibile
300732	SDM7 Pedana universale per carrozzelle manuali per montascale S-MAX da 135 Kg *		Pz.	1030,00 €
330031	Invertitore di corrente 12V/230V per ricarica sul veicolo		Pz.	235,00 €
300035	Pacco batteria completo intercambiabile		Pz.	475,00 €
300336	Cintura addominale		Pz.	98,00 €
300462	Cintura di sicurezza della seduta completa di cintura addominale		Pz.	235,00 €
300495	Maggiorazione dell'alzata di 2 cm. per superare scalini fino a 23,5 cm. di altezza		Set	320,00 €
300515	Manico completo di comando per la trasformazione in S-MAX		Pz.	1020,00 €
300745	Manico ovale da utilizzare con pedana SDM7		Pz.	830,00 €

* NB: per poter installare la pedana SDM7 è necessario sostituire il manico di s-max sella e acquistare il manico ovale cod. 300745