



Sedia da bagno Seahorse Plus

Seahorse Plus consente le attività quotidiane da toilette in modo comodo e sicuro, per utenti dai 5 anni in su



Progettata e sviluppata da NRS Healthcare

Seahorse Plus rende le attività quotidiane da bagno più gestibili sia per l'utente che per l'assistente.

Adatta per utenti con o senza capacità di deambulare che necessitano di un supporto posturale, nonché utenti con compromissione cognitiva da lieve a grave o ridotta funzione motoria.

Completamente regolabile per la sicurezza e il comfort dell'utente, Seahorse Plus può rapidamente e facilmente essere posizionata per l'uso sopra un wc o una vasca da bagno, così come nella doccia.

Seahorse è disponibile in tre misure: piccola, media e grande, con una gamma di comodi rivestimenti in poliuretano per accogliere i bambini man mano che crescono, dai 5 anni all'adulto.

È inoltre disponibile una gamma di accessori opzionali, tra cui: rivestimenti, imbracature e supporti anteriori per gli avambracci.

Caratteristiche

Basculamento



Basculamento: l'innovativo meccanismo di inclinazione gas assistito consente 40° di basculamento. Per reclinare il sedile è sufficiente premere i pulsanti rossi nella maniglia e quindi guidare l'utente da una posizione seduta a una completamente reclinata, per una doccia sicura e confortevole.



Il range di regolazione dell'altezza del sedile fino a 100 mm consente un settaggio ottimale, per adattarsi alla maggior parte dei servizi igienici e alle altezze degli assistenti.





Comodi braccioli rimovibili che possono essere sostituiti con supporti anteriori ribaltabili.



Poggiatesta regolabile in altezza e profondità con funzione di aggiustamento laterale, per consentire variazioni nella posizione del capo.



Poggipiedi regolabili in altezza con morbida protezione del tallone e cinghie per i piedi dotate di un design che facilita l'entrata e l'uscita.



Cinturino multiregolabile con fibbia centrale dotata di serraggio.



Paraspruzzi rimovibile che favorisce la sicurezza e il corretto posizionamento dell'utente.



Vaschetta da toilette rimovibile.

Accessori opzionali

Una gamma di accessori opzionali è stata sviluppata intorno all'utente e all'assistente per offrire ulteriore sicurezza, protezione e massimo comfort.



Rivestimenti Seahorse Plus:

Facili da posizionare, questi morbidi rivestimenti in schiuma di poliuretano sono stati concepiti per il comfort e l'igiene. I rivestimenti possono essere forniti in diversi spessori, consentendo alla sedia di accompagnare la crescita dell'utente.

Rivestimento spesso piccolo: N72310

Rivestimento sottile piccolo: N72322

Rivestimento spesso medio: N72334

Rivestimento sottile medio: N72346

Rivestimento extra spesso grande: N84981

Rivestimento spesso grande: N72668

Rivestimento sottile grande: N72679



Imbragatura pettorale:

Imbragatura pettorale Poziform™ opzionale, per utenti che richiedono un posizionamento più sicuro durante l'utilizzo della sedia Seahorse Plus.

Piccola: N72139

Media: N72140

Grande: N72723



Imbragatura a farfalla:

Particolarmente adatta per le donne, l'imbracatura a farfalla opzionale Poliform™ offre un posizionamento più sicuro quando si utilizza la sedia Seahorse Plus.

Piccola: N72152

Media: N72164


Grande: N72759

Supporto anteriore ribaltabile (sostituisce i braccioli):


Il supporto anteriore aiuta con il posizionamento e facilita l'utente durante le attività di toilette.

Piccolo: N72127

Medio / Grande: N72188




Dimensioni



Piccolo Seahorse Plus N72012

Medio

Caratteristiche	Ref	Rivestimento Spesso N72310		Rivestimento Sottile N72322		Senza Rivestimento		Rivestimento Spesso N72334	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Profondità della seduta	SD	327 mm	12 ³ / ₄ "	355 mm	14"	374 mm	14 ³ / ₄ "	425 mm	16 ³ / ₄ "
Ingombro posteriore della seduta	SWR	258 mm	10"	294 mm	11 ¹ / ₂ "	332 mm	13"	303 mm	12"
Ingombro anteriore della seduta	SWF	294 mm	11 ¹ / ₂ "	334 mm	13 ¹ / ₄ "	365 mm	14 ¹ / ₄ "	353 mm	14"
Altezza dello schienale	BH	391 mm	15 ¹ / ₂ "	391 mm	15 ¹ / ₂ "	414 mm	16 ¹ / ₄ "	490 mm	19 ¹ / ₄ "
Altezza minima del poggiatesta	HH	456 mm	18"	456 mm	18"	475 mm	18 ¹ / ₂ "	562 mm	22"
Altezza massima del poggiatesta	HH	631 mm	25"	631 mm	25"	650 mm	25 ¹ / ₂ "	737 mm	29"
Altezza minima della seduta	SH	540 mm	21 ¹ / ₂ "	540 mm	21 ¹ / ₂ "	521 mm	20 ¹ / ₂ "	521 mm	20 ¹ / ₂ "
Altezza massima della seduta	SH	648 mm	25 ¹ / ₂ "	648 mm	25 ¹ / ₂ "	629 mm	24 ³ / ₄ "	625 mm	24 ¹ / ₂ "
Altezza minima dei poggiapiedi	FH	275 mm	10 ³ / ₄ "	275 mm	10 ³ / ₄ "	255 mm	10"	325 mm	12 ³ / ₄ "
Altezza massima dei poggiapiedi	FH	375 mm	14 ³ / ₄ "	375 mm	14 ³ / ₄ "	355 mm	14"	425 mm	16 ³ / ₄ "
Ingombro totale	OW	532 mm	21"	532 mm	21"	532 mm	21"	586 mm	23"
Profondità totale (non basculata)	OD	807 mm	31 ³ / ₄ "	807 mm	31 ³ / ₄ "	807 mm	31 ³ / ₄ "	860 mm	33 ³ / ₄ "
Profondità con la seduta basculata al massimo	TC	1209 mm	47 ¹ / ₂ "	1209 mm	47 ¹ / ₂ "	1209 mm	47 ¹ / ₂ "	1413 mm	55 ³ / ₄ "
Altezza minima sopra il WC	TH	461 mm	18"	461 mm	18"	461 mm	18"	442 mm	17 ¹ / ₂ "
Altezza massima sopra il WC	TH	569 mm	22 ¹ / ₂ "	569 mm	22 ¹ / ₂ "	569 mm	22 ¹ / ₂ "	551 mm	21 ³ / ₄ "
Ingombro minimo sopra il WC	TW	426 mm	16 ³ / ₄ "	426 mm	16 ³ / ₄ "	426 mm	16 ³ / ₄ "	478 mm	18 ³ / ₄ "
Altezza dai braccioli alla seduta	AH	179 mm	7"	179 mm	7"	199 mm	8"	214 mm	8 ¹ / ₂ "
Angolo di basculamento	SA	0°-40°		0°-40°		0°-40°		0°-40°	
Peso massimo utente		64 kg	10 st	64 kg	10 st	64 kg	10 st	102 kg	16 st
Peso della sedia (inclusi i rivestimenti)		21 kg	46.3 lbs	20.2 kg	44.5 lbs	18.7 kg	41.2 lbs	26.1 kg	57.5 lbs



Seahorse Plus N72024				Grande Seahorse Plus N72036							
Rivestimento Sottile N72346		Senza Rivestimento		Rivestimento Extra Spesso N84981		Rivestimento spesso N72668		Rivestimento Sottile N72679		Senza Rivestimento	
457 mm	18"	470 mm	18½"	455 mm	18"	455 mm	18"	455 mm	18"	488 mm	19¼"
339 mm	13½"	378 mm	15"	375 mm	14¾"	411 mm	16"	447 mm	17½"	477 mm	19"
393 mm	15½"	423 mm	16¾"	420 mm	16½"	460 mm	18"	500 mm	19¾"	530 mm	20¾"
490 mm	19¼"	514 mm	20¼"	549 mm	21½"	549 mm	21½"	549 mm	21½"	572 mm	22½"
562 mm	22"	584 mm	23"	620 mm	24½"	620 mm	24½"	620 mm	24½"	641 mm	25"
737 mm	29"	759 mm	30"	795 mm	31½"	795 mm	31½"	795 mm	31½"	816 mm	32"
521 mm	20½"	501 mm	19½"	521 mm	20½"	521 mm	20½"	521 mm	20½"	501 mm	19½"
625 mm	24½"	609 mm	24"	629 mm	24¾"	629 mm	24¾"	629 mm	24¾"	609 mm	24"
325 mm	12¾"	305 mm	12"	325 mm	12¾"	325 mm	12¾"	325 mm	12¾"	305 mm	12"
425 mm	16¾"	405 mm	16"	450 mm	17¾"	450 mm	17¾"	450 mm	17¾"	430 mm	17"
586 mm	23"	586 mm	23"	692 mm	27"	692 mm	27"	692 mm	27"	692 mm	27"
860 mm	33¾"	860 mm	33¾"	877 mm	34½"	877 mm	34½"	877 mm	34½"	877 mm	34½"
1413 mm	55¾"	1413 mm	55¾"	1488 mm	58½"	1488 mm	58½"	1488 mm	58½"	1488 mm	58½"
442 mm	17½"	442 mm	17½"	442 mm	17½"	442 mm	17½"	442 mm	17½"	442 mm	17½"
551 mm	21¾"	551 mm	21¾"	550 mm	21¾"	550 mm	21¾"	550 mm	21¾"	550 mm	21¾"
478 mm	18¾"	478 mm	18¾"	592 mm	23¼"	592 mm	23¼"	592 mm	23¼"	592 mm	23¼"
214 mm	8½"	234 mm	9"	214 mm	8½"	214 mm	8½"	214 mm	8½"	234 mm	9"
0°-40°		0°-40°		0°-40°		0°-40°		0°-40°		0°-40°	
102 kg	16 st	102 kg	16 st	152 kg	24 st	152 kg	24 st	152 kg	24 st	152 kg	24 st
24.7 kg	54.5 lbs	22.3 kg	49.2 lbs	29.0 kg	63.9 lbs	28.3 kg	62.4 lbs	27.7 kg	61.1 lbs	24.8 kg	54.7 lbs



I seguenti pacchetti per Seahorse Plus sono stati ideati per supportare al meglio ragazzi e ragazze durante la loro crescita.

L'imbragatura pettorale è progettata per i ragazzi e l'imbragatura a farfalla per le ragazze, per garantire il massimo comfort.

Usa i codici di seguito per ricevere uno sconto per l'ordine dei pacchetti Seahorse Plus.

N83320	Pacchetto Seahorse per ragazzi Small
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus piccola	
Supporti anteriori piccoli	
Imbragatura pettorale piccola	
Rivestimenti spessi - small misura 1	
Rivestimenti sottili - small misura 2	

N83332	Pacchetto Seahorse per ragazze Small
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus piccola	
Supporti anteriori piccoli	
Imbragatura a farfalla piccola	
Rivestimenti spessi - small misura 1	
Rivestimenti sottili - small misura 2	

N83344	Pacchetto Seahorse per ragazzi Medium
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus media	
Supporti anteriori medi/grandi	
Imbragatura pettorale media	
Rivestimenti spessi - medium misura 3	
Rivestimenti sottili - medium misura 4	

N83356	Pacchetto Seahorse per ragazze Medium
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus media	
Supporti anteriori medi/grandi	
Imbragatura a farfalla media	
Rivestimenti spessi - medium misura 3	
Rivestimenti sottili - medium misura 4	

N83368	Pacchetto Seahorse per ragazzi Large
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus grande	
Supporti anteriori medi/grandi	
Imbragatura pettorale grande	
Rivestimenti extra spessi - large misura 7	
Rivestimenti spessi - large misura 5	
Rivestimenti sottili - large misura 6	

N83379	Pacchetto Seahorse per ragazze Large
Incluso nel pacchetto:	
Sedia Seahorse Plus grande	
Supporti anteriori medi/grandi	
Imbragatura a farfalla grande	
Rivestimenti extra spessi - large misura 7	
Rivestimenti spessi - large misura 5	
Rivestimenti sottili - large misura 6	

Medimec International srl
via Proventa, 52
48018 Faenza (RA)
Tel. +39 (0) 546 46870
Fax. +39 (0) 546 46467
www.medimec.it

