

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SEAHORSE PLUS

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Seahorse Plus

Sedia pediatrica basculante per wc e doccia

PREZZO BASE: A PARTIRE DA 2.480,00 € + IVA

Repertorio Ministero: 2428497




Configurazione di base

- sistema di basculamento con pistone a gas
- braccioli removibili
- poggiatesta regolabile in altezza, profondità e lateralmente
- poggiapiedi regolabili
- protezione per talloni
- cinghie di fissaggio per i piedi
- cintura pelvica regolabile
- paraspruzzi removibile
- padella removibile
- 4 ruote piroettanti con sistema di frenata
- maniglia di spinta



Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.05.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.



Dati tecnici		Misura SMALL			Misura MEDIUM		
	Rif.	senza rivestimento interno	con rivestimento interno sottile	con rivestimento interno spesso	senza rivestimento interno	con rivestimento interno sottile	con rivestimento interno spesso
LARGHEZZA SEDUTA (cm)	SWF	36,5	33,4	29,4	42,3	39,3	35,3
LARGHEZZA SCHIENALE (cm)	SWR	33,2	29,4	25,8	37,8	33,9	30,3
PROFONDITA' SEDUTA (cm)	SD	27,4	35,5	32,7	47	45,7	42,5
ALTEZZA SCHIENALE (cm)	BH	41,4	39,1	39,1	51,4	49	49
ALTEZZA DEL POGGIATESTA (cm) min-max	HH	47,5-65	45,6-63,1	45,6-63,1	58,4-75,9	56,2-73,7	56,2-73,7
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA (cm) min-max	SH	52,1-62,9	54-64,8	54-64,8	50,1-60,9	52,1-62,5	52,1-62,5
ALTEZZA POGGIPIEDI (cm) min-max	FH	25,5-35,5	27,5-37,5	27,5-37,5	30,5-40,5	32,5-42,5	32,5-42,5
INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA (cm)	OW	53,2	53,2	53,2	58,6	58,6	58,6
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta non basculata (cm)		80,7	80,7	80,7	86	86	86
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta basculata (cm)	TC	120,9	120,9	120,9	141,3	141,3	141,3
ALTEZZA SOPRA WC (cm) min-max	TH	46,1-56,9	46,1-56,9	46,1-56,9	44,2-55,1	44,2-55,1	44,2-55,1
INGOMBRO MINIMO SOPRA WC (cm)	TW	42,6	42,6	42,6	47,8	47,8	47,8
ALTEZZA DAI BRACCIOLI ALLA SEDUTA (cm)	AH	19,9	17,9	17,9	23,4	21,4	21,4
ALTEZZA TOTALE (cm)		127,9	127,9	127,9	136,8	136,2	136,2
PESO (Kg)		18,7	20,2	21	22,3	24,7	26,1
PORTATA MASSIMA (Kg)		64	64	64	102	102	102
ANGOLO DI BASCULAMENTO	SA	0° -40°	0° -40°	0° -40°	0° -40°	0° -40°	0° -40°

Dati tecnici		Misura LARGE			
	Rif.	senza rivestimento interno	con rivestimento interno sottile	con rivestimento interno spesso	con rivestimento interno extra spesso
LARGHEZZA SEDUTA (cm)	SWF	53	50	46	42
LARGHEZZA SCHIENALE (cm)	SWR	47,7	44,7	41,1	37,5
PROFONDITA' SEDUTA (cm)	SD	48,8	45,5	45,5	45,5
ALTEZZA SCHIENALE (cm)	BH	57,2	54,9	54,9	54,9
ALTEZZA DEL POGGIATESTA (cm) min-max	HH	64,1-81,6	62-79,5	62-79,5	62-79,5
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA (cm) min-max	SH	50,1-60,9	52,1-62,9	52,1-62,9	52,1-62,9
ALTEZZA POGGIPIEDI (cm) min-max	FH	30,5-43	32,5-45	32,5-45	32,5-45
INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA (cm)	OW	69,2	69,2	69,2	69,2
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta non basculata (cm)		87,7	87,7	87,7	87,7
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta basculata (cm)	TC	148,8	148,8	148,8	148,8
ALTEZZA SOPRA WC (cm) min-max	TH	44,2-55	44,2-55	44,2-55	44,2-55
INGOMBRO MINIMO SOPRA WC (cm)	TW	59,2	59,2	59,2	59,2
ALTEZZA DAI BRACCIOLI ALLA SEDUTA (cm)	AH	23,4	21,4	21,4	21,4
ALTEZZA TOTALE (cm)		142,5	142,4	142,4	142,4
PESO (Kg)		24,8	27,7	28,3	29
PORTATA MASSIMA (Kg)		152	152	152	152
ANGOLO DI BASCULAMENTO	SA	0° -40°	0° -40°	0° -40°	0° -40°

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.05.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Configurazione di base

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
N72012	Seahorse Plus misura SMALL	Pz.	2.480,00 €
N72024	Seahorse Plus misura MEDIUM	Pz.	2.980,00 €
N72036	Seahorse Plus misura LARGE	Pz.	3.250,00 €

Accessori

Rivestimento seduta

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
N72310	Rivestimento spesso piccolo mis. 1	Pz.	268,00 €
N72322	Rivestimento sottile piccolo mis. 2	Pz.	173,00 €
N72334	Rivestimento spesso medio mis. 3	Pz.	340,00 €
N72346	Rivestimento sottile medio mis. 4	Pz.	212,00 €
N72668	Rivestimento spesso grande mis. 5	Pz.	413,00 €
N72679	Rivestimento sottile grande mis. 6	Pz.	342,00 €
N84981	Rivestimento extra spesso grande mis. 7	Pz.	488,00 €



Imbragature

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
N72139	Imbragatura pettorale small	Pz.	212,00 €
N72140	Imbragatura pettorale medium	Pz.	212,00 €
N72723	Imbragatura pettorale large	Pz.	212,00 €
N94019	Imbragatura pettorale extra-large	Pz.	212,00 €
N72152	Imbragatura a farfalla small	Pz.	212,00 €
N72164	Imbragatura a farfalla medium	Pz.	212,00 €
N72759	Imbragatura a farfalla large	Pz.	235,00 €
N94020	Imbragatura a farfalla extra-large	Pz.	235,00 €



Supporto anteriore (in sostituzione dei braccioli)

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
N72127	Supporto anteriore ribaltabile small	Pz.	148,00 €
N72188	Supporto anteriore ribaltabile medium/large	Pz.	148,00 €



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.05.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.