

Ordine

Preventivo

Conto visione

Standz 2

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Standz 2

Stabilizzatore per statica in postura prona/supina con abduzione dei supporti per gli arti inferiori.



PREZZO BASE: A PARTIRE DA 2.650,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2571651

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato codice ISO: 03.48.21.006
Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio codice ISO: 03.48.21.066

Aggiuntivi:

Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile	codice ISO: 03.48.21.106
Regolazione della prono-supinazione del piede	codice ISO:03.48.21.109x2
Regolazione intra ed extra rotazione del piede	codice ISO:03.48.21.112x2
Regolazione della flessione-estensione del piede	codice ISO:03.48.21.115x2
Quattro ruote piroettanti di cui due con freno	codice ISO:03.48.21.121
Sostegno tronco	codice ISO:03.48.21.118x2
Regolazione tramite pistone a gas	codice ISO:03.48.21.136
Sostegno per arto superiore	codice ISO:03.48.21.204

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Configurazione di base prona

- stabilizzatore per statica in posizione prona
- supporto per il tronco flip away
- supporto per il bacino flip away
- sandaletti
- supporti per ginocchia standard
- cinturini per ginocchia standard
- tavolino multiposizione
- sostegno per arti superiori

Configurazione di base prona/supina

- stabilizzatore per statica in posizione prona
- supporto per il tronco flip away
- supporto per il bacino flip away
- sandaletti
- supporti per ginocchia standard
- cinturini per ginocchia standard
- tavolino multiposizione
- sostegno per arti superiori
- poggiatesta planare (optional)

Per conoscere dettagli e dimensione del prodotto e degli accessori, consultare la scheda **TABELLA COMPONENTI** sulla pagina prodotto del nostro sito

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/standz.

Dati tecnici	Standz 2
Età approssimativa di utilizzo	da 5 a 14 anni
Angolazione (prono - supino)	0° - 90° / 90° - 0°
Altezza max utente *	990 - 1600 mm
Peso max utente	70 kg
Larghezza telaio	760 mm
Lunghezza telaio	1070 mm
Altezza minima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica)	820 mm
Altezza massima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica)	1160 mm
Larghezza delle spalle (posizione supina)	200 - 290 mm
Larghezza imbottitura tronco (min/max)	220 - 360 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max)	250 - 370 mm
Larghezza fermi per ginocchia (min)	220 mm
Altezza dello stander (da terra alla parte superiore dell'imbottitura) (min/max)	1130 mm (prono) 1230 mm (supino)
Altezza dello stander orizzontale (da terra alla tavola di supporto)	900 mm
Abduzione (min/max)	0° - 30°
Angolazione pedana (flessione dorsale)	15° (prono) - 15° (supino)
Angolazione pedana (flessione plantare)	15° (prono) - 15° (supino)

* Per ottenere l'altezza massima è necessario l'utilizzo dell'accessorio "Prolunga supporto spalle" Cod. JSTZ0340X

Disponibilità

Nella tabella sono evidenziati gli articoli la cui disponibilità è in **pronta consegna**. Per tutti gli altri articoli, il tempo di consegna può variare in base alla disponibilità e fino a 5 settimane.

Configurazione di base

Standz stabilizzatore per statica in postura prona - **Misura 2**

Prezzo / Pz.

2.650,00 €

Colori disponibili

Blu_01	Rosa_02	Verde_03	Rosso_04	Giallo_09

CONFIGURAZIONE MINIMA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/standz.

Configurazione minima completa di:		
Base standing 	Tavolino Multiposizione + supporto per tavolino 	Estensione tavolino per supporto arti superiori 
Prezzo / Pz. JSTZ020X incl.	Prezzo / Pz. JSTZ0270X + JSTZ10280X incl.	Prezzo / Pa JSTZ0350X incl.
Supporti ginocchia standard 	Cinturini per supporto ginocchia standard 	Sandaletti 
Prezzo / Pa JSTZ0070X incl.	Prezzo / Pa JMU680X Mis.2 incl.	Prezzo / Pa JS16 Mis.1 incl. JS2 Mis.2 (std) incl. JS3 Mis.3 (std) incl.
Supporti swing-away rigidi con cinturino per il posizionamento pelvico e/o del tronco 		
Prezzo / Pz. JSTZ0240X x 2 pz incl.		

Poggiatesta (necessario per configurazione PRONO/SUPINA)

Poggiatesta planare	Poggiatesta ovale	Poggiatesta avvolgente Multigrip	Poggiatesta Anatomico
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
JMH0901 Blu 200,00 € JMH0902 Rosa 200,00 € JMH0903 Verde 200,00 € JMH0904 Rosso 200,00 € JMH0909 Giallo 200,00 €	JMH0201 Blu 200,00 € JMH0202 Rosa 200,00 € JMH0203 Verde 200,00 € JMH0204 Rosso 200,00 € JMH0209 Giallo 200,00 €	JMH06 1 sezione 363,00 € JMH0101 2 sezioni 363,00 € JMH05 3 sezioni 363,00 €	JMH0701 Blu 360,00 € JMH0702 Rosa 360,00 € JMH0703 Verde 360,00 € JMH0704 Rosso 360,00 € JMH0706 Giallo 360,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/standz.

Accessori in alternativa a quelli compresi nella configurazione minima con differenza di prezzo

Posizionamento pelvico e tronco

Supporti flessibili con sistema Swing away per il posizionamento pelvico o del tronco



(in alternativa a JSTZ0240X)

Tavolino Multiposizione con bowl



(in alternativa a JSTZ10280X)

Differenza di prezzo / Pa

Qtà:	1Pz	2Pz		
	JSTZ02501	Blu	45,00 €	
	JSTZ02502	Rosa	45,00 €	
	JSTZ02503	Verde	45,00 €	
	JSTZ02504	Rosso	45,00 €	
	JSTZ02509	Giallo	45,00 €	

(Prezzo di listino 135,00 €)

Differenza di prezzo / Pa

JSTZ103001	Blu	48,00 €
JSTZ103002	Rosa	48,00 €
JSTZ103003	Verde	48,00 €
JSTZ103004	Rosso	48,00 €
JSTZ103005	Giallo	48,00 €

(Prezzo di listino 320,00 €)

Posizionamento ginocchia

Supporti ginocchia multi asse (solo per la configurazione prono/ supina)



(in alternativa a JSTZ0070X)

Cinturini per ginocchio con controllo di rotazione



(in alternativa a JMU540X o JMU680X)

Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa	Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa	Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa	Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa
JSTZ01701	Blu 95,00 €	JSTZ02301	Blu 115,00 €	JMU4501	Blu 18,00 €	JMU6901	Blu 28,00 €
JSTZ01702	Rosa 95,00 €	JSTZ02302	Rosa 115,00 €	JMU4502	Rosa 18,00 €	JMU6902	Rosa 28,00 €
JSTZ01703	Verde 95,00 €	JSTZ02303	Verde 115,00 €	JMU4503	Verde 18,00 €	JMU6903	Verde 28,00 €
JSTZ01704	Rosso 95,00 €	JSTZ02304	Rosso 115,00 €	JMU4504	Rosso 18,00 €	JMU6904	Rosso 28,00 €
JSTZ01709	Giallo 95,00 €	JSTZ02309	Giallo 115,00 €	JMU4509	Giallo 18,00 €	JMU6909	Giallo 28,00 €

(Prezzo di listino 385,00 €)

(Prezzo di listino 435,00 €)


(Prezzo di listino 76,00 €)

(Prezzo di listino 98,00 €)

Fermi per ginocchia completi di fasce con supporti



(in alternativa a JSTZ0070X)



Art.	A	B	C
JMB0905	75	100	45
JMB0405	95	120	60

Mis. 1	Differenza di prezzo / Pa	Mis. 2	Differenza di prezzo / Pa
JMB0905+JSTZ02105	95,00 €	JMB0405+JSTZ02105	115,00 €

(Prezzo di listino 385,00 €)

(Prezzo di listino 435,00 €)

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/standz.

Uteriori accessori											
Sostegno tronco											
Prolunga del supporto per le spalle (nella versione prona compatibile solo con supporto pelvico e prolunga supporto pelvico)			Prolunga del supporto per le spalle con protrattori mis. 1 (nella versione prona compatibile solo con supporto pelvico e prolunga supporto pelvico)			Prolunga del supporto per le spalle con protrattori mis. 2 (nella versione prona compatibile solo con supporto pelvico e prolunga supporto pelvico)					
Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.					
JSTZ01401	Blu	95,00 €	JSTZ02601	Blu	215,00 €	JSTZ03401	Blu	280,00 €			
JSTZ01402	Rosa	95,00 €	JSTZ02602	Rosa	215,00 €	JSTZ03402	Rosa	280,00 €			
JSTZ01403	Verde	95,00 €	JSTZ02603	Verde	215,00 €	JSTZ03403	Verde	280,00 €			
JSTZ01404	Rosso	95,00 €	JSTZ02604	Rosso	215,00 €	JSTZ03404	Rosso	280,00 €			
JSTZ01409	Giallo	95,00 €	JSTZ02609	Giallo	215,00 €	JSTZ03409	Giallo	280,00 €			
Sostegno bacino - piedi											
Supporto pelvico (compatibile solo con posizionamento prono)			Prolunga sel supporto per sostegno pelvico (solo in combinazione con supporto pelvico - utilizzabile con posizionamento prono)			Sellino di supporto per posizionamento					
Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.					
JSTZ03201	Blu	285,00 €	JSTZ01601	Blu	76,00 €	JSTZ020		190,00 €			
JSTZ03202	Rosa	285,00 €	JSTZ01602	Rosa	76,00 €						
JSTZ03203	Verde	285,00 €	JSTZ01603	Verde	76,00 €						
JSTZ03204	Rosso	285,00 €	JSTZ01604	Rosso	76,00 €						
JSTZ03209	Giallo	285,00 €	JSTZ01609	Giallo	76,00 €						
Imbottiture per estensioni laterali supporti arti superiori			Fermagomiti per tavolino			Imbottitura per tavolino					
Prezzo / Pa			Prezzo / Pa			Prezzo / Pz.					
JSTZ03305		105,00 €	JUBEB		180,00 €	JTP013		165,00 €			
Imbottitura anatomica a mezza luna per supporti ginocchia			Pettorina			Sandaletti con cavigliere					
Prezzo / Pa			Prezzo / Pz.			Prezzo / Pa					
JSB31001		40,00 €	JHB62	mis. 1	75,00 €	JS19	mis. 1	190,00 €			
			JHB64	mis. 2	84,00 €	JS21	mis. 2	190,00 €			
						JS22	mis. 3	190,00 €			

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/standz.