


# Sandaletti \_ scheda tecnica




Sandaletti			
	Larghezza (A)	Lunghezza (B)	Kit rialzo sandaletti
JS16 - mis. 1	80 mm	170 mm	JSRB1
JS2 - mis. 2	95 mm	220 mm	JSRB2
JS3 - mis. 3	105 mm	275 mm	JSRB3
JS4 - mis. 4	115 mm	320 mm	JSRB4

Cinturini di ricambio per sandaletti			
	Larghezza (A)	Lunghezza (B)	Kit rialzo sandaletti
JMU12 per JS16*	80 mm	170 mm	JSRB1
JMU13 per JS2*	95 mm	220 mm	JSRB2
JMU14 per JS3*	105 mm	275 mm	JSRB3
JMU15 per JS4*	115 mm	320 mm	JSRB4

\*Questi cinturini sono forniti di serie con questi sandali. Le dimensioni dei cinturini dei sandali sono completamente intercambiabili. Se un utente richiede cinturini di lunghezza diversa, tutti i cinturini sopra elencati saranno compatibili.

Il kit di rialzo per sandaletti contiene 4 blocchi per alzare i sandali. Ogni blocco aggiunge circa 17 mm all'altezza del sandalo. Ogni kit è progettato per essere utilizzato su un solo sandalo. Per condividere i blocchi tra più sandali è necessario l'accessorio SWP178.

# Accessori sandaletti \_ scheda tecnica



## Cavigliere per sandaletti

	Circonferenza interna (A)	Altezza (B)	Distanza (C)*	Cavigliere complete con sandaletto
JS18 – mis.1	Min: 120 mm Max: 225 mm	120 mm	Min: 0 mm Max: 225 mm	JS19 – mis.1
JS20 – mis. 2	Min: 165 mm Max: 295 mm	120 mm	Min: 0 mm Max: 225 mm	JS21 – mis. 2

\*Distanza tra la parte più alta della cavigliera e la superficie superiore del sandalo

## Stivaletti con imbottitura morbida per sandaletti

	Larghezza (A)	Lunghezza (B)	Altezza (C)
JS5	90 mm	140 mm	70 mm

Gli stivaletti sono realizzati in morbido tessuto elasticizzato. Questo significa che le dimensioni potrebbero subire leggere variazioni.

