

Ordine Preventivo Conto visione

X50R+

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

X50R+

Carrozzina elettronica pieghevole per uso interno/esterno



PREZZO BASE: 2.850,00 € + IVA

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: **12.21.27.006**

Carrozzina elettrica a prevalente uso interno
codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: **12.23.06.009**

Configurazione di base

- Telaio pieghevole in alluminio
- Maniglia unica
- Rivestimento seduta e schienale in nylon sfoderabile
- Braccioli pieghevoli
- Pedana poggiapiedi unica richiudibile
- Ruote anteriori e posteriori comfort antiforatura in PU
- Ruotine antiribaltamento posteriori rimovibili
- Comando joystick con indicatore della batteria e della velocità, posizionabile a destra o a sinistra
- Vano portaoggetti
- Luce LED integrata
- Connessione USB
- Freno automatico sui motori
- Raggio di sterzata ridotto
- Pacco batterie rimovibile
- Colore telaio: nero con profili argento



Nota: l'illustrazione corrisponde alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/x50r.

Dati tecnici	
Lunghezza (inclusi pedana poggiapiedi estesa e ruotine antiribaltamento)	91 cm
Lunghezza (inclusi pedana poggiapiedi richiusa)	70 cm
Larghezza	57 cm
Altezza	92 cm
Peso totale	22 kg
Portata massima utente	100 kg
Larghezza seduta	42,5 cm
Profondità seduta	43 cm
Altezza seduta da terra	48 cm
Altezza schienale	41 cm
Velocità max	6 km/h
Raggio di sterzata	90 cm
Batteria	12 Ah/24V ioni di litio
Caricabatterie	3 Ah
Autonomia	10-15 km*
Pendenza massima consentita	3° (6%)

*Nota bene: L'autonomia è conforme alle specifiche del produttore, misurata in condizioni ideali con un peso di prova di 75 kg, a velocità regolata di 6 km/h ed una temperatura di 20° C in un ambiente clinico. Possono influire sull'autonomia: peso dell'utente, condizioni meteorologiche, velocità, pressione dei pneumatici, condizioni della strada, condizioni della batteria e terreno pianeggiante o collinare.

I dati possono essere soggetti a variazioni a seguito di modifiche costruttive.

Configurazione di base	
	Imponibile / Pz.
09560100 X50R+ - Carrozzina elettronica pieghevole con batteria al litio (comando lato destro di serie)	2.850,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/x50r.