

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

MIO II

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

MIO II

Scooter outdoor

**PREZZO BASE: € 4.400,00 + IVA**

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
codice ISO secondo DM 27/08/99 n.332: 12.21.27.006

Scooter elettronico 4 ruote
codice ISO secondo DPCM 12/01/17: 12.23.03.006

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Motore con freno elettromagnetico
- Sterzo regolabile in angolazione
- Sospensioni anteriore e posteriore
- Seduta 360° confortevole, regolabile in profondità e rimovibile
- Schienale regolabile e reclinabile con poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza, altezza ed angolazione
- Cruscotto digitale intuitivo e chiaro
- Paraurti anteriore e posteriore
- Chiave d'accensione
- Fanaleria, indicatori di direzione e segnale audio
- Cintura di sicurezza
- Cestino porta oggetti anteriore rimovibile
- Specchietto retrovisore sinistro
- Colore telaio: blu



Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 30.01.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/mio-ii.



Dati tecnici	
Lunghezza totale	132 cm
Larghezza totale	68,5 cm
Altezza totale	117 cm
Peso	148 kg
Portata max utente	135 kg
Motore	800 Watt (4 carboncini)
Pendenza massima consentita (pendenza valutata secondo la norma UNI EN 12184:2014)	10° - 17%
Superamento ostacolo max	75 mm
Larghezza seduta	45,7 cm

Profondità seduta	45,7 cm
Altezza seduta	53 cm
Ruote anteriori e posteriori	13" ad aria
Raggio di sterzata esterno	353 cm
Altezza da terra	17 cm
Velocità massima	15 km/h
Batterie	2 x 73 Ah/12V AGM
Caricabatterie	8 Ah/24 V classe 1
Autonomia	40 km*

* L'autonomia è misurata in circostanze perfette con un peso di prova di 75 kg. L'autonomia può variare ed è influenzata da: stato delle batterie, peso utente, condizioni stradali, temperatura esterna, pressione pneumatici e modo di utilizzo.

Il produttore si riserva cambiamenti tecnici ed estetici senza preavviso nell'ottica di miglioramento del prodotto

Configurazione di base			
Scooter elettrico MIO II colore Blu (standard) 		Scooter elettrico MIO II colore Grigio 	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
06060185	4.400,00 €	06060186	4.400,00 €

Accessori			
Porta stampella 		Specchietti retrovisori (destro e sinistro) 	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Kit	
90100030	65,00 €	06030100	45,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 30.01.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/mio-ii.