

Ordine

Preventivo

Conto visione

XENA 4

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

XENA 4

Scooter indoor/outdoor

**PREZZO BASE: € 1.900,00 + IVA**

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
codice ISO secondo DM 27/08/99 n.332: 12.21.27.006

Scooter elettronico 4 ruote
codice ISO secondo DPCM 12/01/17: 12.23.03.006

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Motore con freno elettromagnetico
- Sterzo pieghevole e regolabile in angolazione
- Sospensioni anteriore e posteriore
- Seduta regolabile 360°, pieghevole e con rivestimento sfoderabile
- Braccioli swing-away, rimovibili e regolabili in larghezza
- Luce frontale al LED
- Pacco batterie rimovibile e chiudibile a chiave
- Smontabile in 5 parti
- Presa USB
- Cestino porta oggetti anteriore rimovibile
- Ruotine antiribaltamento posteriori
- Colore telaio: borgogna



Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 30.01.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/xena-4.



Dati tecnici	
Lunghezza totale	104 cm (incluse ruotine antiribaltamento)
Larghezza totale	54 cm
Altezza totale	88 cm (esclusi specchietti)
Peso	46,8 kg
Portata max utente	135 kg
Motore	270W
Pendenza massima consentita (pendenza valutata secondo la norma UNI EN 12184:2014)	3° - 5%
Superamento ostacolo max	15 mm
Larghezza seduta	45 cm

Profondità seduta	39 cm
Altezza seduta	41 cm
Ruote anteriori e posteriori	8" ad aria
Raggio di sterzata esterno	225 cm
Altezza da terra	6 cm
Velocità massima	7-8 km/h
Velocità in retromarcia	3 km/h
Batterie	2 x 18 Ah/12V AGM
Caricabatterie	2 Ah/24V classe 2
Autonomia	19 km*

* L'autonomia è misurata in circostanze perfette con un peso di prova di 75 kg. L'autonomia può variare ed è influenzata da: stato delle batterie, peso utente, condizioni stradali, temperatura esterna, pressione pneumatici e modalità di utilizzo.

Il produttore si riserva cambiamenti tecnici ed estetici senza preavviso nell'ottica di miglioramento del prodotto

Configurazione di base		
Scooter elettrico XENA 4 colore Champagne 	Scooter elettrico XENA 4 colore Borgogna (standard) 	Scooter elettrico XENA 4 colore Blu 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
06030260 1.900,00 €	06030261 1.900,00 €	06030262 1.900,00 €

Accessori	
Porta stampella 	Specchietti retrovisori (destra e sinistra) 
Prezzo / Pz.	Prezzo / Kit
90100030 65,00 €	06030100 45,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 30.01.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/xena-4.